

REKOMMENDERAD BRUKSANVISNING FÖR

EMBRYOÖVERFÖRINGSKATETERN

1. Placera patienten i litotomi- eller knäbröstläge.
2. För in vaginalspekulum för att exponera livmoderhalsen.
3. Använd en ledare eller formbar/flexibel obturator med införings-/guidekateter eller styrkanyl för placering, om så behövs. Avlägsna ledaren eller den formbara/flexibla obturatorn innan inner-/införingskatetern placeras i införings-/guidekatetern. För den läsbara versionen ska inner-/införingskatetern låsas fast inuti införings-/guidekatetern innan den förs in i patienten.
4. En spruta fästs vid inner-/införingskatetern och embryon aspireras in i kateterns ände.
5. Inner-/införingskatetern, som redan fyllts med embryon, förs sedan in direkt i livmoderhålan eller genom införings-/guidekatetern till livmoderhålan.
6. Embryon förs sedan in i livmoderhålan.
7. Avlägsna katetern/katetrarna, kontrollera att inga embryon ligger kvar i katetern och avyttra katetern/katetrarna.

OBS! Ett encelligt musembryo testades och godkändes med minst en 75-procentig blastocytfrekvens. Enheten godkändes i USP-rekommenderat LAL-test för endotoxiner med 20 EU eller mindre per enhet. Tester utförs per batch.



If symbol appears on product label, X = quantity per box

Pokud je symbol uveden na označení výrobku,

X = množství v krabici

Hvis symbolet vises på produktetiketten, er

X = antal pr. æske

Sofern das Symbol auf dem Verpackungsetikett erscheint:

X = Anzahl pro Karton

Εάν εμφανίζεται κάποιο σύμβολο στην ετικέτα του προϊόντος,

X = ποσότητα ανά κουτί

Si el símbolo aparece en la etiqueta del producto,

X = cantidad por caja

Si le symbole est visible sur l'étiquette du produit,

X = quantité par boîte

Ha ez a szimbólum szerepel a termék címkéjén, akkor

X a dobozonkénti mennyiség

Se questo simbolo compare sull'etichetta del prodotto,

X = quantità per scatola

Als dit symbool op het productetiket staat:

X = hoeveelheid per doos

Hvis symbolet vises på produktetiketten,

X = antal per eske

Jeżeli symbol występuje na etykiecie produktu,

X oznacza ilość sztuk w kartonie

Se o símbolo aparecer no rótulo do produto,

X = quantidade por caixa

Om symbolen finns på produktetiketten,

X = mängd per förpackning



 **MANUFACTURER**
COOK INCORPORATED
750 Daniels Way
Bloomington, IN 47404 U.S.A.

www.cookmedical.com
© COOK 2014

 **EC REPRESENTATIVE**
COOK IRELAND LTD.
O'Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ireland

2014-11
T_K-J-ETC_REV2