


COOK**MEDICAL****CE**
0088


EN 4	Turbo-Ject® Peripherally Inserted Central Venous Catheters With Micropuncture® Peel-Away Introducers Instructions for Use
DA 11	Turbo-Ject® perifert indførte centralvenekatetre med Micropuncture® Peel-Away indførere Brugsanvisning
DE 19	Turbo-Ject® peripher eingeführte zentrale Venenkatheter mit Micropuncture® Peel-Away-Einführungsschleusen Gebrauchsanweisung
EL 27	Περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες Turbo-Ject® με εισαγωγείς Micropuncture® Peel-Away Οδηγίες χρήσης
ES 36	Catéteres venosos centrales de inserción periférica Turbo-Ject® con introductores Micropuncture® Peel-Away Instrucciones de uso
FR 44	Cathéters veineux centraux insérés en périphérie Turbo-Ject® avec introducteurs Micropuncture® Peel-Away Mode d'emploi
HU 53	Turbo-Ject® perifériásan bevezetett centrális vénás katéterek Micropuncture® Peel-Away bevezetőeszközökkel Használati utasítás
IT 61	Cateteri venosi centrali ad inserimento periferico Turbo-Ject® con introduttori Micropuncture® Peel-Away Istruzioni per l'uso
NL 69	Turbo-Ject® perifeer ingebrachte centraal-veneuze katheters met Micropuncture® Peel-Away introducers Gebruiksaanwijzing
NO 78	Turbo-Ject® sentralvenekatetre til perifer innføring med Micropuncture® Peel-Away innføringsenheter Bruksanvisning
PT 86	Cateteres venosos centrais de introdução periférica Turbo-Ject® com introdutores Peel-Away Micropuncture® Instruções de utilização
SV 94	Turbo-Ject® perifert inlagda centrala venkatetrar med Micropuncture® Peel-Away-införare Bruksanvisning




T _ C T P I C C T T _ R E V 1



1



2



3

TURBO-JECT® PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL VENOUS CATHETERS WITH MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY INTRODUCERS

CAUTION: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).

DEVICE DESCRIPTION

The Turbo-Ject Peripherally Inserted Central Venous Catheter (PICC) is a polyurethane catheter with a polyurethane suture wing, reinforced polyurethane extensions, and plastic clamps. Catheters can be trimmed to fit the patient's anatomy. PICC sets and trays also contain a Peel-Away® introducer, appropriately sized access needle, wire guides, injection caps, and other accessories for percutaneous vascular placement.

Single Lumen Catheters

Catheter Size (Fr)	Outer Diameter		Inner Diameter		
	Inch	Gage	Inch	Gage	Lumen Vol. (mL)
4	0.055	17	0.037	17	0.76
5	0.066	15	0.048	17	1.00

Double Lumen Catheters

Catheter		Outer Diameter		Inner Diameter		
Size (Fr)	Hub	Inch	Gage	Inch	Gage	Lumen Vol. (mL)
4	Purple (CT)	0.055	17	0.022/0.038*	22	0.61
	White			0.014/0.028*	24	0.46
5	Purple (CT)	0.066	15	0.024/0.048*	18	0.72
	White (CT)					

*height/width

Catheter		Maximum Flow Rate*	Injection Pressure Limit Setting (psi)
Size (Fr)/ Lumen	Hub		
4 / Single		5 mL/sec	325
5 / Single		7 mL/sec	325
4 / Double	Purple (CT)	3 mL/sec	325
	White	Do Not Power Inject This Lumen	
5 / Double	Purple (CT)	5 mL/sec	325
	White (CT)		

*Flow rates achieved using room temperature Omnipaque 300® contrast and verified using a Medrad Stellant® CT injector system. Omnipaque 300 has a viscosity of 11.8 centipoise at room temperature (20 degrees C). A change in temperature or viscosity of the contrast medium used will result in a change in achievable flow rates.

Omnipaque 300® is a registered trademark of GE Healthcare.

INTENDED USE

Turbo-Ject Peripherally Inserted Central Venous Catheter (PICC) Sets and Trays are intended for short- or long-term use for venous pressure monitoring, blood sampling, administration of drugs and fluids, and for use with power injectors for delivery of contrast in CT studies. The Turbo-Ject PICC is indicated for multiple injections of contrast media through a power injector. The maximum pressure limit setting for Power Injectors used with the Turbo-Ject PICC may not exceed 325 psi and the flow rate may not exceed the maximum flow rate indicated.

CONTRAINDICATIONS

None known

WARNINGS

- **Peripherally Inserted Central Venous Catheters play an important role in treatment of critically ill patients. However, catheter tips can erode or perforate vascular walls. Extreme caution must be used in placement and monitoring of catheters.**
- Catheter tip position should be monitored by X-ray on a routine basis. Periodic lateral view X-ray is suggested to assess tip location in relation to vessel wall. Tip position should appear to be parallel to vessel wall. (**Reference 1**)
- The safe and effective use of Turbo-Ject PICC lines with power injector pressures set above 325 psi has not been established.
- **Do not power inject if maximum injection rate cannot be verified to meet limit printed on catheter hub or extension tube.**
- To safely use Turbo-Ject PICC lines with a power injector, the technician/ health care professional must verify:

- The catheter lumen has “CT” on the hub to indicate the lumen is power injectable.
- Prior to use that the maximum pressure limit is set at or below 325 psi and that the maximum flow rate is at or below that which is listed on the catheter. Dynamic and static pressure test results are shown in the following table.

Turbo-Ject Power Injectable PICC Dynamic and Static Pressure Results

Catheter		Priming Volume (mL)	Maximum Labeled Flow Rate (mL/sec)	Average Max Catheter Pressure During Maximum Flow (psi)*	Average Static Burst Pressure in 37°C Water (psi)**	Range of Static Burst Pressure in 37°C Water (psi)**
Size (Fr)/ Lumen	Hub					
4 / Single		0.76	5	204	296	292-310
5 / Single		1.00	7	125	258	250-266
4 / Double	Purple (CT)	0.61	3	178	261	258-264
	White	0.46	Do Not Power Inject This Lumen			
5 / Double	Purple (CT)	0.72	5	191	286	277-300
	White (CT)					

*Maximum flow rate pressures are determined with pump safety cut-off set at 325 psi, using contrast media with a viscosity of 11.8 cP.

**Static Burst pressure is the failure point of the catheter when totally occluded. Warning: Power injector machine pressure limiting feature may not prevent over pressurization of an occluded catheter.

PRECAUTIONS

- This product is intended for use by health care practitioners trained and experienced in proper positioning of catheters in the central venous system using percutaneous entry (Seldinger) technique. Standard techniques for placement of vascular access sheaths, catheters and wire guides should be employed.
- Select puncture site and length of catheter needed by assessing patient anatomy and condition.
- If lumen flow is impeded, do not force injection or withdrawal of fluids. Notify attending physician immediately.
- Patient movement can cause catheter tip displacement. Catheters placed

via an antecubital vein have shown tip movement of up to 10 cm with motion of the extremity.

- Catheter size should be as small as the use will allow.

PRODUCT RECOMMENDATIONS

Catheter Size and Puncture Site


Preliminary reports indicate that catheter size can influence clotting. Larger diameter catheters have more tendency to promote clots. As reported by Amplatz, Gianturco and others, (Reference 2) clot formation has less relation to type of catheter material than to size of catheter.

The angle of the catheter tip to the vessel wall should be checked carefully. Blackshear reviewed the medical literature of catheter perforations, which have confirming X-rays, and found that an incident angle of the catheter to vessel wall greater than 40 degrees was more likely to perforate. (Reference 3)

The following variables must also be considered in selecting appropriate catheter and length:

1. Patient history
2. Patient age and size
3. Access site available
4. Unusual anatomical variables
5. Proposed use and duration of treatment plan

Catheter Tip Positioning



Verify catheter tip position using radiography or appropriate technology. In order to guarantee extrapericardial location, catheter tip should be located in the lower 1/3 of the SVC and not beyond the extrapericardial cava. **Every effort must be made to ascertain proper tip position in order to prevent erosion or perforation of the central venous system and to ensure proper delivery of infusates.**

Catheter Maintenance

Catheter entry site must be prepared and maintained in a manner consistent with standard procedure for central venous catheterization. After catheter placement and prior to use, tip position and lumen patency should be confirmed by free aspiration of venous blood. **If blood is not freely aspirated, catheter tip position should be immediately reevaluated by physician.** If catheter is not to be used immediately, its lumen should be maintained by continuous saline or heparinized saline drip or locked with a catheter locking solution. **NOTE:** If MicroClave or other needleless adapters approved for saline only lock are used, saline only catheter lock may be used. Catheter heparinization should be determined by institutional protocol and clinical judgement. Heparin concentrations of 10 Units/mL to 100 Units/mL have been reported adequate to maintain lumen patency. **(Reference 4)** Catheter lock should be reestablished after every use or at least every 24 hours if unused. Before using catheter lumen already locked with heparin, lumen should be flushed with twice the indicated lumen volume using normal saline. Lumen should be flushed with normal saline between administration of different infusates. After use, lumen should again be flushed with twice the indicated lumen volume using normal saline before reestablishing catheter lock. Strict aseptic technique must be adhered to while using and maintaining catheter.

INSTRUCTIONS FOR USE

Catheter Obturator Preparation

1. Flush catheter with heparinized saline solution or sterile water. **NOTE:** The catheter may be trimmed if a shorter length is required.
2. Attach a syringe with heparinized saline solution or sterile water to the Luer lock fitting of the catheter obturator holder.
3. Inject enough solution to wet the obturator surface entirely. This will activate the AQ® hydrophilic coating, making the obturator surface very lubricious. **NOTE:** If the surface of the obturator becomes dry after removal from the holder, wetting with additional heparinized saline or sterile water will renew the hydrophilic effect.
4. The catheter/obturator assembly can now be introduced as described in the following section.

Catheter Placement (Fluoroscopic Method)

5. After prepping the access site, introduce the access needle into the vessel. **NOTE:** The use of ultrasound is helpful to determine suitability for vessel access and patency. The EchoTip® marking on the needle is used to help visualize the tip of the needle during vessel access.
6. Using fluoroscopic guidance, introduce the wire guide through the needle and advance it 15-20 cm into the vessel.
7. Withdraw the needle, leaving wire guide in place. If necessary, enlarge the puncture site with scalpel blade.

8. Introduce the Peel-Away introducer assembly (sheath and dilator) over the wire guide. With a twisting motion, advance the assembly into the vessel. (**Fig. 1**)
9. Using fluoroscopic control, determine the correct catheter length by advancing the wire guide to the desired catheter tip location. Once the wire guide tip is in proper position, mark the length by clamping forceps onto the wire guide at the skin site.
10. Withdraw the wire guide and measure it from the forceps to the distal tip to determine correct catheter length. Trim catheter if necessary. **NOTE:** Withdraw obturator prior to trimming the catheter; reinsert for catheter introduction.
11. Leaving the sheath in place, remove the dilator. (**Fig. 2**) **NOTE:** To prevent inadvertent air aspiration after removing wire guide and dilator, place thumb or finger over the cuffed proximal end of the sheath.
12. Introduce the catheter/obturator assembly into the sheath as far as possible. **NOTE:** Resistance may be felt approximately 1-2 cm distal to the catheter suture wing when introducing the assembly into the sheath due to an increase in outer diameter. (**Fig. 3**)
13. Peel the sheath away from the catheter by grasping the two wings of the sheath and pulling outward and upward. **NOTE:** Final catheter position is accomplished by alternately advancing the catheter into the sheath and then further pulling on the two wings. Once the sheath is removed, a slight advancement of the catheter may be needed for final positioning.
14. After the catheter is in final position, remove the obturator, secure the catheter to skin and dress in standard fashion.
15. Verify catheter tip position using radiography or appropriate technology. In order to guarantee extrapericardial location, catheter tip should be located above the SVC-RA junction, within the lower 1/3 of the SVC.

Catheter Placement (Non-Fluoroscopic Method)

1. After prepping the access site, introduce the access needle into the vessel. **NOTE:** The use of ultrasound is helpful to determine suitability for vessel access and patency. The EchoTip® marking on the needle is used to help visualize the tip of the needle during vessel access.
2. Introduce the wire guide through the needle and advance it 15-20 cm into the vessel.
3. Withdraw the needle, leaving wire guide in place. If necessary, enlarge the puncture site with scalpel blade.
4. Introduce the Peel-Away introducer assembly (sheath and dilator) over the wire guide. With a twisting motion, advance the assembly into the vessel. (**Fig. 1**)
5. Using a tape measure, clinical judgment, or other institutional protocol, determine the correct catheter length and trim catheter as needed. **NOTE:** Withdraw obturator prior to trimming catheter; reinsert for catheter introduction.
6. Leaving the sheath in place, remove the dilator. (**Fig. 2**) **NOTE:** To prevent inadvertent air aspiration after removing wire guide and dilator, place thumb or finger over the proximal end of the sheath.
7. Introduce the catheter/obturator assembly into the sheath as far as possible. **NOTE:** Resistance may be felt approximately 1-2 cm distal to the

catheter suture wing when introducing the assembly into the sheath due to an increase in outer diameter. (**Fig. 3**)

8. Peel the sheath away from the catheter by grasping the two wings of the sheath and pulling outward and upward. **NOTE:** Final catheter position is accomplished by alternately advancing the catheter into the sheath and then further pulling on the two wings. Once the sheath is removed, a slight advancement of the catheter may be needed for final positioning.
9. After catheter is in final position, remove obturator, secure catheter to skin and dress in standard fashion.
10. Verify catheter tip position using radiography or appropriate technology. In order to guarantee extrapericardial location, catheter tip should be located above the SVC-RA junction, within the lower 1/3 of the SVC.

Power Injection Procedure

1. Use only lumens marked "CT" for power injection of contrast media.
WARNING: Use of lumens not marked "CT" for power injection may result in catheter failure.
2. Confirm proper catheter tip position radiographically prior to injection.
3. Remove any injection/needleless caps from the Turbo-Ject PICC.
4. Attach a 10 mL (or larger) syringe filled with sterile normal saline to the hub of the extension tube to be used for power injection.
5. Ensure adequate blood return and flush catheter thoroughly with the entire 10 mL of sterile normal saline to ensure lumen patency.
WARNING: Failure to ensure patency of the catheter lumen prior to injection may result in catheter failure.
6. Remove syringe and attach power injection device to the catheter using the manufacturer's recommendations.
7. Conduct study using the power injector, making sure not to exceed the maximum flow rate or pressure limit for the catheter.
8. Disconnect the power injection device and flush the catheter again with 10 mL of sterile normal saline.
9. Place a new injection/needleless cap on the Turbo-Ject PICC, flush and lock the catheter with saline or heparinized saline per institutional protocol.
10. Confirm proper catheter tip position radiographically following power injection.

HOW SUPPLIED

Supplied sterilized by ethylene oxide gas in peel-open packages. Intended for one-time use. Sterile if package is unopened or undamaged. Do not use the product if there is doubt as to whether the product is sterile. Store in a dark, dry, cool place. Avoid extended exposure to light. Upon removal from package, inspect the product to ensure no damage has occurred.

REFERENCES

These instructions for use are based on experience from physicians and (or) their published literature. Refer to your local Cook sales representative for information on available literature.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.

2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

DANSK

TURBO-JECT® PERIFERT INDFØRTE CENTRALVENEKATETRE MED MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY INDFØRERE

FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges til en læge (eller en autoriseret behandler) eller efter dennes anvisning.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Turbo-Ject perifert indført centralvenekateter (Peripherally Inserted Central Venous Catheter, PICC) er et polyurethankanter med en polyurethansuturvinge, forstærkede polyurethanforlængelser og plasticklemmer. Katetre kan afkortes, så de passer til patientens anatomi. PICC sæt og bakker indeholder også en Peel-Away® indfører, en indføringskanyle af passende størrelse, kateterledere, injektionshætter og andet tilbehør til perkutan, vaskulær anlæggelse.

Enkeltlumenkatetre

Kateter	Udvendig diameter		Indvendig diameter		
Størrelse (Fr)	Tomme (mm)	Gauge	Tomme (mm)	Gauge	Lumenvol. (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Dobbeltlumenkatetre

Kateter		Udvendig diameter		Indvendig diameter		
Størrelse (Fr)	Muffe	Tomme (mm)	Gauge	Tomme (mm)	Gauge	Lumenvol. (ml)
4	Lilla (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Hvid			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Lilla (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Hvid (CT)					

*højde/bredde

Kateter		Maksimal gennemstrømningshastighed*	Trykbegrænsningsindstilling for injektion (psi/bar)
Størrelse (Fr)/lumen	Muffe		
4 / Enkelt		5 ml/sek.	325 (22,4)
5 / Enkelt		7 ml/sek.	325 (22,4)
4 / Dobbelt	Lilla (CT)	3 ml/sek.	325 (22,4)
	Hvid	Brug ikke maskininjektor med dette lumen	
5 / Dobbelt	Lilla (CT)	5 ml/sek.	325 (22,4)
	Hvid (CT)		

*Gennemstrømningshastigheder opnået med Omnipaque 300® kontrast ved stuetemperatur og verificeret med et Medrad Stellant® CT-injektionssystem. Omnipaque 300 har en viskositet på 11,8 centipoise ved stuetemperatur (20 grader C). En ændring i det anvendte kontraststofs temperatur eller viskositet vil medføre en ændring i de opnåelige gennemstrømningshastigheder. Omnipaque 300® er et registreret varemærke tilhørende GE Healthcare.

TILSIGTET ANVENDELSE

Turbo-Ject perifert indførte centralvenekatetre (Peripherally Inserted Central Venous Catheter, PICC), sæt og bakker, er beregnet til kort- eller langtidsbrug til monitorering af venetryk, blodprøvetagning, indgivelse af medikamenter og væsker, og til brug med maskininjektorer til indgivelse af kontraststof i CT-undersøgelser. Turbo-Ject PICC er indiceret til flere injektioner af kontraststof gennem en maskininjektor. Den maksimale trykbegrænsningsindstilling for maskininjektorer, der bruges med Turbo-Ject PICC, må ikke overstige 325 psi (22,4 bar), og gennemstrømningshastigheden må ikke overstige den angivne maksimale gennemstrømningshastighed, der er vist i den følgende tabel.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendte

ADVARSLER

- **Perifert indførte centralvenekatetre spiller en vigtig rolle i behandlingen af kritisk syge patienter. Imidlertid kan kateterspidser erodere eller perforere karvægge. Der skal udvises den største forsigtighed ved anlæggelse og monitorering af katetre.**
- Kateterspidsens position skal verificeres med røntgen og monitoreres rutinemæssigt. Det anbefales at tage periodiske laterale røntgenbilleder for at vurdere spidsens placering i forhold til karvæggen. Spidsens position skal være parallel med karvæggen. (**Reference 1**)
- Der er ikke klarlagt sikker og effektiv brug af Turbo-Ject PICC slanger, når maskininjektoren har et indstillet tryk på over 325 psi (22,4 bar).
- **Injicer ikke med maskininjektor, hvis det ikke kan verificeres, at den maksimale injektionshastighed, der er påtrykt katetermuffen eller forlængerslangen, overholdes.**
- For på sikker vis at kunne anvende Turbo-Ject PICC slanger sammen med en maskininjektor skal teknikeren/sundhedspersonalet bekræfte, at:
 - Kateterets lumen viser "CT" på muffen for at angive, at der kan maskininjiceres lumenet.
 - Den maksimale trykgrænse før brug er indstillet til 325 psi (22,4 bar) eller under, og at den maksimale gennemstrømningshastighed ligger på eller under den værdi, der er angivet på kateteret. Testresultater for dynamisk og statisk tryk er vist i den følgende tabel.

Resultater for maskininjektion med Turbo-Ject PICC ved brug af dynamisk og statisk tryk

Kateter		Priming-volumen (ml)	Angiven maksimal gennemstrømningshastighed (ml/sek.)	Gennemsnitligt, maksimalt katetertryk under maksimal gennemstrømning (psi/bar)*	Gennemsnitligt statisk bristningstryk i 37 °C varmt vand (psi/bar)**	Område for statisk bristningstryk i 37 °C varmt vand (psi/bar)**
Størrelse (Fr)/ lumen	Muffe					
4 / Enkelt		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / Enkelt		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / Dobbelt	Lilla (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Hvid	0,46	Brug ikke maskininjektor med dette lumen			
5 / Dobbelt	Lilla (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Hvid (CT)					

*Maksimal gennemstrømningstryk bestemmes med pumpens sikkerhedsafbrydelse indstillet til 325 psi (22,4 bar) ved anvendelse af kontraststof med en viskositet på 11,8 centipoise.

**Statisk bristningstryk er det punkt, hvor kateteret svigter, når det er fuldstændigt okkluderet.

Advarsel: Maskininjektorens trykbegrænsningsfunktion forhindrer muligvis ikke overtryk i et okkluderet kateter.

FORHOLDSREGLER

- Dette produkt er beregnet til brug af læger, der er uddannede og erfarne i korrekt positionering af katetre i centralvenesystemet med anvendelse af perkutan indføringsteknik (Seldinger). Brug standardteknikker for anlæggelse af sheaths til vaskulær adgang, katetre og kateterledere.
- Vælg punktursted og den nødvendige kateterlængde efter vurdering af patientens anatomi og tilstand.
- Hvis lumengennemstrømning hæmmes, må injektion eller tilbagetrækning af væsker ikke forceres. Underret øjeblikkeligt den vagthavende læge.
- Patientbevægelse kan forårsage, at kateterspidsen flytter sig. Katetre, der er anlagt via vena intermedia cubiti har vist flytning af spidsen op til 10 cm ved bevægelse af ekstremiteten.
- Kateterstørrelsen bør være så lille som muligt til den pågældende anvendelse.

PRODUKTANBEFALINGER

Kateterstørrelse og punktursted


Foreløbige rapporter angiver, at kateterstørrelsen kan påvirke koageldannelse. Katetre med større diametre har mere tendens til at fremme koagler. Som rapporteret af Amplatz, Gianturco og andre (**Reference 2**) har koageldannelse mindre relation til katetermaterialets type end til kateterets størrelse.

Vinklen på kateterspidsen i forhold til karvæggen skal kontrolleres nøje. Blackshear gennemgik medicinsk litteratur om kateterperforationer med bekræftende røntgenbilleder og fandt, at der var større sandsynlighed for perforering ved en indfaldende vinkel på kateteret i forhold til karvæggen på over 40 grader. (**Reference 3**)

Følgende variabler skal også tages i betragtning ved valg af passende kateter og længde:

1. Patientens anamnese
2. Patientens alder og størrelse
3. Muligt indførsissted
4. Usædvanlige anatomiske variabler
5. Foreslået brug og varighed af behandlingsplan

Placering af kateterspids



Verificér kateterspidsens position ved brug af røntgen eller passende teknologi. For at garantere extrapericardial placering skal kateterspidsen placeres i den nederste 1/3 af SVC og ikke forbi extrapericardiale cava. **Der skal tages alle forholdsregler for at sikre korrekt placering af spidsen for**

at forhindre erosion eller perforation af centralvenesystemet og for at sikre korrekt tilførsel af infusater.

Vedligeholdelse af kateteret

Kateterets indføøringssted skal klargøres og vedligeholdes på en måde, der er overensstemmende med standardprocedure for kateterisation af central vener. Efter anlæggelse af kateter og inden anvendelse skal spidsens placering og lumens åbenhed bekræftes med fri aspiration af veneblod.

Hvis blodet ikke aspireres frit, bør kateterspidsens position øjeblikkeligt reevalueres af lægen. Hvis kateteret ikke skal anvendes med det samme, bør kateterets lumen opretholdes med kontinuerligt saltvands- eller hepariniseret saltvandsdrop eller låses med en kateterlåseopløsning. **BEMÆRK:** Hvis MicroClave eller andre nålefri adaptore anvendes, som er godkendt til låsning kun med saltvand, kan låsning af katetre kun med saltvand benyttes. Heparinisering af kateter bør afgøres i henhold til hospitalets protokol og klinisk skøn. Heparinkoncentrationer på 10 enheder/ml til 100 enheder/ml er blevet rapporteret at være tilstrækkelige til at opretholde åbenhed af lumen. **(Reference 4)** Kateterlåsen bør reetableres efter hver anvendelse eller mindst en gang i døgnet, hvis den ikke anvendes. Inden anvendelse af kateterlumen, der allerede er låst med heparin, skal lumen gennemsykles med to gange det angivne lumenvolumen med fysiologisk saltvand. Lumen skal gennemsykles med fysiologisk saltvand mellem indgivelse af forskellige infusionsvæsker. Efter brug skal lumen igen skylles igennem med to gange det angivne lumenvolumen ved hjælp af fysiologisk saltvand, inden kateterlåsen reetableres. Der skal anvendes streng aseptisk teknik ved anvendelse og vedligeholdelse af kateteret.

BRUGSANVISNING

Klargøring af kateterobturator

1. Gennemskyl kateteret med hepariniseret saltvandsopløsning eller sterilt vand. **BEMÆRK:** Kateteret kan afkortes, hvis der ønskes en kortere længde.
2. Sæt en sprøjte med hepariniseret saltvandsopløsning eller sterilt vand på kateterobturatorholderens "Luer-Lock"-fitting.
3. Injicér tilstrækkelig opløsning til at fugte hele obturatoroverfladen. Dette vil aktivere AQ® hydrofil coating og gøre obturatoroverfladen meget glat. **BEMÆRK:** Hvis obturatoren overflade bliver tør efter den er fjernet fra holderen, vil fugtning med yderligere hepariniseret saltvand eller sterilt vand forny den hydrofile effekt.
4. Kateter-/obturator-samlingen kan nu føres ind som beskrevet i næste afsnit.

Anlæggelse af kateter (med gennemlysning)

5. Efter klargøring af indføøringsstedet indføres indføøringskanylen i karret. **BEMÆRK:** Ultralyd kan være nyttig til at afgøre egnethed for adgang til karret og dets åbenhed. EchoTip® mærkningen på nålen bruges som en hjælp til at visualisere spidsen af nålen under indføoring i karret.
6. Indfør ved hjælp af gennemlysning kateterlederen gennem kanylen og før den 15-20 cm ind i karret.
7. Træk kanylen ud og lad kateterlederen blive siddende. Punkturstedet kan om nødvendigt gøres større med et skalpelblad.
8. Indfør Peel-Away indføørersamlingen (sheath og dilatator) over kateterlederen. Før samlingen ind i karret med en drejende bevægelse. **(Fig. 1)**

9. Med anvendelse af gennemlysningskontrol afgøres den korrekte kateterlængde ved at føre kateterlederen frem til den ønskede kateterspidsposition. Når kateterlederspidsen er i korrekt position, markeres længden ved at afklemme med tang på kateterlederen ved stedet på huden.
10. Træk kateterlederen tilbage og mål den fra tangen til den distale spids for at afgøre den korrekte kateterlængde. Afkort kateteret, hvis det er nødvendigt. **BEMÆRK:** Fjern obturatoren inden kateteret afkortes. Sæt den i igen til kateterindføring.
11. Lad sheathen blive siddende og fjern dilatatoren. (**Fig. 2**) **BEMÆRK:** For at forhindre utilsigtet luftaspiration efter fjernelse af kateterleder og dilatator placeres tommeltotten eller fingeren over sheathens proksimale ende med cuff.
12. Før kateter-/obturatorsamlingen ind i sheathen så langt det er muligt. **BEMÆRK:** Der kan mærkes modstand ca. 1-2 cm distalt for kateterets suturvinge, når samlingen indføres i sheathen pga. en stigning i den ydre diameter. (**Fig. 3**)
13. Træk sheathen af kateteret ved at tage fat om sheathens to vinger og trække udad og opad. **BEMÆRK:** Kateterets endelige position opnås ved skiftevis at føre det fremad ind i sheathen og derpå trække tilbage på de to vinger. Når sheathen er fjernet, kan det være nødvendigt at føre kateteret en smule frem for at opnå den endelige position.
14. Når kateteret befinder sig i den endelige position, fjernes obturatoren, kateteret fikseres på huden og der anlægges forbindelse på sædvanlig vis.
15. Verificér kateterspidsens position ved brug af røntgen eller passende teknologi. For at garantere extrapericardial placering skal kateterspidsen placeres over superior vena cava/højre atrium (SVC-RA)-overgangen, inden for nederste 1/3 af SVC.

Anlæggelse af kateter (uden gennemlysning)

1. Efter klargøring af indførsesstedet indføres indførseskanylen i karret. **BEMÆRK:** Ultralyd kan være nyttig til at afgøre egnethed for adgang til karret og dets åbenhed. EchoTip® mærkningen på nålen bruges som en hjælp til at visualisere spidsen af nålen under indføring i karret.
2. Indfør kateterlederen gennem nålen og før den 15-20 cm ind i karret.
3. Træk kanylen ud og lad kateterlederen blive siddende. Punkturstedet kan om nødvendigt gøres større med et skalpelblad.
4. Indfør Peel-Away indførsersamlingen (sheath og dilatator) over kateterlederen. Før samlingen ind i karret med en drejende bevægelse. (**Fig. 1**)
5. Bestem ved brug af et målebånd, klinisk skøn eller hospitalets protokol den korrekte kateterlængde, og afkort kateteret efter behov. **BEMÆRK:** Fjern obturatoren inden kateteret afkortes. Sæt den i igen til kateterindføring.
6. Lad sheathen blive siddende og fjern dilatatoren. (**Fig. 2**) **BEMÆRK:** For at forhindre utilsigtet luftaspiration efter fjernelse af kateterleder og dilatator placeres tommeltotten eller fingeren over sheathens proksimale ende med cuff.
7. Før kateter-/obturatorsamlingen ind i sheathen så langt det er muligt. **BEMÆRK:** Der kan mærkes modstand ca. 1-2 cm distalt for kateterets

suturvinge, når samlingen indføres i sheathen pga. en stigning i den ydre diameter. (**Fig. 3**)

8. Træk sheathen af kateteret ved at tage fat om sheathens to vinger og trække udad og opad. **BEMÆRK:** Kateterets endelige position opnås ved skiftevis at føre det fremad ind i sheathen og derpå trække tilbage på de to vinger. Når sheathen er fjernet, kan det være nødvendigt at føre kateteret en smule frem for at opnå den endelige position.
9. Når kateteret befinder sig i den endelige position, fjernes obturatoren, kateteret fikseres på huden og der anlægges forbindelse på sædvanlig vis.
10. Verificér kateterspidsens position ved brug af røntgen eller passende teknologi. For at garantere extrapericardial placering skal kateterspidsen placeres over superior vena cava/højre atrium (SVC-RA)-overgangen, inden for nederste 1/3 af SVC.

Procedure for maskininjektion

1. Brug kun lumener markeret med "CT" til maskininjicering af kontraststof.
ADVARSEL: Brug af lumener ikke markeret med "CT" til maskininjicering kan resultere i svigt af kateteret.
2. Bekræft korrekt kateterspidsposition med røntgen inden injektion.
3. Fjern injektions-/nålefri hætter fra Turbo-Ject PICC.
4. Sæt en 10 ml stor (eller større) sprøjte, fyldt med fysiologisk saltvand, på forlængerslangens muffe, der skal bruges til maskininjektion.
5. Sørg for tilstrækkeligt blodtilbageløb, og skyl kateteret grundigt med hele mængden af 10 ml sterilt fysiologisk saltvand for at sikre åbenhed af lumen.
ADVARSEL: Hvis det ikke sikres, at kateterlumen er åben inden injektion, kan det medføre svigt af kateteret.
6. Fjern sprøjten og sæt maskininjektionsapparatet på kateteret i henhold til producentens anbefalinger.
7. Udfør proceduren med maskininjektoren, mens det sikres, at kateterets maksimale gennemstrømningshastighed eller trykbegrænsning ikke overstiges.
8. Kobl maskininjektionsapparatet fra og gennemskyl kateteret igen med 10 ml sterilt, fysiologisk saltvand.
9. Placer en ny injektions-/nålefri hætte på Turbo-Ject PICC, og skyl og lås kateteret med saltvand eller hepariniseret saltvand ifølge institutionsprotokollen.
10. Bekræft med røntgen, at kateterspidsens position er korrekt, efter maskininjektion.

LEVERING

Leveres steriliseret med ethylenoxid i peel-open pakninger. Beregnet til engangsbrug. Steril, hvis pakningen er uåbnet eller ubeskadiget. Produktet må ikke bruges, hvis der er tvivl om produktets sterilitet. Opbevares mørkt, tørt og køligt. Undgå længere eksponering for lys. Inspicér produktet efter udtagning fra pakningen for at sikre, at produktet ikke er beskadiget.

LITTERATUR

Denne brugsanvisning er baseret på lægers erfaring og (eller) lægers publicerede litteratur. Kontakt den lokale salgsrepræsentant for Cook for at få information om tilgængelig litteratur.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

DEUTSCH

TURBO-JECT® PERIPHER EINGEFÜHRTE ZENTRALE VENENKATHETER MIT MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY- EINFÜHRSCHLEUSEN

VORSICHT: Laut US-Gesetzgebung darf dieses Instrument nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden.

BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS

Der Turbo-Ject peripher eingeführte, zentrale Venenkatheter (PICC) besteht aus Polyurethan und ist mit einem Polyurethan-Nahtflügel, verstärkten Verlängerungen aus Polyurethan und Kunststoffklammern versehen. Die Katheter können der Anatomie des Patienten entsprechend zugeschnitten werden. Die PICC-Sets beinhalten außerdem eine Peel-Away® Einführschleuse, eine Punktionskanüle geeigneter Größe, Führungsdrähte, Injektionskappen und anderes Zubehör für die perkutane Platzierung im Gefäß.

Einlumenkatheter

Katheter	Außendurchmesser		Innendurchmesser		
Größe (Fr)	Inch (mm)	Gage	Inch (mm)	Gage	Lumenvolumen (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Zweilumenkatheter

Katheter		Außendurchmesser		Innendurchmesser		
Größe (Fr)	Ansatz	Inch (mm)	Gage	Inch (mm)	Gage	Lumenvolumen (ml)
4	Violett (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Weiß			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Violett (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Weiß (CT)					

*Höhe/Breite

Katheter		Maximale Flussrate*	Grenzwerteinstellung für den Injektionsdruck (psi/bar)
Größe (Fr)/Lumen	Ansatz		
4 / Einzel		5 ml/s	325 (22,4)
5 / Einzel		7 ml/s	325 (22,4)
4 / Doppel	Violett (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Weiß	Für dieses Lumen keinen Hochdruckinjektor verwenden	
5 / Doppel	Violett (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Weiß (CT)		

*Die Flussraten wurden mit dem Kontrastmittel Omnipaque 300® bei Raumtemperatur ermittelt und mit einem Medrad Stellant® CT-Injektorsystem überprüft. Omnipaque 300 hat bei Raumtemperatur (20 °C) eine Viskosität von 11,8 cP. Eine Änderung in der Temperatur oder Viskosität des verwendeten Kontrastmittels führt zu einer Änderung der möglichen Flussraten.

Omnipaque 300® ist eine eingetragene Marke von GE Healthcare.

VERWENDUNGSZWECK

Die Turbo-Ject peripher eingeführten zentralen Venenkatheter-Sets (PICC-Sets) sind für die Kurz- oder Langzeitverwendung zur venösen Drucküberwachung, Blutentnahme, Verabreichung von Medikamenten und Flüssigkeiten sowie für die Verwendung mit Hochdruckinjektoren zur Applikation von Kontrastmittel bei CT-Untersuchungen vorgesehen. Der Turbo-Ject PICC ist für wiederholte Kontrastmittelinjektionen mittels Hochdruckinjektor indiziert. Der Druckgrenzwert des zusammen mit dem Turbo-Ject PICC verwendeten Hochdruckinjektors darf nicht höher als auf 325 psi (22,4 bar) eingestellt

werden und die Flussrate darf die in der nachfolgenden Tabelle angegebene Maximalflussrate nicht überschreiten.

KONTRAINDIKATIONEN

Keine bekannt

WARNHINWEISE

- **Peripher eingeführte, zentrale Venenkatheter spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Schwerkranken. Katheterspitzen können allerdings Erosion oder Perforation der Gefäßwände verursachen. Bei der Positionierung und Überwachung von Kathetern ist mit größter Vorsicht vorzugehen.**
- Die Position der Katheterspitze ist röntgenologisch zu bestätigen und regelmäßig zu kontrollieren. Zur Beurteilung der Lage der Spitze im Verhältnis zur Gefäßwand werden periodische laterale Röntgenaufnahmen empfohlen. Die Lage der Spitze sollte parallel zur Gefäßwand erscheinen. (Quelle 1)
- Der sichere und wirksame Gebrauch von Turbo-Ject PICC-Leitungen bei auf mehr als 325 psi (22,4 bar) eingestelltem Hochdruckinjektor ist nicht nachgewiesen.
- **Keine Hochdruckinjektionen vornehmen, falls die maximale Injektionsrate nicht nachweislich unter dem (auf dem Katheteransatz oder dem Verlängerungsschlauch) aufgedruckten Grenzwert liegt.**
- Für den sicheren Einsatz der Turbo-Ject PICC-Leitungen zusammen mit einem Hochdruckinjektor muss der Techniker/Mediziner überprüfen, ob:
 - auf dem Ansatz des Katheterlumens „CT“ markiert ist, was anzeigt, dass das Lumen für Hochdruckinjektionen geeignet ist.
 - vor dem Gebrauch die Druckhöchstgrenze auf maximal 325 psi (22,4 bar) eingestellt ist und die maximale Flussrate bei oder unter der auf dem Katheter aufgeführten Rate liegt. Die nachfolgende Tabelle enthält Testergebnisse bei dynamischem und statischem Druck.

Testergebnisse für den Turbo-Ject PICC für Hochdruckinjektionen bei dynamischem und statischem Druck

Katheter		Vorfüll- volumen (ml)	Maximale Nenn- Flussrate (ml/s)	Durchschnitt- licher Katheter- Maximaldruck bei der maximalen Flussrate (psi/bar)*	Durchschnitt- licher statischer Berstdruck in Wasser bei 37 °C (psi/bar)**	Bereich des statischen Berstdrucks in Wasser bei 37 °C (psi/bar)**
Größe (Fr)/ Lumen	Ansatz					
4 / Einzel		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / Einzel		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / Doppel	Violett (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Weiß	0,46	Für dieses Lumen keinen Hochdruckinjektor verwenden			
5 / Doppel	Violett (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Weiß (CT)					

*Die Druckwerte bei maximaler Flussrate wurden mit einer auf einen Abschalt-Druck von 325 psi (22,4 bar) eingestellten Pumpe und mit Kontrastmittel von 11,8 cP Viskosität ermittelt.

**Der statische Berstdruck ist der Druck zum Zeitpunkt des Versagens eines total blockierten Katheters.

Warnhinweis: Bei blockiertem Katheter kann die Druckbegrenzungsvorrichtung am Hochdruckinjektor u.U. einen Überdruck nicht ausschließen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Ärzte bestimmt, die in der korrekten Positionierung von Kathetern im zentralen Venensystem mittels perkutaner Zugangstechnik (Seldinger) geschult und erfahren sind. Bei der Platzierung von Gefäßschleusen, Kathetern und Führungsdrähten sind Standardtechniken anzuwenden.
- Die Punktionsstelle und benötigte Katheterlänge anhand einer Beurteilung der Anatomie und des Zustands des Patienten auswählen.
- Bei Behinderung des Lumendurchflusses die Flüssigkeit nicht mit Gewalt injizieren oder absaugen. Sofort den zuständigen Arzt benachrichtigen.
- Bei Bewegung des Patienten kann sich die Katheterspitze verschieben. Wenn der Katheter über eine Vene in der Ellenbeuge eingebracht wird, kann sich die Spitze bei Bewegung des Arms um bis zu 10 cm verlagern.
- Die Kathetergröße sollte so klein wie unter den Umständen möglich sein.

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

Kathetergröße und Punktionsstelle


Vorläufige Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Kathetergröße die Koagulation beeinflussen kann. Bei Anwendung von Kathetern mit größerem Durchmesser ist die Bildung von Gerinnseln wahrscheinlicher. Wie Amplatz, Gianturco und andere berichten (**Quelle 2**), ist die Gerinnselbildung weniger mit dem Kathetermaterial als mit der Kathetergröße verbunden.

Der Winkel der Katheterspitze zur Gefäßwand sollte sorgfältig kontrolliert werden. Nach einer Prüfung der medizinischen Literatur über röntgenologisch bestätigte Katheterperforationen stellte Blackshear fest, dass ein Kathetereinfallswinkel zur Gefäßwand von mehr als 40 Grad mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Perforationen führte. (**Quelle 3**)

Bei der Auswahl des geeigneten Katheters und der Länge müssen auch die folgenden Variablen berücksichtigt werden:

1. Krankengeschichte des Patienten
2. Alter und Größe des Patienten
3. Verfügbare Zugangsstelle
4. Ungewöhnliche anatomische Varianten
5. Vorgesehene Verwendung und Dauer der geplanten Behandlung

Positionierung der Katheterspitze



Die Lage der Katheterspitze mittels Röntgen oder einem anderen geeigneten Verfahren bestimmen. Um eine Lage außerhalb des Perikards zu gewährleisten, sollte sich die Katheterspitze im unteren Drittel der V. cava superior befinden, jedoch nicht über die extraperikardiale V. cava superior hinaus reichen. **Es ist**

sicherzustellen, dass sich die Spitze in der korrekten Position befindet, um Erosion oder Perforation zentraler Venen zu verhindern und die sachgemäße Verabreichung von Infusaten zu gewährleisten.

Katheterpflege

Die Kathetereintrittsstelle muss gemäß Standardverfahren für zentrale Venenkatheter angelegt und gepflegt werden. Bevor der eingebrachte Katheter verwendet wird, sind die ordnungsgemäße Lage der Spitze und die Durchgängigkeit des Lumens durch freie Aspiration von venösem Blut zu bestätigen. **Wenn sich kein Blut aspirieren lässt, ist die Lage der Katheterspitze sofort vom Arzt neu zu beurteilen.** Wenn der Katheter nicht sofort verwendet werden soll, ist das Lumen durch einen Dauertropf (Kochsalzlösung oder heparinisierte Kochsalzlösung) offen zu halten oder mit einer Katheterblocklösung zu blocken. **HINWEIS:** Falls MicroClave oder andere kanülenlose Adapter verwendet werden, die für eine Blockung mit einfacher Kochsalzlösung zugelassen sind, kann der Katheter mit einfacher Kochsalzlösung geblockt werden. Bei der Katheterheparinisierung ist nach den Klinikvorschriften und klinischem Urteil vorzugehen. Heparinkonzentrationen zwischen 10 E/ml und 100 E/ml sind laut Berichten ausreichend, um die Lumendurchgängigkeit aufrechtzuerhalten. **(Quelle 4)** Der Katheter ist nach jedem Gebrauch und bei Nichtgebrauch mindestens alle 24 Stunden neu zu blocken. Vor Benutzung eines Katheterlumens mit vorheriger Heparinblockung ist das Lumen mit dem doppelten Lumenvolumen physiologischer Kochsalzlösung zu spülen. Das Lumen ist zwischen der Verabreichung verschiedener Infusate mit physiologischer Kochsalzlösung zu spülen. Nach Benutzung ist das Lumen wieder mit dem Doppelten des angegebenen Lumenvolumens an physiologischer Kochsalzlösung zu spülen, bevor wieder eine Blockung gesetzt wird. Bei der Verwendung und Offenhaltung des Katheters sind strenge aseptische Kautelen einzuhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung des Katheterobturators

1. Den Katheter mit heparinierter Kochsalzlösung oder sterilem Wasser spülen. **HINWEIS:** Der Katheter kann bei Bedarf gekürzt werden.
2. Eine Spritze mit heparinierter Kochsalzlösung oder sterilem Wasser am Luer-Lock-Anschluss der Katheterobturatorhalterung anbringen.
3. Ausreichend Lösung injizieren, um die Oberfläche des Obturators vollständig anzufeuchten. Dadurch wird die hydrophile AQ®-Beschichtung aktiviert, wodurch die Oberfläche des Obturators überaus gleitfähig wird. **HINWEIS:** Wenn die Oberfläche des Obturators nach Entnahme aus der Halterung trocken wird, kann der hydrophile Effekt durch Anfeuchten mit zusätzlicher heparinierter Kochsalzlösung oder sterilem Wasser erneuert werden.
4. Die Katheter-Obturator-Einheit kann nun eingeführt werden, wie nachfolgend beschrieben.

Platzierung des Katheters (mit Durchleuchtung)

5. Die Zugangskanüle nach Vorbereitung der Punktionsstelle in das Gefäß einführen. **HINWEIS:** Die Eignung des Gefäßes für den Zugang sowie die Durchgängigkeit können mit Hilfe von Ultraschall bestimmt werden. Die Position der Nadelspitze kann während der Einführung in das Gefäß anhand der EchoTip®-Markierung an der Nadel überwacht werden.

6. Unter Durchleuchtungskontrolle den Führungsdraht durch die Kanüle einführen und 15-20 cm weit in das Gefäß vorschieben.
7. Die Kanüle zurückziehen und den Führungsdraht in seiner Position belassen. Die Punktionsstelle ggf. mit einer Skalpellklinge vergrößern.
8. Das Peel-Away-Einführsystem (Schleuse und Dilatator) über den Führungsdraht einführen. Das Einführsystem mit einer Drehbewegung in das Gefäß vorschieben. (**Abb. 1**)
9. Zur Bestimmung der richtigen Katheterlänge den Führungsdraht unter Durchleuchtungskontrolle bis zur gewünschten Stelle für die Katheterspitze vorschieben. Nachdem sich die Spitze des Führungsdrahts an der richtigen Stelle befindet, die Länge des Führungsdrahts durch Abklemmen mit einer Zange an der Hauteintrittsstelle markieren.
10. Zur Bestimmung der richtigen Katheterlänge den Führungsdraht zurückziehen und von der Zange bis zur distalen Spitze messen. Den Katheter bei Bedarf kürzen. **HINWEIS:** Den Obturator entfernen, bevor der Katheter gekürzt wird, und zur Kathetereinführung wieder einsetzen.
11. Den Dilatator entfernen und die Schleuse in ihrer Position belassen. (**Abb. 2**) **HINWEIS:** Nach Entfernen des Führungsdrahts und Dilatators das proximale, erweiterte Ende der Schleuse mit Daumen oder Finger verschließen, damit nicht versehentlich Luft angesaugt werden kann.
12. Die Katheter-Obturator-Einheit so weit wie möglich in die Schleuse einführen. **HINWEIS:** Aufgrund des sich vergrößernden Außendurchmessers kann beim Einführen der Einheit in die Schleuse etwa 1-2 cm distal des Katheter-Nahtflügels ein Widerstand auftreten. (**Abb. 3**)
13. Die beiden Flügel an der Schleuse ergreifen und nach außen und oben ziehen, um die Schleuse vom Katheter abziehen. **HINWEIS:** Um den Katheter in seine endgültige Lage zu bringen, abwechselnd den Katheter in die Schleuse vorschieben und die beiden Flügel weiter auseinander ziehen. Nach Entfernung der Schleuse muss der Katheter zur endgültigen Positionierung evtl. leicht vorgeschoben werden.
14. Wenn sich der Katheter in seiner endgültigen Position befindet, den Obturator entfernen, den Katheter an der Haut fixieren und auf die übliche Weise mit Verband versehen.
15. Die Lage der Katheterspitze mittels Röntgen oder einem anderen geeigneten Verfahren bestimmen. Um eine Lage außerhalb des Perikards zu gewährleisten, sollte sich die Katheterspitze oberhalb der Einmündung der V. cava superior in das rechte Atrium befinden, und zwar im unteren Drittel der V. cava superior.

Platzierung des Katheters (ohne Durchleuchtung)

1. Die Zugangskanüle nach Vorbereitung der Punktionsstelle in das Gefäß einführen. **HINWEIS:** Die Eignung des Gefäßes für den Zugang sowie die Durchgängigkeit können mit Hilfe von Ultraschall bestimmt werden. Die Position der Nadelspitze kann während der Einführung in das Gefäß anhand der EchoTip®-Markierung an der Nadel überwacht werden.
2. Den Führungsdraht durch die Kanüle einführen und 15-20 cm weit in das Gefäß vorschieben.
3. Die Kanüle zurückziehen und den Führungsdraht in seiner Position belassen. Die Punktionsstelle ggf. mit einer Skalpellklinge vergrößern.

4. Das Peel-Away-Einführsystem (Schleuse und Dilatator) über den Führungsdraht einführen. Das Einführsystem mit einer Drehbewegung in das Gefäß verschieben. (**Abb. 1**)
5. Mit einem Maßband, nach Ermessen des Arztes oder anhand anderweitiger Klinikvorschriften die richtige Katheterlänge ermitteln und den Katheter entsprechend kürzen. **HINWEIS:** Den Obturator entfernen, bevor der Katheter gekürzt wird, und zur Kathetereinführung wieder einsetzen.
6. Den Dilatator entfernen und die Schleuse in ihrer Position belassen. (**Abb. 2**) **HINWEIS:** Nach Entfernen des Führungsdrahts und Dilatators das proximale Ende der Schleuse mit Daumen oder Finger verschließen, damit nicht versehentlich Luft angesaugt werden kann.
7. Die Katheter-Obturator-Einheit so weit wie möglich in die Schleuse einführen. **HINWEIS:** Aufgrund des sich vergrößernden Außendurchmessers kann beim Einführen der Einheit in die Schleuse etwa 1-2 cm distal des Katheter-Nahtflügels ein Widerstand auftreten. (**Abb. 3**)
8. Die beiden Flügel an der Schleuse ergreifen und nach außen und oben ziehen, um die Schleuse vom Katheter abziehen. **HINWEIS:** Um den Katheter in seine endgültige Lage zu bringen, abwechselnd den Katheter in die Schleuse verschieben und die beiden Flügel weiter auseinander ziehen. Nach Entfernung der Schleuse muss der Katheter zur endgültigen Positionierung evtl. leicht vorgeschoben werden.
9. Wenn sich der Katheter in seiner endgültigen Position befindet, den Obturator entfernen, den Katheter an der Haut fixieren und auf die übliche Weise mit Verband versehen.
10. Die Lage der Katheterspitze mittels Röntgen oder einem anderen geeigneten Verfahren bestimmen. Um eine Lage außerhalb des Perikards zu gewährleisten, sollte sich die Katheterspitze oberhalb der Einmündung der V. cava superior in das rechte Atrium befinden, und zwar im unteren Drittel der V. cava superior.

Hochdruckinjektionsverfahren

1. Für Hochdruckinjektionen von Kontrastmittel nur Lumen mit der Markierung „CT“ verwenden.
WARNHINWEIS: Die Verwendung von Lumen ohne die Markierung „CT“ für Hochdruckinjektionen kann zum Versagen des Katheters führen.
2. Die richtige Lage der Katheterspitze vor einer Injektion durch Röntgen bestätigen.
3. Etwa vorhandene Kappen von den Injektions-/kanülenfreien Verbindungen am Turbo-Ject PICC abnehmen.
4. Eine Spritze der Größe 10 ml (oder größer), die mit steriler physiologischer Kochsalzlösung gefüllt ist, an den Ansatz derjenigen Verlängerung anschließen, die für die Hochdruckinjektion vorgesehen ist.
5. Ausreichenden Blutrückfluss sicherstellen und den Katheter kräftig mit den ganzen 10 ml steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen, um die Durchgängigkeit des Lumens zu gewährleisten.
WARNHINWEIS: Vor der Injektion sicherstellen, dass der Katheter durchgängig ist. Anderenfalls kann es zum Versagen des Katheters kommen.
6. Die Spritze abnehmen und eine Hochdruckinjektionsvorrichtung nach den Empfehlungen des Herstellers am Katheter anbringen.

7. Die Untersuchung mit dem Hochdruckinjektor durchführen. Dabei darauf achten, dass weder die maximale Flussrate noch der Druckgrenzwert des Katheters überschritten werden.
8. Die Hochdruckinjektionsvorrichtung abnehmen und den Katheter nochmals mit 10 ml steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
9. Eine neue Injektionskappe bzw. kanülenlose Kappe auf den Turbo-Ject PICC setzen, den Katheter spülen und nach Klinikvorschriften mit Kochsalzlösung bzw. heparinisierter Kochsalzlösung blocken.
10. Die richtige Lage der Katheterspitze nach der Hochdruckinjektion durch Röntgen bestätigen.

LIEFERFORM

Produkt mit Ethylenoxid gassterilisiert; in Aufreißverpackungen. Nur für den einmaligen Gebrauch. Bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril. Produkt nicht verwenden, falls Zweifel an der Sterilität bestehen. An einem dunklen, trockenen, kühlen Ort lagern. Lichteinwirkung möglichst vermeiden. Nachdem das Produkt der Verpackung entnommen wurde, auf Beschädigungen überprüfen.

QUELLEN

Diese Gebrauchsanweisung basiert auf der Erfahrung von Ärzten und/oder auf Fachliteratur. Informationen über verfügbare Literatur erhalten Sie bei Ihrem Cook-Vertreter.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TURBO-JECT® ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού (ή γενικού ιατρού, ο οποίος να έχει λάβει την κατάλληλη άδεια).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο περιφερικά εισαγόμενος κεντρικός φλεβικός καθετήρας (PICC) Turbo-Ject είναι ένας καθετήρας από πολυουρεθάνη με πτερύγιο ράμματος πολυουρεθάνης, ενισχυμένες προεκτάσεις πολυουρεθάνης και πλαστικούς σφιγκτήρες. Παρέχεται η δυνατότητα αποκοπής των καθετήρων, έτσι ώστε να ταιριάζουν στην ανατομία

του ασθενούς. Τα σετ και οι δίσκοι περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών φλεβικών καθετήρων (PICC) περιέχουν επίσης έναν εισαγωγέα Peel-Away®, βελόνα εισαγωγέα κατάλληλου μεγέθους, συρμάτινους οδηγούς, πώματα έγχυσης και άλλα παρελκόμενα για διαδερμική αγγειακή τοποθέτηση.

Καθετήρες μονού αυλού

Καθετήρας		Εξωτερική διάμετρος		Εσωτερική διάμετρος		
Μέγεθος (Fr)	Ίντσες (mm)	Gauge	Ίντσες (mm)	Gauge	Όγκος αυλού (ml)	
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76	
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00	

Καθετήρες διπλού αυλού

Καθετήρας		Εξωτερική διάμετρος		Εσωτερική διάμετρος		
Μέγεθος (Fr)	Ομφαλός	Ίντσες (mm)	Gauge	Ίντσες (mm)	Gauge	Όγκος αυλού (ml)
4	Μωβ (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Λευκός			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Μωβ (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Λευκός (CT)					

*ύψος/πλάτος

Καθετήρας		Μέγιστος ρυθμός ροής*	Ρύθμιση ορίου πίεσης έγχυσης (psi/bar)
Μέγεθος (Fr)/αυλό	Ομφαλός		
4 / μονός		5 ml/sec	325 (22,4)
5 / μονός		7 ml/sec	325 (22,4)
4 / διπλός	Μωβ (CT)	3 ml/sec	325 (22,4)
	Λευκός	Μην διενεργείτε έγχυση με πίεση μέσω αυτού του αυλού	
5 / διπλός	Μωβ (CT)	5 mL/sec	325 (22,4)
	Λευκός (CT)		

*Ρυθμοί ροής που επιτυγχάνονται με χρήση σκιαγραφικού μέσου Omnipaque 300®, σε θερμοκρασία δωματίου, και πιστοποιούνται με χρήση ενός συστήματος εγχυτήρα CT Medrad Stellant®. Το ιξώδες του Omnipaque 300, σε θερμοκρασία δωματίου (20 βαθμούς Κελσίου), είναι 11,8 centipoise. Μια μεταβολή στη θερμοκρασία ή το ιξώδες του σκιαγραφικού μέσου που χρησιμοποιείται θα έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή στους επιτεύξιμους ρυθμούς ροής. Το Omnipaque 300® είναι σήμα κατατεθέν της GE Healthcare.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Τα σετ και οι δίσκοι των περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών φλεβικών καθετήρων Turbo-Ject προορίζονται για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια χρήση για παρακολούθηση φλεβικής πίεσης, λήψη δειγμάτων αίματος, χορήγηση φαρμάκων και υγρών, καθώς και για χρήση με εγχυτήρες πίεσης για χορήγηση σκιαγραφικού μέσου σε μελέτες αξονικής τομογραφίας (CT). Οι περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες Turbo-Ject ενδείκνυνται για πολλαπλές εγχύσεις σκιαγραφικών μέσων μέσω ενός εγχυτήρα πίεσης. Η ρύθμιση του μέγιστου ορίου πίεσης για τους εγχυτήρες πίεσης που χρησιμοποιούνται με τους περιφερικά εισαγόμενους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες Turbo-Ject δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 325 psi (22,4 bar) και ο ρυθμός ροής δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ροής που υποδεικνύεται, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία γνωστή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Οι περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες **διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη θεραπεία ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, τα άκρα του καθετήρα μπορούν να διαβρώσουν ή να διατρήσουν τα αγγειακά τοιχώματα. Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση και την παρακολούθηση των καθετήρων.**
- Η θέση του άκρου του καθετήρα θα πρέπει να παρακολουθείται ακτινογραφικά σε τακτική βάση. Για την εκτίμηση της θέσης του άκρου σε σχέση με το αγγειακό τοίχωμα, προτείνεται περιοδική λήψη πλάγιων ακτινογραφιών. Η θέση του άκρου πρέπει να εμφανίζεται παράλληλη προς το αγγειακό τοίχωμα. **(Αναφορά 1)**

- Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση γραμμών περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών φλεβικών καθετήρων Turbo-Ject με εγχυτήρες πίεσης που έχουν ρυθμιστεί σε πίεση υψηλότερη από 325 psi (22,4 bar) δεν έχει επιβεβαιωθεί.
- **Μη διενεργείτε έγχυση με εγχυτήρα πίεσης εάν δεν μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης μπορεί να ικανοποιήσει το όριο που είναι τυπωμένο στον ομφαλό του καθετήρα ή στο σωλήνα προέκτασης.**
- Για ασφαλή χρήση γραμμών περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών φλεβικών καθετήρων Turbo-Ject με εγχυτήρα πίεσης, ο τεχνικός/επαγγελματίας υγείας πρέπει να πιστοποιήσει ότι:
 - Ο αυλός του καθετήρα φέρει την ένδειξη «CT» στον ομφαλό που υποδεικνύει ότι ο αυλός διαθέτει δυνατότητα έγχυσης υπό πίεση.
 - Πριν από τη χρήση, ότι το μέγιστο όριο πίεσης έχει ρυθμιστεί σε τιμή χαμηλότερη από ή ίση με 325 psi (22,4 bar) και ότι ο μέγιστος ρυθμός ροής έχει τιμή χαμηλότερη ή ίση με αυτήν που αναγράφεται στον καθετήρα. Τα αποτελέσματα ελέγχων δυναμικής και στατικής πίεσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Αποτελέσματα δυναμικής και στατικής πίεσης περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών φλεβικών καθετήρων έγχυσης παραγόντων με πίεση Turbo-Ject

Καθετήρας		Όγκος αρχικής πλήρωσης (ml)	Μέγιστος αναγραφόμενος ρυθμός ροής (ml/sec)	Μέση μέγιστη πίεση καθετήρα κατά τη μέγιστη ροή (psi/bar)*	Μέση στατική πίεση ρήξης σε νερό θερμοκρασίας 37 °C (psi/bar)**	Εύρος τιμών στατικής πίεσης ρήξης σε νερό θερμοκρασίας 37 °C (psi/bar)**
Μέγεθος (Fr)/αυλό	Ομφαλός					
4 / μονός		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / μονός		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / διπλός	Μωβ (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Λευκός	0,46	Μην διενεργείτε έγχυση με πίεση μέσω αυτού του αυλού			
5 / διπλός	Μωβ (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Λευκός (CT)					

*Οι μέγιστες πιέσεις ρυθμού ροής καθορίζονται με ρύθμιση τιμής διακοπής ασφάλειας αντλίας στα 325 psi (22,4 bar), με χρήση σκιαγραφικού μέσου με ιξώδες 11,8 cP.

**Η στατική πίεση ρήξης είναι το σημείο αστοχίας του καθετήρα όταν είναι πλήρως αποφραγμένος.

Προειδοποίηση: Η λειτουργία περιορισμού της πίεσης του μηχανισμού του εγχυτήρα πίεσης δεν μπορεί να αποτρέψει την υπερσυμπίεση ενός αποφραγμένου καθετήρα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένους και πεπειραμένους στη σωστή τοποθέτηση καθετήρων στο κεντρικό φλεβικό σύστημα με χρήση τεχνικής διαδερμικής εισαγωγής (Seldinger). Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυπικές τεχνικές για τοποθέτηση θηκαριών αγγειακής πρόσβασης, καθετήρων και συρμάτινων οδηγών.
- Επιλέξτε το σημείο παρακέντησης και το μήκος του καθετήρα που χρειάζεται αξιολογώντας την ανατομία και τη κατάσταση του ασθενούς.
- Σε περίπτωση παρεμπόδισης της ροής στον αυλό, μην εξαναγκάζετε την έγχυση ή την αναρρόφηση υγρών. Ενημερώστε αμέσως τον θεράποντα ιατρό.
- Η μετακίνηση του ασθενούς είναι δυνατό να προκαλέσει μετατόπιση του άκρου του καθετήρα. Καθετήρες που τοποθετούνται μέσω φλέβας της πρόσθιας καμπτικής επιφάνειας του αγκώνα παρουσιάζουν μετακίνηση του άκρου έως και 10 cm με την κίνηση του μέλους.
- Το μέγεθος καθετήρα πρέπει να είναι τόσο μικρό, όσο το επιτρέπει η χρήση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος καθετήρα και σημείο παρακέντησης


Προκαταρκτικές αναφορές υποδεικνύουν ότι το μέγεθος του καθετήρα μπορεί να επηρεάσει την πήξη. Οι καθετήρες μεγαλύτερης διαμέτρου παρουσιάζουν αυξημένη τάση δημιουργίας θρόμβων. Όπως αναφέρεται από τους Amplatz, Gianturco και άλλους (**Αναφορά 2**), ο σχηματισμός πηγμάτος σχετίζεται σε μικρότερο βαθμό με τον τύπο του υλικού καθετήρα από ότι με το μέγεθος του καθετήρα.

Η γωνία του άκρου του καθετήρα ως προς το αγγειακό τοίχωμα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Ο Blackshear ανασκόπησε την ιατρική βιβλιογραφία των διατρήσεων από καθετήρα, οι οποίες έχουν ακτινογραφική επιβεβαίωση και διαπίστωσε ότι με γωνία πρόσπτωσης του καθετήρα προς το αγγειακό τοίχωμα μεγαλύτερη από 40 μοίρες ήταν πιο πιθανό να προκληθεί διάτρηση. (**Αναφορά 3**)

Οι ακόλουθες μεταβλητές πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του κατάλληλου καθετήρα και μήκους:

1. Ιστορικό ασθενούς
2. Ηλικία και μέγεθος ασθενούς
3. Διαθέσιμο σημείο πρόσβασης
4. Ασυνηθείς ανατομικές παραλλαγές
5. Προτεινόμενη χρήση και διάρκεια του σχεδίου θεραπείας

Τοποθέτηση του άκρου του καθετήρα



Επιβεβαιώστε τη θέση του άκρου του καθετήρα με ακτινογραφία ή κατάλληλη τεχνική. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε εξωπερικαρδιακή θέση, το άκρο του καθετήρα θα πρέπει να βρίσκεται στο κατώτερο 1/3 της ΑΚΦ και όχι πέρα από το εξωπερικαρδιακό τμήμα της κοίλης φλέβας.

Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση της σωστής θέσης του άκρου, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν διάβρωση του κεντρικού φλεβικού συστήματος και να διασφαλίζεται η σωστή χορήγηση των διαλυμάτων έγχυσης.

Συντήρηση του καθετήρα

Η θέση εισόδου του καθετήρα πρέπει να προετοιμάζεται και να συντηρείται με τρόπο συνεπή με τυπική διαδικασία για κεντρικό φλεβικό καθετηριασμό. Μετά την τοποθέτηση του καθετήρα και πριν από τη χρήση του, πρέπει να επιβεβαιώνετε τη θέση του άκρου και τη βατότητα του αυλού με ελεύθερη αναρρόφηση φλεβικού αίματος. **Εάν το αίμα δεν αναρροφάται ελεύθερα, πρέπει να επαναξιολογηθεί άμεσα η θέση του άκρου του καθετήρα από τον ιατρό.** Εάν ο καθετήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, η βατότητα του αυλού του πρέπει να διατηρείται με συνεχή στάλαξη διαλύματος φυσιολογικού ορού ή ηπαρινισμένου φυσιολογικού ορού ή να αποκλείεται με διάλυμα αποκλεισμού καθετήρων. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιηθούν προσαρμογείς MicroClave ή άλλοι προσαρμογείς χωρίς βελόνα που είναι εγκεκριμένοι για πωματισμό μόνο με φυσιολογικό ορό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον πωματισμός καθετήρα με φυσιολογικό ορό. Ο ηπαρινισμός του καθετήρα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το πρωτόκολλο του ιδρύματος και την κλινική κρίση. Συγκεντρώσεις ηπαρίνης 10 μονάδων/ml έως 100 μονάδων/ml έχει αναφερθεί ότι επαρκούν για τη διατήρηση της

βατότητας του αυλού. (**Αναφορά 4**) Ο αποκλεισμός του καθετήρα πρέπει να επιτυγχάνεται εκ νέου μετά από κάθε χρήση ή τουλάχιστον κάθε 24 ώρες, εάν δε χρησιμοποιείται. Πριν από τη χρήση ενός αυλού καθετήρα που έχει ήδη αποκλειστεί με ηπαρίνη, ο αυλός πρέπει να εκπλένεται με τον διπλάσιο του ενδεικνυόμενου όγκου αυλού με χρήση φυσιολογικού ορού. Ο αυλός πρέπει να εκπλένεται με φυσιολογικό ορό μεταξύ χορηγήσεων διαφόρων διαλυμάτων έγχυσης. Μετά τη χρήση, ο αυλός πρέπει να εκπλένεται πάλι με τον διπλάσιο του ενδεικνυόμενου όγκου αυλού με χρήση φυσιολογικού ορού πριν από την επίτευξη πάλι του αποκλεισμού με ηπαρίνη. Πρέπει να τηρείται αυστηρά άσηπτη τεχνική κατά τη χρήση και τη συντήρηση του καθετήρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία του επιπωματικού καθετήρα

1. Εκπλύνετε τον καθετήρα με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό ή στείρο νερό. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο καθετήρας είναι δυνατό να αποκοπεί εάν απαιτείται μικρότερο μήκος.
2. Προσαρτήστε μια σύριγγα με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό ή στείρο νερό στο εξάρτημα ασφάλισης Luer της θήκης του επιπωματικού καθετήρα.
3. Εγχύστε επαρκές διάλυμα για να διαβρέξετε ολόκληρη την επιφάνεια του επιπωματικού. Με την ενέργεια αυτή θα ενεργοποιηθεί η υδρόφιλη επικάλυψη AQ®, καθιστώντας την επιφάνεια του επιπωματικού πολύ ολισθηρή. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η επιφάνεια του επιπωματικού καταστεί ξηρή μετά την αφαίρεση από τη θήκη, η διαβροχή της με επιπλέον ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό ή στείρο νερό θα ανανεώσει την υδρόφιλη επίδραση.
4. Η διάταξη καθετήρα/επιπωματικού μπορεί τώρα να εισαχθεί όπως περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα.

Τοποθέτηση καθετήρα (ακτινοσκοπική μέθοδος)

5. Μετά την προετοιμασία του σημείου πρόσβασης, εισαγάγετε τη βελόνα εισαγωγέα στο αγγείο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χρήση υπερήχων βοηθά στον προσδιορισμό της καταλληλότητας για την προσπέλαση και τη βατότητα του αγγείου. Η σήμανση EchoTip® στη βελόνα χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του άκρου της βελόνας κατά τη διάρκεια της πρόσβασης του αγγείου.
6. Με χρήση ακτινοσκοπικής καθοδήγησης, εισαγάγετε τον συρμάτινο οδηγό μέσω της βελόνας και προωθήστε τον κατά 15-20 cm εντός του αγγείου.
7. Αποσύρετε τη βελόνα, αφήνοντας τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του. Εάν είναι απαραίτητο, διευρύνετε το σημείο παρακέντησης με λεπίδα νυστερίου.
8. Εισαγάγετε τη διάταξη εισαγωγέα Peel-Away (θηκάρι και διαστολέα) πάνω από τον συρμάτινο οδηγό. Με περιστροφική κίνηση, προωθήστε τη διάταξη εντός του αγγείου. (**Εικ. 1**)
9. Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, προσδιορίστε το σωστό μήκος του καθετήρα προωθώντας τον συρμάτινο οδηγό στην επιθυμητή θέση του άκρου καθετήρα. Μόλις το άκρο του συρμάτινου οδηγού βρεθεί στη σωστή θέση, σημειώστε το μήκος κλείνοντας τη λαβίδα πάνω στον συρμάτινο οδηγό στη θέση του δέρματος.
10. Αποσύρετε τον συρμάτινο οδηγό και μετρήστε τον από τη λαβίδα έως το περιφερικό άκρο, έτσι ώστε να προσδιορίσετε το σωστό μήκος του

καθετήρα. Αποκόψτε τον καθετήρα εάν είναι απαραίτητο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αποσύρετε το επιπωματικό πριν από την αποκοπή του καθετήρα. Επανεισαγάγετέ το για την εισαγωγή του καθετήρα.

11. Αφήνοντας το θηκάρι στη θέση του, αφαιρέστε το διαστολέα. **(Εικ. 2)**
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποτραπεί η ακούσια εισρόφηση αέρα μετά την αφαίρεση του συρμάτινου οδηγού και του διαστολέα, τοποθετήστε τον αντίχειρα ή το δάκτυλο πάνω από το εγγύς άκρο του θηκαριού που φέρει το δακτύλιο.
12. Εισαγάγετε τη διάταξη καθετήρα/επιπωματικού στο θηκάρι όσο το δυνατόν περισσότερο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ενδέχεται να αισθανθείτε αντίσταση περίπου 1-2 cm περιφερικά προς το πτερύγιο του ράμματος καθετήρα κατά την εισαγωγή της διάταξης εντός του θηκαριού, λόγω αύξησης της εξωτερικής διαμέτρου. **(Εικ. 3)**
13. Αποκολλήστε το θηκάρι από τον καθετήρα συλλαμβάνοντας τα δύο πτερύγια του θηκαριού και έλκοντας προς τα έξω και προς τα πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελική θέση του καθετήρα επιτυγχάνεται προωθώντας εναλλάξ τον καθετήρα εντός του θηκαριού και κατόπιν έλκοντας περαιτέρω τα δύο πτερύγια. Μόλις αφαιρεθεί το θηκάρι, ενδέχεται να χρειαστεί ελαφρά προώθηση του καθετήρα για την τελική τοποθέτηση.
14. Αφού τοποθετηθεί ο καθετήρας στην τελική θέση, αφαιρέστε το επιπωματικό, στερεώστε τον καθετήρα στο δέρμα και επιδέστε με τυπικό τρόπο.
15. Επιβεβαιώστε τη θέση του άκρου του καθετήρα με ακτινογραφία ή κατάλληλη τεχνική. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε εξωπερικαρδιακή θέση, το άκρο του καθετήρα θα πρέπει να βρίσκεται υψηλότερα από τη συμβολή άνω κοίλης φλέβας (ΑΚΦ)-δεξιού κόλπου, εντός του κατώτερου 1/3 της ΑΚΦ.

Τοποθέτηση καθετήρα (μη ακτινοσκοπική μέθοδος)

1. Μετά την προετοιμασία του σημείου πρόσβασης, εισαγάγετε τη βελόνα εισαγωγέα στο αγγείο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χρήση υπερήχων βοηθά στον προσδιορισμό της καταλληλότητας για την προσπέλαση και τη βατότητα του αγγείου. Η σήμανση EchoTip® στη βελόνα χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του άκρου της βελόνας κατά τη διάρκεια της πρόσβασης του αγγείου.
2. Εισαγάγετε το συρμάτινο οδηγό μέσω της βελόνας και προωθήστε τον κατά 15-20 cm εντός του αγγείου.
3. Αποσύρετε τη βελόνα, αφήνοντας τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του. Εάν είναι απαραίτητο, διευρύνετε το σημείο παρακέντησης με λεπίδα νυστερίου.
4. Εισαγάγετε τη διάταξη εισαγωγέα Peel-Away (θηκάρι και διαστολέα) πάνω από το συρμάτινο οδηγό. Με περιστροφική κίνηση, προωθήστε τη διάταξη εντός του αγγείου. **(Εικ. 1)**
5. Χρησιμοποιώντας ταινία μέτρησης, την κλινική σας κρίση ή άλλο πρωτόκολλο του ιδρύματος, προσδιορίστε το σωστό μήκος του καθετήρα και αποκόψτε τον καθετήρα, στο βαθμό που απαιτείται. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αποσύρετε το επιπωματικό πριν από την αποκοπή του καθετήρα. Επανεισαγάγετέ το για την εισαγωγή του καθετήρα.
6. Αφήνοντας το θηκάρι στη θέση του, αφαιρέστε το διαστολέα. **(Εικ. 2)**
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποτραπεί η ακούσια εισρόφηση αέρα μετά την αφαίρεση του συρμάτινου οδηγού και του διαστολέα, τοποθετήστε τον αντίχειρα ή το δάκτυλο πάνω από το εγγύς άκρο του θηκαριού.

7. Εισαγάγετε τη διάταξη καθετήρα/επιπωματικού στο θηκάρι όσο το δυνατόν περισσότερο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ενδέχεται να αισθανθείτε αντίσταση περίπου 1-2 cm περιφερικά προς το πτερύγιο του ράμματος καθετήρα κατά την εισαγωγή της διάταξης εντός του θηκαριού, λόγω αύξησης της εξωτερικής διαμέτρου. (Εικ. 3)
8. Αποκολλήστε το θηκάρι από τον καθετήρα συλλαμβάνοντας τα δύο πτερύγια του θηκαριού και έλκοντας προς τα έξω και προς τα πάνω. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τελική θέση του καθετήρα επιτυγχάνεται προωθώντας εναλλάξ τον καθετήρα εντός του θηκαριού και κατόπιν έλκοντας περαιτέρω τα δύο πτερύγια. Μόλις αφαιρεθεί το θηκάρι, ενδέχεται να χρειαστεί ελαφρά προώθηση του καθετήρα για την τελική τοποθέτηση.
9. Αφού τοποθετηθεί ο καθετήρας στην τελική θέση, αφαιρέστε το επιπωματικό, στερεώστε τον καθετήρα στο δέρμα και επιδέστε με τυπικό τρόπο.
10. Επιβεβαιώστε τη θέση του άκρου του καθετήρα με ακτινογραφία ή κατάλληλη τεχνική. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι βρίσκεται σε εξωπερικαρδιακή θέση, το άκρο του καθετήρα θα πρέπει να βρίσκεται υψηλότερα από τη συμβολή άνω κοίλης φλέβας (ΑΚΦ)-δεξιού κόλπου, εντός του κατώτερου 1/3 της ΑΚΦ.

Διαδικασία έγχυσης υπό πίεση

1. Χρησιμοποιείτε μόνον αυλούς που φέρουν την ένδειξη «CT» για έγχυση σκιαγραφικών μέσων υπό πίεση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αυλών που δεν φέρουν την ένδειξη «CT» για έγχυση υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει αστοχία του καθετήρα.
2. Επιβεβαιώστε ακτινογραφικά τη σωστή θέση του άκρου του καθετήρα πριν από την έγχυση.
3. Αφαιρέστε τυχόν καλύμματα έγχυσης/καλύμματα έγχυσης χωρίς βελόνα από τους περιφερικά εισαγόμενους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες Turbo-Ject.
4. Προσαρτήστε μια σύριγγα των 10 ml (ή μεγαλύτερη), πληρωμένη με στείρο φυσιολογικό ορό, στον ομφαλό του σωλήνα προέκτασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγχυση υπό πίεση.
5. Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει επαρκής επιστροφή αίματος και εκπλύνετε ενδελεχώς τον καθετήρα και με τα 10 ml του στείρου φυσιολογικού ορού για να διασφαλίσετε τη βατότητα του αυλού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν επιβεβαιώσετε τη βατότητα του αυλού του καθετήρα πριν από την έγχυση ενδέχεται να προκληθεί αστοχία του καθετήρα.
6. Αφαιρέστε τη σύριγγα και προσαρτήστε τη συσκευή έγχυσης υπό πίεση στον καθετήρα με χρήση των συστάσεων του κατασκευαστή.
7. Διενεργήστε τη μελέτη χρησιμοποιώντας τον εγχυτήρα πίεσης, φροντίζοντας να μην υπερβείτε το όριο μέγιστου ρυθμού ροής ή πίεσης για αυτόν τον καθετήρα.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή έγχυσης υπό πίεση και εκπλύνετε τον καθετήρα πάλι με 10 ml στείρου φυσιολογικού ορού.
9. Τοποθετήστε ένα νέο κάλυμμα έγχυσης/χωρίς βελόνα στον περιφερικά εισαγόμενο κεντρικό φλεβικό καθετήρα Turbo-Ject, εκπλύνετε και πωματίστε τον καθετήρα με φυσιολογικό ορό ή ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό, ανάλογα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

10. Επιβεβαιώστε ακτινογραφικά τη σωστή θέση του άκρου του καθετήρα μετά την έγχυση υπό πίεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Παρέχεται αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου σε αποκολλούμενες συσκευασίες. Προορίζεται για μία χρήση μόνο. Στείρο, εφόσον η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί ή δεν έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει αμφιβολία για τη στεριότητά του. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, στεγνό και δροσερό χώρο. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο φως. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία, επιθεωρείτε το προϊόν, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αυτές οι οδηγίες χρήσης βασίζονται στην εμπειρία από ιατρούς ή/και τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία τους. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων της Cook για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

ESPAÑOL

CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA TURBO-JECT® CON INTRODUCTORES MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY

AVISO: Las leyes federales estadounidenses limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa (o a profesionales con la debida autorización).

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El catéter venoso central de inserción periférica (PICC) Turbo-Ject es un catéter de poliuretano con una aleta para sutura de poliuretano, extensiones de poliuretano reforzadas y pinzas de plástico. Los catéteres pueden recortarse para adaptarlos a la configuración anatómica del paciente. Los equipos y las bandejas de PICC también contienen un introductor Peel-Away®, una aguja introductora del tamaño adecuado, guías, conectores de inyección y otros accesorios para la colocación vascular percutánea.

Catéteres de una luz

Catéter	Diámetro exterior		Diámetro interior		
	Pulgadas (mm)	Calibre G	Pulgadas (mm)	Calibre G	Vol. de la luz (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Catéteres de doble luz

Catéter		Diámetro exterior		Diámetro interior		
Tamaño (Fr)	Conector	Pulgadas (mm)	Calibre G	Pulgadas (mm)	Calibre G	Vol. de la luz (ml)
4	Morado (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Blanco			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Morado (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Blanco (CT)					

*alto/ancho

Catéter		Caudal máximo*	Ajuste del límite de presión de la inyección (psi/bar)
Tamaño (Fr)/luz	Conector		
4 / una		5 ml/s	325 (22,4)
5 / una		7 ml/s	325 (22,4)
4 / doble	Morado (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Blanco	No utilizar un inyector mecánico en esta luz	
5 / doble	Morado (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Blanco (CT)		

Caudales obtenidos con contraste Omnipaque 300 a temperatura ambiente y verificados con un sistema inyector para TAC Medrad Stellant*. El Omnipaque 300 tiene una viscosidad de 11,8 centipoises a temperatura ambiente (20 grados C). Los cambios de temperatura o viscosidad del medio de contraste utilizado producirán cambios en los caudales obtenibles.

Omnipaque 300* es una marca registrada de GE Healthcare.

INDICACIONES

Los equipos y bandejas de catéteres venosos centrales de inserción periférica (PICC) Turbo-Ject están indicados para uso a corto o largo plazo para la monitorización de la presión venosa, la obtención de muestras de sangre, la administración de fármacos y líquidos, y para utilizarse con inyector mecánicos para la administración de contraste en estudios de TAC. El PICC Turbo-Ject está indicado para administrar varias inyecciones de medios de contraste mediante un inyector mecánico. El ajuste del límite de presión máximo de los inyectores mecánicos utilizados con el PICC Turbo-Ject no puede ser superior a 325 psi (22,4 bar), y el caudal no puede ser superior al caudal máximo indicado en la tabla siguiente.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito

ADVERTENCIAS

- **Los catéteres venosos centrales de inserción periférica desempeñan un importante papel en el tratamiento de pacientes con enfermedades graves. No obstante, las puntas del catéter pueden erosionar o perforar las paredes vasculares. Durante la colocación y la comprobación de los catéteres debe tenerse extremo cuidado.**
- La posición de la punta del catéter debe comprobarse periódicamente mediante radiografía. Es recomendable hacer radiografías laterales periódicas para comprobar la situación de la punta respecto a la pared vascular. La posición de la punta debe ser paralela a la pared vascular. **(Referencia 1)**
- No se ha determinado la seguridad ni la eficacia del uso de las vías de PICC Turbo-Ject cuando el ajuste de la presión del inyector mecánico es de más de 325 psi (22,4 bar).
- **No utilice inyección mecánica si no puede comprobarse si el caudal máximo de inyección está dentro de los límites impresos en el conector o en el tubo de extensión del catéter.**
- Para utilizar de manera segura las vías de PICC Turbo-Ject con un inyector mecánico, el técnico o el profesional sanitario debe comprobar que:
 - La luz del catéter indica «CT» en el conector para señalar que la luz es compatible con inyección mecánica.
 - Antes de su uso, asegúrese de que el límite máximo de presión esté ajustado a 325 psi (22,4 bar) o menos, y de que el caudal máximo sea igual o inferior al indicado en el catéter. La tabla siguiente muestra los resultados de las pruebas de presión dinámica y estática.

Resultados de presión dinámica y estática de los PICC Turbo-Ject para uso con inyectores mecánicos

Catéter		Volumen de cebado (ml)	Caudal máximo indicado en la etiqueta (ml/s)	Media de la presión máxima del catéter durante el caudal máximo (psi/bar)*	Media de la presión estática de hinchado en agua a 37 °C (psi/bar)**	Intervalo de la presión estática de hinchado en agua a 37 °C (psi/bar)**
Tamaño (Fr)/luz	Conector					
4 / una		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / una		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / doble	Morado (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Blanco	0,46	No utilizar un inyector mecánico en esta luz			
5 / doble	Morado (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Blanco (CT)					

*Las presiones máximas de los caudales se determinaron con el umbral de seguridad de la bomba ajustado a 325 psi (22,4 bar), empleando medios de contraste con una viscosidad de 11,8 cP.

**La presión estática máxima de hinchado es el punto de fallo del catéter cuando está totalmente ocluido.

Advertencia: Es posible que la función de limitación de la presión del inyector mecánico no impida el exceso de presurización de un catéter ocluido.

PRECAUCIONES

- Este producto está concebido para que lo utilicen profesionales sanitarios con formación y experiencia en la colocación correcta de catéteres en el sistema venoso central utilizando la técnica de acceso percutáneo (de Seldinger). Deben emplearse las técnicas habituales de colocación de vainas de acceso vascular, catéteres y guías.
- Evalúe la configuración anatómica y el estado del paciente para seleccionar el lugar de punción y la longitud de catéter necesaria.
- Si la luz está obstruida y el flujo está detenido, no fuerce la inyección ni la extracción de líquidos. Avise inmediatamente al médico a cargo.
- Si el paciente se mueve, la punta del catéter puede desplazarse a una posición incorrecta. Cuando el catéter se coloca a través de una vena antecubital, se ha observado que el movimiento de la extremidad puede producir un desplazamiento de la punta de hasta 10 cm.
- El tamaño del catéter debe ser el menor que permita el uso.

RECOMENDACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Tamaño del catéter y lugar de punción


Los informes preliminares indican que el tamaño del catéter puede influir en la coagulación. Los catéteres de mayor diámetro tienden a favorecer más la formación de coágulos. Como han informado Amplatz, Gianturco y otros (**Referencia 2**), la formación de coágulos tiene menos relación con el tipo de material del catéter que con su tamaño.

El ángulo de la punta del catéter con la pared vascular debe comprobarse detenidamente. Blackshear revisó la bibliografía médica sobre perforaciones por catéter confirmadas mediante radiografía, y observó que los ángulos incidentes del catéter con la pared vascular superiores a 40 grados tuvieron más probabilidades de producir perforación. (**Referencia 3**)

Al seleccionar el catéter y la longitud apropiados deben considerarse las siguientes variables:

1. Antecedentes del paciente
2. Edad y tamaño del paciente
3. Lugar de acceso disponible
4. Variables anatómicas poco corrientes
5. Uso propuesto y duración del plan de tratamiento

Colocación de la punta del catéter



Compruebe la posición de la punta del catéter utilizando radiografía o la tecnología adecuada. Para asegurarse de que la punta del catéter quede fuera del pericardio, la punta debe quedar en el tercio inferior de la vena cava superior y no más allá de sección extrapericárdica de la vena cava. **Hay**

que hacer todo lo posible para asegurarse de que la punta esté en la posición adecuada, a fin de evitar la erosión o la perforación del sistema venoso central y de asegurar la administración adecuada de productos de infusión.

Mantenimiento del catéter

El lugar de entrada del catéter debe prepararse y mantenerse de acuerdo con el procedimiento habitual de cateterismo venoso central. Tras la colocación del catéter y antes de su uso, deben confirmarse la posición de la punta y la permeabilidad de las luces, comprobando que sea posible aspirar libremente sangre venosa. **Si no puede aspirarse sangre libremente, el médico debe reevaluar inmediatamente la posición de la punta del catéter.**

Si el catéter no se va a utilizar inmediatamente, su luz debe mantenerse con goteo continuo de solución salina o solución salina heparinizada, o bloquearse con solución de bloqueo de catéteres. **NOTA:** Si se utilizan los dispositivos MicroClave u otros adaptadores sin aguja aprobados para bloqueo con solución salina sola, podrá emplearse el bloqueo del catéter con solución salina sola. La heparinización del catéter debe determinarse mediante el protocolo del centro y el juicio clínico. Se ha informado de que las concentraciones de heparina de 10 a 100 unidades/ml son adecuadas para mantener la permeabilidad de la luz. **(Referencia 4)** El bloqueo del catéter debe volverse a establecer después de cada uso, o al menos una vez cada 24 horas si no se utiliza. Antes de utilizar una luz de catéter ya bloqueada con heparina, la luz debe lavarse con el doble del volumen indicado de la luz, utilizando solución salina normal. La luz debe lavarse con solución salina normal entre administraciones de diferentes productos de infusión. Tras el uso, la luz debe volverse a lavar con el doble del volumen indicado de la luz, utilizando solución salina normal, antes de volver a establecer el bloqueo del catéter. Para el uso y mantenimiento del catéter debe utilizarse una técnica aséptica estricta.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del obturador del catéter

1. Lave el catéter con solución salina heparinizada o agua estéril. **NOTA:** El catéter puede recortarse si es necesario acortarlo.
2. Conecte una jeringa con solución salina heparinizada o agua estéril a la conexión Luer Lock del soporte del obturador del catéter.
3. Inyecte solución suficiente para humedecer toda la superficie del obturador. Esto activará el revestimiento hidrofílico AQ® y hará que la superficie del obturador quede muy lubricada. **NOTA:** Si la superficie del obturador se seca tras extraerla del soporte, puede humedecerse con más solución salina heparinizada o agua estéril para que recupere el efecto hidrofílico.
4. Ahora puede introducirse el conjunto de catéter y obturador de la manera descrita en el apartado siguiente.

Colocación del catéter (método fluoroscópico)

5. Tras preparar el lugar de acceso, introduzca la aguja introductora en el vaso. **NOTA:** El uso de ecografía es útil para determinar la idoneidad para el acceso vascular y la permeabilidad. La marca EchoTip® de la aguja se

- utiliza para facilitar la visualización de la punta de ésta durante el acceso vascular.
6. Utilizando guía fluoroscópica, introduzca la guía a través de la aguja y hágala avanzar 15-20 cm en el interior del vaso.
 7. Retire la aguja y deje la guía en posición. Si es necesario, amplíe el lugar de punción con una hoja de bisturí.
 8. Introduzca el conjunto introductor Peel-Away (vaina y dilatador) sobre la guía. Con un movimiento giratorio, haga avanzar el conjunto en el interior del vaso. (**Fig. 1**)
 9. Utilizando control fluoroscópico, determine la longitud correcta del catéter haciendo avanzar la guía hasta la posición deseada para la punta del catéter. Una vez que la punta de la guía esté en la posición adecuada, marque la longitud fijando unas pinzas sobre la guía en el lugar cutáneo.
 10. Extraiga la guía y mídala desde las pinzas hasta la punta distal para determinar la longitud correcta del catéter. Recorte el catéter si es necesario. **NOTA:** Retire el obturador antes de recortar el catéter, y vuelva a insertarlo para la introducción del catéter.
 11. Extraiga el dilatador y deje la vaina en posición. (**Fig. 2**) **NOTA:** Para evitar la aspiración accidental de aire después de la extracción de la guía y el dilatador, coloque el pulgar u otro dedo sobre el extremo proximal con manguito de la vaina.
 12. Introduzca el conjunto de catéter y obturador en la vaina hasta donde sea posible. **NOTA:** Al introducir el conjunto en la vaina, es posible que se sienta resistencia en el punto situado a aproximadamente 1-2 cm en posición distal respecto a la aleta para sutura, debido a un aumento del diámetro exterior. (**Fig. 3**)
 13. Retire la vaina del catéter, para lo que deberá sujetar las dos alas de la vaina y tirar de ellas hacia fuera y hacia arriba. **NOTA:** La posición final del catéter se alcanza haciendo avanzar el catéter en la vaina y tirando entonces de las dos alas, y repitiendo de manera alternada estas acciones. Una vez retirada la vaina, es posible que haya que hacer avanzar un poco más el catéter para situarlo en la posición final.
 14. Una vez que el catéter esté en la posición final, retire el obturador, fije el catéter a la piel y cúbralo con apósitos de la manera habitual.
 15. Compruebe la posición de la punta del catéter utilizando radiografía o la tecnología adecuada. Para asegurarse de que la punta del catéter quede fuera del pericardio, la punta debe quedar por encima de la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, en el tercio inferior de la vena cava superior.

Colocación del catéter (método no fluoroscópico)

1. Tras preparar el lugar de acceso, introduzca la aguja introductora en el vaso. **NOTA:** El uso de ecografía es útil para determinar la idoneidad para el acceso vascular y la permeabilidad. La marca EchoTip® de la aguja se utiliza para facilitar la visualización de la punta de ésta durante el acceso vascular.
2. Introduzca la guía a través de la aguja y hágala avanzar 15-20 cm en el interior del vaso.
3. Retire la aguja y deje la guía en posición. Si es necesario, amplíe el lugar de punción con una hoja de bisturí.

4. Introduzca el conjunto introductor Peel-Away (vaina y dilatador) sobre la guía. Con un movimiento giratorio, haga avanzar el conjunto en el interior del vaso. (**Fig. 1**)
5. Utilizando una cinta métrica, el juicio clínico u otro protocolo del centro sanitario, determine la longitud correcta del catéter y recórtelo como sea necesario. **NOTA:** Retire el obturador antes de recortar el catéter, y vuelva a insertarlo para la introducción del catéter.
6. Extraiga el dilatador y deje la vaina en posición. (**Fig. 2**) **NOTA:** Para evitar la aspiración accidental de aire después de la extracción de la guía y el dilatador, coloque el pulgar u otro dedo sobre el extremo proximal de la vaina.
7. Introduzca el conjunto de catéter y obturador en la vaina hasta donde sea posible. **NOTA:** Al introducir el conjunto en la vaina, es posible que se sienta resistencia en el punto situado a aproximadamente 1-2 cm en posición distal respecto a la aleta para sutura, debido a un aumento del diámetro exterior. (**Fig. 3**)
8. Retire la vaina del catéter, para lo que deberá sujetar las dos alas de la vaina y tirar de ellas hacia fuera y hacia arriba. **NOTA:** La posición final del catéter se alcanza haciendo avanzar el catéter en la vaina y tirando entonces de las dos alas, y repitiendo de manera alternada estas acciones. Una vez retirada la vaina, es posible que haya que hacer avanzar un poco más el catéter para situarlo en la posición final.
9. Una vez que el catéter esté en la posición final, retire el obturador, fije el catéter a la piel y cúbralo con apósitos de la manera habitual.
10. Compruebe la posición de la punta del catéter utilizando radiografía o la tecnología adecuada. Para asegurarse de que la punta del catéter quede fuera del pericardio, la punta debe quedar por encima de la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, en el tercio inferior de la vena cava superior.

Procedimiento de inyección mecánica

1. Utilice solo luces marcadas con «CT» para la inyección mecánica de medio de contraste.
ADVERTENCIA: El uso de luces no marcadas con «CT» para la inyección mecánica podría provocar un fallo del catéter.
2. Confirme radiográficamente que la posición de la punta del catéter sea la correcta antes de la inyección.
3. Retire los conectores de inyección o los conectores de inyección sin aguja que pueda haber en el PICC Turbo-Ject.
4. Conecte una jeringa de 10 ml (o más) cargada con solución salina normal estéril al conector del tubo de extensión que se vaya a utilizar para la inyección mecánica.
5. Asegúrese de que se obtenga un flujo de sangre adecuado y lave bien el catéter con los 10 ml de solución salina normal estéril para asegurar la permeabilidad de la luz.
ADVERTENCIA: Si no se asegura la permeabilidad de la luz del catéter antes de la inyección, el catéter puede fallar.
6. Retire la jeringa y acople el dispositivo de inyección mecánica al catéter siguiendo las recomendaciones del fabricante.

7. Realice el procedimiento empleando el inyector mecánico y asegurándose de que no se supere el caudal máximo ni el límite de presión del catéter.
8. Desconecte el dispositivo de inyección mecánica y lave el catéter de nuevo con 10 ml de solución salina normal estéril.
9. Coloque un nuevo conector de inyección o un nuevo conector de inyección sin aguja sobre el PICC Turbo-Ject, y lave y bloquee el catéter con solución salina o solución salina heparinizada según el protocolo del centro.
10. Confirme radiográficamente que la posición de la punta del catéter sea la correcta después de la inyección mecánica.

PRESENTACIÓN

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril. Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz. Tras extraerlo del envase, inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ningún daño.

REFERENCIAS

Estas instrucciones de uso se basan en la experiencia de médicos y en la bibliografía publicada. Si desea más información sobre la bibliografía disponible, consulte a su representante comercial local de Cook.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

FRANÇAIS

CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX INSÉRÉS EN PÉRIPHÉRIE TURBO-JECT® AVEC INTRODUCTEURS MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY

MISE EN GARDE : En vertu de la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin (ou un praticien autorisé) ou sur ordonnance médicale.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le cathéter veineux central inséré en périphérie (PICC) Turbo-Ject est un cathéter en polyuréthane doté d'une ailette de suture en polyuréthane, de prolongateurs renforcés et de pinces en plastique. Les cathéters peuvent être raccourcis pour s'adapter à l'anatomie des patients. Les sets et les plateaux de PICC contiennent également un introducteur Peel-Away®, une aiguille d'introduction de taille adaptée, des guides, des capuchons d'injection et d'autres accessoires destinés à la mise en place vasculaire percutanée.

Cathéters à lumière simple

Cathéter		Diamètre externe		Diamètre interne		
Taille (Fr)	Inch (mm)	Calibre	Inch (mm)	Calibre	Vol. lumière (ml)	
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76	
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00	

Cathéters à double lumière

Cathéter		Diamètre externe		Diamètre interne		
Taille (Fr)	Embase	Inch (mm)	Calibre	Inch (mm)	Calibre	Vol. lumière (ml)
4	Violet (CT-scan)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Blanc			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Violet (CT-scan)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Blanc (CT-scan)					

*hauteur/largeur

Cathéter		Débit maximum*	Réglage de pression d'injection maximum (psi/bar)
Taille (Fr)/ lumière	Embase		
4 / simple		5 ml/s	325 (22,4)
5 / simple		7 ml/s	325 (22,4)
4 / double	Violet (CT-scan)	3 ml/s	325 (22,4)
	Blanc	Ne pas procéder à une injection automatique par cette lumière	
5 / double	Violet (CT-scan)	5 ml/s	325 (22,4)
	Blanc (CT-scan)		

*Débits obtenus avec le produit de contraste Omnipaque 300® à la température ambiante et vérifiés avec l'injecteur automatique pour CT-scan Medrad Stellant®. Omnipaque 300 présente une viscosité de 11,8 centipoises à température ambiante (20 degrés C). Un changement de température ou de viscosité du produit de contraste utilisé modifie les débits pouvant être obtenus. Omnipaque 300® est une marque déposée de GE Healthcare.

UTILISATION

Les sets et les plateaux de cathéter veineux central inséré en périphérie (PICC) Turbo-Ject sont destinés au monitoring de la pression veineuse, au prélèvement sanguin et à l'administration de médicaments et de liquides à court terme ou à long terme. Ils sont aussi conçus pour être utilisés avec des injecteurs automatiques pour l'administration de produit de contraste dans les examens de tomodensitométrie. Le PICC Turbo-Ject est indiqué pour effectuer plusieurs injections de produit de contraste avec un injecteur automatique. Pour les injecteurs automatiques utilisés avec le PICC Turbo-Ject, le réglage de pression maximum ne doit pas dépasser 325 psi (22,4 bar) et le débit ne doit pas dépasser le débit maximum recommandé, tel qu'indiqué dans le tableau suivant.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue

AVERTISSEMENTS

- **Les cathéters veineux centraux insérés en périphérie jouent un rôle important dans le traitement des patients critiques. Néanmoins, l'extrémité du cathéter peut éroder ou perforer la paroi vasculaire. Exercer la plus grande vigilance lors de la mise en place et du monitoring des cathéters.**
- Le positionnement de l'extrémité du cathéter doit être systématiquement surveillé par radiographie. Une radiographie latérale périodique est recommandée pour évaluer l'emplacement de l'extrémité par rapport à la paroi du vaisseau. La position de l'extrémité doit apparaître comme étant parallèle à la paroi du vaisseau. (**Référence 1**)

- La sécurité et l'efficacité des lignes de PICC Turbo-Ject utilisées à des pressions d'injecteur automatique supérieures à 325 psi (22,4 bar) n'ont pas été établies.
- **Ne pas procéder à une injection automatique s'il est impossible de vérifier que le débit d'injection maximum est dans la limite indiquée sur l'embase du cathéter ou le tube prolongateur.**
- Pour utiliser en toute sécurité des lignes de PICC Turbo-Ject avec un injecteur électrique, le technicien/professionnel de la santé doit confirmer les éléments suivants :
 - L'embase de la lumière du cathéter doit comporter l'indication « CT », ce qui signifie que la lumière est conçue pour une injection automatique.
 - Avant l'utilisation, la limite de pression maximale doit être réglée à 325 psi (22,4 bar) ou moins et le débit maximum doit être réglé au niveau indiqué sur le cathéter ou en-dessous. Les résultats des tests de pression dynamique et statique figurent dans le tableau suivant.

Résultats des tests de pression dynamique et statique avec le PICC Turbo-Ject pour injection automatique

Cathéter		Volume d'amorçage (ml)	Débit maximal indiqué (ml/s)	Pression maximale moyenne dans le cathéter pendant le débit maximal (psi/bar)*	Pression d'éclatement statique moyenne dans de l'eau à 37 °C (psi/bar)**	Plage de pression d'éclatement statique dans de l'eau à 37 °C (psi/bar)**
Taille (Fr)/ lumière	Embase					
4 / simple		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / simple		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / double	Violet (CT-scan)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Blanc	0,46	Ne pas procéder à une injection automatique par cette lumière			
5 / double	Violet (CT-scan)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Blanc (CT-scan)					

*Les pressions de débit maximales sont déterminées avec un seuil de sécurité de la pompe réglé sur 325 psi (22,4 bar), et en utilisant un produit de contraste d'une viscosité de 11,8 cP.

**La pression de rupture statique correspond au point de défaillance du cathéter lorsque celui-ci est complètement occlus.

Avertissement : La fonction de limitation de pression de l'injecteur électrique peut ne pas empêcher la surpression d'un cathéter occlus.

MISES EN GARDE

- Ce produit est destiné à être utilisé par des praticiens ayant la formation et l'expérience nécessaires à la mise en place appropriée de cathéters dans le système veineux central à l'aide d'une technique d'accès percutané (Seldinger). Le praticien procédera selon les méthodes standard de pose de gaines, de cathéters et de guides d'accès vasculaire.
- Sélectionner le site de ponction et la longueur de cathéter nécessaire en évaluant l'anatomie et l'état du patient.
- En cas d'obstacle à l'écoulement dans la lumière, ne pas forcer l'injection ou l'évacuation de liquides. Avertir immédiatement le médecin traitant.
- Un mouvement du patient peut déloger l'extrémité du cathéter. Les cathéters mis en place par une veine antécubitale ont montré un déplacement de l'extrémité pouvant aller jusqu'à 10 cm lors d'un mouvement du membre.
- La taille du cathéter doit être aussi petite que l'utilisation le permet.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Taille du cathéter et site de ponction

Les rapports préliminaires indiquent que la taille du cathéter peut influencer la formation de caillots. Les cathéters de diamètre plus important tendent davantage à promouvoir les caillots. Ainsi que l'ont observé Amplatz, Gianturco et d'autres (**Référence 2**), la formation de caillots est associée davantage à la taille du cathéter qu'au type de matériau du cathéter.


L'angle de l'extrémité du cathéter par rapport à la paroi du vaisseau doit être soigneusement vérifié. Blackshear a examiné la documentation médicale se rapportant aux perforations par cathéter, confirmées par radiographie, et a conclu qu'un angle d'incidence du cathéter supérieur à 40 degrés par rapport à la paroi vasculaire engendrait une plus grande probabilité de perforation.

(**Référence 3**)

Il convient d'envisager également les variables suivantes pour sélectionner le cathéter et la longueur qui conviennent :

1. Antécédents du patient
2. Âge et taille du patient
3. Site d'accès disponible
4. Variables anatomiques inhabituelles
5. Utilisation et durée de traitement proposées

Positionnement de l'extrémité du cathéter



Le positionnement de l'extrémité doit être vérifié par radiographie ou une méthode appropriée. Pour garantir un emplacement extra-péricardique, l'extrémité du cathéter doit se situer dans le tiers inférieur de la VCS et non au-delà de la veine cave extra-péricardique. **Déterminer avec grand soin le positionnement correct de l'extrémité afin d'éviter une érosion ou perforation du système veineux central et pour assurer l'administration adéquate de solutions intraveineuses.**

Entretien du cathéter

Le site d'insertion du cathéter doit être préparé et entretenu conformément aux procédures standard utilisées pour le cathétérisme veineux central. Après la mise en place du cathéter et avant son utilisation, vérifier la position de son extrémité et la perméabilité de la lumière par aspiration libre de sang veineux. **Si l'aspiration libre ne produit pas de sang, le praticien doit immédiatement réévaluer la position de l'extrémité du cathéter.** S'il n'est pas prévu d'utiliser le cathéter immédiatement, maintenir sa lumière ouverte par un goutte-à-goutte continu de sérum physiologique, hépariné ou non, ou par un verrou du cathéter réalisé avec une solution verrou. **REMARQUE :** Un verrou de sérum physiologique seul du cathéter peut être réalisé si un adaptateur MicroClave ou d'autres adaptateurs sans aiguille validés pour un verrou de sérum physiologique seul sont utilisés. L'héparinisation du cathéter est fonction du protocole hospitalier et de l'opinion du clinician. Il a été rapporté que des concentrations d'héparine de 10 unités/ml à 100 unités/ml sont adéquates pour maintenir la perméabilité des lumières. **(Référence 4)** Rétablir le verrou du cathéter après chaque utilisation ou au moins toutes les 24 heures s'il n'est pas utilisé. Avant d'utiliser une lumière de cathéter ayant déjà un verrou d'héparine, rincer la lumière avec du sérum physiologique

standard en utilisant deux fois le volume indiqué pour la lumière. Rincer la lumière avec du sérum physiologique entre les administrations de solutions intraveineuses. Après l'utilisation, rincer à nouveau la lumière au sérum physiologique standard avec deux fois le volume indiqué pour la lumière avant de rétablir le verrou du cathéter. Observer une technique aseptique stricte pendant l'utilisation et l'entretien du cathéter.

MODE D'EMPLOI

Préparation de l'obturateur du cathéter

1. Rincer le cathéter avec du sérum physiologique hépariné ou de l'eau stérile. **REMARQUE :** Au besoin, le cathéter peut être coupé pour le raccourcir.
2. Raccorder une seringue remplie de sérum physiologique hépariné ou d'eau stérile au raccord Luer lock du porte-obturateur du cathéter.
3. Injecter suffisamment de sérum pour mouiller toute la surface de l'obturateur. Ceci active le revêtement hydrophile AQ® et rend la surface de l'obturateur très glissante. **REMARQUE :** Si la surface de l'obturateur sèche après son retrait du porte-obturateur, la remouiller avec du sérum physiologique hépariné ou de l'eau stérile pour réactiver ses propriétés hydrophiles.
4. Il est alors possible d'introduire l'ensemble du cathéter et de l'obturateur ainsi qu'il est décrit dans la section ci-dessous.

Mise en place du cathéter (méthode radioscopique)

5. Après avoir préparé le site d'accès, introduire l'aiguille d'introduction dans le vaisseau. **REMARQUE :** Une échographie est utile pour déterminer l'adéquation de l'accès au vaisseau et la perméabilité. La marque EchoTip® sur l'aiguille permet de repérer plus facilement la pointe de l'aiguille pendant l'accès au vaisseau.
6. Sous contrôle radioscopique, introduire le guide par l'aiguille et avancer le guide de 15 à 20 cm dans le vaisseau.
7. Retirer l'aiguille mais laisser le guide en place. Au besoin, agrandir le site de ponction avec un scalpel.
8. Introduire l'introducteur Peel-Away (gaine et dilateur) sur le guide. D'un mouvement rotatif, avancer l'ensemble dans le vaisseau. (**Fig. 1**)
9. Sous radioscopie, déterminer la longueur de cathéter adaptée en avançant le guide jusqu'à l'emplacement voulu pour l'extrémité du cathéter. Lorsque l'extrémité du guide se trouve en position correcte, marquer la longueur en serrant une pince sur le guide au niveau du site cutané.
10. Retirer le guide et le mesurer depuis la pince jusqu'à l'extrémité distale pour déterminer la longueur de cathéter adaptée. Au besoin, raccourcir le cathéter. **REMARQUE :** Retirer l'obturateur avant de raccourcir le cathéter, puis le remettre en place en vue de l'introduction de ce dernier.
11. Laisser la gaine en place et retirer le dilateur. (**Fig. 2**) **REMARQUE :** Pour éviter une aspiration d'air accidentelle après avoir retiré le guide et le dilateur, placer le pouce ou un autre doigt sur l'extrémité proximale à manchon de la gaine.
12. Introduire l'ensemble du cathéter et de l'obturateur dans la gaine aussi loin que possible. **REMARQUE :** Il est possible de ressentir une résistance environ 1 à 2 cm en aval de l'ailette de suture du cathéter lors de

l'introduction de l'ensemble dans la gaine en raison du plus gros diamètre externe. (**Fig. 3**)

13. Détacher la gaine du cathéter en saisissant les deux ailettes de la gaine et en les tirant vers l'extérieur et vers le haut. **REMARQUE :** La position finale du cathéter est obtenue en avançant alternativement le cathéter dans la gaine, et en tirant davantage sur les deux ailettes. Après le retrait de la gaine, il peut être nécessaire d'avancer légèrement le cathéter dans sa position finale.
14. Lorsque le cathéter se trouve dans sa position finale, retirer l'obturateur, fixer le cathéter à la peau et poser un pansement de la façon habituelle.
15. Le positionnement de l'extrémité doit être vérifié par radiographie ou une méthode appropriée. Pour garantir un emplacement extra-péricardique, l'extrémité du cathéter doit se situer en amont de la jonction VCS-OD, dans le tiers inférieur de la VCS.

Mise en place du cathéter (méthode non radioscopique)

1. Après avoir préparé le site d'accès, introduire l'aiguille d'introduction dans le vaisseau. **REMARQUE :** Une échographie est utile pour déterminer l'adéquation de l'accès au vaisseau et la perméabilité. La marque EchoTip® sur l'aiguille permet de repérer plus facilement la pointe de l'aiguille pendant l'accès au vaisseau.
2. Introduire le guide par l'aiguille et l'avancer de 15 à 20 cm dans le vaisseau.
3. Retirer l'aiguille mais laisser le guide en place. Au besoin, agrandir le site de ponction avec un scalpel.
4. Introduire l'introducteur Peel-Away (gaine et dilateur) sur le guide. D'un mouvement rotatif, avancer l'ensemble dans le vaisseau. (**Fig. 1**)
5. Déterminer la longueur correcte du cathéter en utilisant un mètre-ruban ou selon l'opinion du clinicien ou le protocole hospitalier, et le couper selon les besoins. **REMARQUE :** Retirer l'obturateur avant de raccourcir le cathéter, puis le remettre en place en vue de l'introduction de ce dernier.
6. Laisser la gaine en place et retirer le dilateur. (**Fig. 2**) **REMARQUE :** Pour éviter une aspiration d'air accidentelle après avoir retiré le guide et le dilateur, placer le pouce ou un autre doigt sur l'extrémité proximale de la gaine.
7. Introduire l'ensemble du cathéter et de l'obturateur dans la gaine aussi loin que possible. **REMARQUE :** Il est possible de ressentir une résistance environ 1 à 2 cm en aval de l'ailette de suture du cathéter lors de l'introduction de l'ensemble dans la gaine en raison du plus gros diamètre externe. (**Fig. 3**)
8. Détacher la gaine du cathéter en saisissant les deux ailettes de la gaine et en les tirant vers l'extérieur et vers le haut. **REMARQUE :** La position finale du cathéter est obtenue en avançant alternativement le cathéter dans la gaine, et en tirant davantage sur les deux ailettes. Après le retrait de la gaine, il peut être nécessaire d'avancer légèrement le cathéter dans sa position finale.
9. Lorsque le cathéter se trouve dans sa position finale, retirer l'obturateur, fixer le cathéter à la peau et poser un pansement de la façon habituelle.
10. Le positionnement de l'extrémité doit être vérifié par radiographie ou une méthode appropriée. Pour garantir un emplacement extra-péricardique, l'extrémité du cathéter doit se situer en amont de la jonction VCS-OD, dans le tiers inférieur de la VCS.

Procédure d'injection automatique

1. Utiliser uniquement des lumières marquées « CT » pour une injection automatique de produit de contraste.

AVERTISSEMENT : Toute utilisation de lumières qui ne sont pas marquées « CT » pour une injection automatique risque de provoquer une défaillance du cathéter.

2. Vérifier sous radiographie que l'extrémité du cathéter est en position correcte avant l'injection.
3. Retirer les capuchons d'injection/injection sans aiguille du PICC Turbo-Ject.
4. Raccorder une seringue de 10 ml (ou plus) remplie de sérum physiologique stérile à l'embase du tube prolongateur utilisé pour l'injection automatique.
5. Vérifier que le retour veineux est adéquat et rincer vigoureusement le cathéter avec l'intégralité des 10 ml de sérum physiologique stérile pour assurer la perméabilité de la lumière.

AVERTISSEMENT : Une défaillance du cathéter risque de se produire si la perméabilité de la lumière du cathéter n'est pas assurée avant l'injection.

6. Retirer la seringue et raccorder l'appareil à injection automatique au cathéter en suivant les recommandations du fabricant.
7. Procéder à l'examen avec l'appareil à injection automatique en veillant à ne pas dépasser le débit maximum ou la limite de pression du cathéter.
8. Déconnecter l'appareil à injection automatique et rincer à nouveau le cathéter avec 10 ml de sérum physiologique stérile.
9. Placer un nouveau capuchon d'injection/injection sans aiguille sur le PICC Turbo-Ject, rincer et réaliser un verrou de sérum physiologique standard ou hépariné du cathéter selon le protocole de l'établissement.
10. Vérifier sous radiographie que l'extrémité du cathéter est en position correcte après l'injection automatique.

PRÉSENTATION

Produit(s) fourni(s) stérilisé(s) à l'oxyde d'éthylène, sous emballage déchirable. Produit(s) destiné(s) à un usage unique. Contenu stérile lorsque l'emballage est scellé d'origine et intact. En cas de doute quant à la stérilité du produit, ne pas l'utiliser. Conserver à l'obscurité, au sec et au frais. Éviter une exposition prolongée à la lumière. À l'ouverture de l'emballage, inspecter le produit afin de s'assurer qu'il est en bon état.

BIBLIOGRAPHIE

Le présent mode d'emploi a été rédigé en fonction de l'expérience de médecins et/ou de publications médicales. Pour des renseignements sur la documentation existante, s'adresser au représentant Cook local.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.

4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

TURBO-JECT® PERIFÉRIÁSAN BEVEZETETT CENTRÁLIS VÉNÁS KATÉTEREK MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY BEVEZETŐESZKÖZÖKKEL

VIGYÁZAT: Az USA szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárólag orvos (vagy megfelelő engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember) által, vagy rendeletére forgalmazható.

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA

A Turbo-Ject perifériásan bevezetett centrális vénás katéter (PICC) poliuretán katéter poliuretán varratszárnnyal, megerősített poliuretán hosszabbítókkal és műanyag szorítókapcsokkal. A katéterek a betegek anatómiájának megfelelően méretre vághatók. A PICC készletek és tálcák tartalmaznak még egy Peel-Away® bevezetőeszközt, megfelelő méretű, hozzáférést biztosító tűt, vezetődrtókat, injekciós kupakokat és más tartozékokat a perkután vaszkuláris behelyezéshez.

Egylumenű katéterek

Katéter	Külső átmérő		Belső átmérő		
Méret (Fr)	Hüvelyk (mm)	Méret (G)	Hüvelyk (mm)	Méret (G)	Lumentérf. (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Kétlumenű katéterek

Katéter		Külső átmérő		Belső átmérő		
Méret (Fr)	Kónusz	Hüvelyk (mm)	Méret (G)	Hüvelyk (mm)	Méret (G)	Lumentérf. (ml)
4	Lila (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Fehér			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Lila (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Fehér (CT)					

*magasság/szélesség

Katéter		Maximális áramlási sebesség*	Befecskendezési nyomás határértékének beállítása (psi/bar)
Méret (Fr)/ lumen	Kónusz		
4 / egylumenű		5 ml/s	325 (22,4)
5 / egylumenű		7 ml/s	325 (22,4)
4 / kétlumenű	Lila (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Fehér	Ne használjon befecskendező- automatát ehhez a lumenhez	
5 / kétlumenű	Lila (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Fehér (CT)		

*Szobahőmérsékletű Omnipaque 300® kontrasztanyag használatával elért és Medrad Stellant® CT befecskendezőrendszerrel ellenőrzött áramlási sebességek. Az Omnipaque 300 viszkozitása szobahőmérsékleten (20 Celsius-fokon) 11,8 centipoise. A használt kontrasztanyag hőmérsékletének vagy viszkozitásának megváltozása esetén módosulnak az elérhető áramlási sebességek. Omnipaque 300® a GE Healthcare bejegyzett védjegye.

RENDELTETÉS

A Turbo-Ject perifériásan bevezetett centrális vénás katéter (PICC) készletek és tálcák rövid- vagy hosszútávú használatra szolgálnak a vénás vérnyomás monitorozásához, vérvételhez, gyógyszerek és folyadékok beadásához, valamint nyomással működő injektorokkal együtt alkalmazva kontrasztanyagok bejuttatásához CT-vizsgálatok során. A Turbo-Ject PICC többszöri, nyomással működő injektorral beadott kontrasztanyag-injekciókhoz javallott. A Turbo-Ject PICC katéterrel használt, nyomással működő injektorokon beállított maximális nyomáshatár nem haladhatja meg a 325 psit (22,4 bart), és az áramlási sebesség nem haladhatja meg a következő táblázatban megadott maximális áramlási sebességet.

ELLENJAVALLATOK

Nem ismertek

„VIGYÁZAT” FOKOZATÚ FIGYELMEZTETÉSEK

- **A perifériásan bevezetett centrális vénás katéterek fontos szerepet játszanak az életveszélyes állapotú betegek kezelésében. A katéterek vége azonban felhorzsolhatja vagy átszúrhatja az érfalakat. A katéterek behelyezése és monitorozása során rendkívüli óvatossággal kell eljárni.**
- A katétervég helyzetét rutinszerűen monitorozni kell röntgenfelvételekkel. A katétervég érfalhoz viszonyított helyzetének felméréséhez rendszeresen megismételt, laterális nézetű röntgenfelvétel készítése javasolt. A katétervég helyzetének az érfallal párhuzamosnak kell látszania. **(1. hivatkozás)**

- Még nem nyert megállapítást, hogy a Turbo-Ject PICC vezetékek biztonságosan és hatékonyan használhatók-e, ha a velük együtt használt, nyomással működő injektoron 325 psi (22,4 bar) fölötti nyomás van beállítva.
- **Ne végezzen nyomás alatti injekciót, ha nem ellenőrizhető, hogy az injekció maximális sebessége megfelel-e a katéter kónuszára vagy a hosszabbítócsőre nyomtatott határértéknek.**
- Ahhoz, hogy a Turbo-Ject PICC vezetékeket biztonságosan lehessen használni befecskendezőautomatával, a technikusnak/egészségügyi szakembernek a következőket kell ellenőriznie:
 - A katéterlumen kónuszán a „CT” felirat szerepel, mely jelzi, hogy a lumenhez használható befecskendezőautomata.
 - Használat előtt a maximális nyomás határa legfeljebb 325 psi (22,4 bar) értékre van beállítva, és a maximális áramlási sebesség legfeljebb a katéteren feltüntetett értékre van beállítva. A dinamikus és sztatikus nyomásvizsgálatok eredményeit a következő táblázat tartalmazza.

Turbo-Ject befecskendezőautomatával használható PICC vezetékek dinamikus és sztatikus nyomásvizsgálatainak eredményei

Katéter		Feltöltési térfogat (ml)	A címkén jelzett maximális áramlási sebesség (ml/s)	Átlagos maximális katéter- nyomás maximális áramlás mellett (psi/bar)*	Átlagos sztatikus szétrepedési nyomás 37 °C-os vízben (psi/bar)**	Sztatikus szétrepedési nyomás- tartomány 37 °C-os vízben (psi/bar)**
Méret (Fr)/ lumen	Kónusz					
4 / egylumenű		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / egylumenű		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / két- lumenű	Lila (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Fehér	0,46	Ne használjon befecskendezőautomatát ehhez a lumenhez			
5 / két- lumenű	Lila (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Fehér (CT)					

*A maximális áramlási sebességhez tartozó nyomások meghatározása 11,8 cP viszkozitású kontrasztanyaggal történik; a meghatározás során a pumpa biztonsági leállító szerkezete 325 psi (22,4 bar) értékre van állítva.

**A sztatikus szétrepedési nyomás a teljesen elzáródott katéter szakadási pontja. Vigyázat: Lehet, hogy a befecskendezőautomata nyomáskorlátozó funkciója nem képes megakadályozni a túlnyomás kialakulását az elzáródott katéterben.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ez a termék katétereknek a centrális vénás rendszerben perkután belépési (Seldinger) technikával történő, megfelelő pozicionálására kiképzett és abban járatos egészségügyi szakemberek általi használatra készült. A vaszkuláris hozzáférést biztosító hüvelyek, katéterek és vezetődrótok behelyezésére szolgáló szabványos technikák alkalmazandók.
- A beteg anatómiájának és állapotának értékelése alapján válassza meg a punkciós helyet és a szükséges katéterhosszúságot.
- Ha a lumenben akadályozott a folyadékáramlás, ne erőltesse a folyadékok befecskendezését vagy kiszívását. Azonnal értesítse a kezelőorvost.
- A beteg mozgása elmozdíthatja a katéter végét. A végtag mozgásakor a vena antecubitalisba behelyezett katéterek végének akár 10 cm-es elmozdulását is megfigyelték.
- A katéternek az alkalmazás megengedte lehető legkisebb méretűnek kell lennie.

TERMÉKJAVASLATOK

Katéterméret és punkciós hely

Előzetes beszámolók szerint a katéter mérete befolyásolhatja a vérrögzépződést. A nagy átmérőjű katéterek inkább hajlamosak a vérrögzépződés előmozdítására. Amplatz, Gianturco és mások **(2. hivatkozás)** szerint a vérrögzépződés kevésbé áll összefüggésben a katéter anyagának típusával, mint a katéter méretével.


A katéter végének az érfallal bezárt szögét gondosan ellenőrizni kell.

Blackshear áttekintette a röntgenfelvételekkel megerősített katéteres perforációk orvosi irodalmát, és úgy találta, hogy nagyobb a perforáció valószínűsége azokban az esetekben, ahol a beérkező katéternek az érfallal bezárt szöge 40 foknál nagyobb. **(3. hivatkozás)**

A megfelelő katéter és katéterhossz kiválasztásánál a következő változókat is figyelembe kell venni:

1. A beteg kórtörténete
2. A beteg kora és mérete
3. A rendelkezésre álló hozzáférési hely
4. Szokatlan anatómiai változók
5. A javasolt alkalmazás és a kezelési terv időtartama

A katéter végének pozicionálása



Röntgenfelvétellel vagy megfelelő módszerrel ellenőrizze a katéter végének helyzetét. A garantáltan extrapericardialis helyzethez a katéter végének a VCS alsó egyharmadában, és nem túl a vena cava extrapericardialison kell elhelyezkednie. **Mindent meg kell tenni a katétervég megfelelő helyzetének biztosítására a centrális vénás rendszer eróziójának és perforációjának megelőzése és az infúzátnak megfelelő bejuttatása érdekében.**

Katéterek fenntartása

A katéter belépési helyét a centrális vénás katéterezés szabványos eljárásával összhangban kell előkészíteni és fenntartani. A katéter behelyezése után és annak használatba vétele előtt a katétervég helyzetét és a lumen átjárhatóságát vénás vér akadálymentes aspirációjával kell megerősíteni. **Ha a vér nem aspirálható szabadon, az orvosnak azonnal újra kell értékelnie a katétervég helyzetét.** Ha a katétert nem szándékozzák azonnal használatba venni, a lumenét fiziológiás sóoldat vagy heparinos fiziológiás sóoldat folyamatos csepegtetésével kell fenntartani, vagy katéterlezáró oldattal kell lezárni. **MEGJEGYZÉS:** Kizárólag fiziológiás sóoldatos lezárásra jóváhagyott MicroClave vagy egyéb tűmentes adapterek használata esetén kizárólag fiziológiás sóoldatos katéterlezárás alkalmazható. A katéter heparinizációját az intézményi protokoll és a klinikai megítélés alapján kell meghatározni. Az irodalom szerint a 10 – 100 U/ml heparinkoncentrációk megfelelőek a lumen átjárhatóságának fenntartására. **(4. hivatkozás)** A katéterlezárást minden használat után, vagy használaton kívüli katéternél legalább 24 óránként újra

el kell végezni. Heparinnal már lezárt katéterlumen használata előtt az érintett lumen térfogatához képest kétszeres mennyiségű fiziológiás sóoldattal át kell öblíteni a lument. Különböző infuzátumok beadása között a lument át kell öblíteni fiziológiás sóoldattal. Használat után, a katéterlezárás visszaállítása előtt a lument ismét át kell öblíteni az érintett lumen térfogatához képest kétszeres mennyiségű fiziológiás sóoldattal. A katéter használata és fenntartása során be kell tartani a szigorúan aszeptikus technikát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Katéter obturátor előkészítése

1. Öblítse át a katétert heparinos fiziológiás sóoldattal vagy steril vízzel.
MEGJEGYZÉS: Ha rövidebb katéterhosszra van szükség, a katéterből le lehet vágni.
2. Csatlakoztasson heparinos fiziológiás sóoldattal vagy steril vízzel töltött fecskendőt a katéter obturátor tartójának Luer-záras végződéséhez.
3. Fecskendezzen be elegendő oldatot ahhoz, hogy az obturátor felszínét egészen benedvesítse. Ez aktiválja az AQ® hidrofíl bevonatot, amely nagyon síkossá teszi az obturátor felszínét. **MEGJEGYZÉS:** Ha az obturátor felszíne a tartóból való kivétel után megszárad, további heparinos fiziológiás sóoldattal vagy steril vízzel megnedvesítve a hidrofíliát megújítható.
4. A katéter/obturátor együttes ekkor felvezethető a következő részben leírt módon.

Katéter behelyezése (fluoroszkópos módszer)

5. A hozzáférési hely előkészítése után vezesse be a hozzáférést biztosító tűt az érbe. **MEGJEGYZÉS:** Az ultrahang használata segít meghatározni az ér hozzáférésre való alkalmasságát és átjárhatóságát. A tűn lévő EchoTip® jelzés segít láthatóvá tenni a tű hegyét a hozzáférés során.
6. Fluoroszkópos irányítás mellett vezesse be a vezetődrótot a tűn keresztül, és tolja előre 15 – 20 cm-re az érbe.
7. Húzza vissza a tűt, közben hagyja a helyén a vezetődrótot. Ha szükséges, szikepengével nagyobbítsa meg a punkciós helyet.
8. Vezesse fel a Peel-Away bevezető szerelékét (hüvely és dilatátor) a vezetődróton. Csavaró mozdulattal tolja előre a szerelékét az érbe. **(1. ábra)**
9. Fluoroszkópos kontroll mellett határozza meg a helyes katéterhosszat úgy, hogy előretolja a vezetődrótot a katéter végének kívánt helyére. Amikor a vezetődrót vége a megfelelő helyzetbe került, jelölje meg a hosszát a punkciós helynél a vezetődróra csíptetett csipesszel.
10. Húzza vissza a vezetődrótot, és mérje le a csipessztől a disztális végéig a helyes katéterhossz meghatározásához. Ha szükséges, vágjon le a katéterből. **MEGJEGYZÉS:** Mielőtt a katéterből levágna, húzza vissza az obturátort; a katéter felvezetéséhez újra helyezze be.
11. A hüvelyt a helyén hagyva, távolítsa el a dilatátort. **(2. ábra)**
MEGJEGYZÉS: Helyezze az egyik ujját a hüvely proximális, mandzsettás végére, hogy megakadályozza az akaratlan levegőbeszívást a vezetődrót és a dilatátor eltávolítása után.
12. Vezesse be a katéter és obturátor együttesét a hüvelybe, amilyen mélyen csak lehet. **MEGJEGYZÉS:** Az eszköze együttesnek a hüvelybe való

- bevezetésekor a katéter varratszárnáához képest 1 – 2 cm-re disztálisan ellenállás léphet fel a külső átmérő megnövekedése miatt. **(3. ábra)**
13. A hüvely két szárnyát megfogva, majd kifelé és felfelé húzva hántsa le a hüvelyt a katéterről. **MEGJEGYZÉS:** A katéter végleges helyzetének eléréséhez felváltva tolja előre a katétert a hüvelybe, majd húzza tovább a két szárnyat. Miután a hüvely eltávolítása megtörtént, lehet, hogy a végső pozicionáláshoz még egy kissé előre kell tolni a katétert.
 14. Miután a katéter végleges helyére került, távolítsa el az obturátort, rögzítse a katétert a bőrhöz, és szabványos módon helyezzen fel kötést.
 15. Röntgenfelvétellel vagy megfelelő módszerrel ellenőrizze a katéter végének helyzetét. A garantáltan extrapericardialis helyzethez a katéter végének a VCS-JP átmenet fölött, a VCS alsó egyharmadában kell elhelyezkednie.

Katéter behelyezése (fluoroszkóp nélküli módszer)

1. A hozzáférési hely előkészítése után vezesse be a hozzáférést biztosító tűt az érbe. **MEGJEGYZÉS:** Az ultrahang használata segít meghatározni az ér hozzáférésre való alkalmasságát és átjárhatóságát. A tűn lévő EchoTip® jelzés segít láthatóvá tenni a tű hegyét a hozzáférés során.
2. Vezesse be a vezetődrótot a tűn keresztül, és tolja előre 15 – 20 cm-re az érbe.
3. Húzza vissza a tűt, közben hagyja a helyén a vezetődrótot. Ha szükséges, szikepengével nagyobbítsa meg a punkciós helyet.
4. Vezesse fel a Peel-Away bevezető szerelékét (hüvely és dilatátor) a vezetődróton. Csavaró mozdulattal tolja előre a szerelékét az érbe. **(1. ábra)**
5. Mérőszalag, klinikai mérlegelés vagy más intézményi protokoll segítségével határozza meg a helyes katéterhosszt, és szükség szerint vágjon le a katéterből. **MEGJEGYZÉS:** Mielőtt a katéterből levágna, húzza vissza az obturátort; a katéter felvezetéséhez újra helyezze be.
6. A hüvelyt a helyén hagyva, távolítsa el a dilatátort. **(2. ábra)**
MEGJEGYZÉS: Helyezze az egyik ujját a hüvely proximális végére, hogy megakadályozza az akaratlan levegőbeszívást a vezetődrót és a dilatátor eltávolítása után.
7. Vezesse be a katéter és obturátor együttesét a hüvelybe, amilyen mélyen csak lehet. **MEGJEGYZÉS:** Az eszkoze együttesnek a hüvelybe való bevezetésekor a katéter varratszárnáához képest 1 – 2 cm-re disztálisan ellenállás léphet fel a külső átmérő megnövekedése miatt. **(3. ábra)**
8. A hüvely két szárnyát megfogva, majd kifelé és felfelé húzva hántsa le a hüvelyt a katéterről. **MEGJEGYZÉS:** A katéter végleges helyzetének eléréséhez felváltva tolja előre a katétert a hüvelybe, majd húzza tovább a két szárnyat. Miután a hüvely eltávolítása megtörtént, lehet, hogy a végső pozicionáláshoz még egy kissé előre kell tolni a katétert.
9. Miután a katéter végleges helyére került, távolítsa el az obturátort, rögzítse a katétert a bőrhöz, és szabványos módon helyezzen fel kötést.
10. Röntgenfelvétellel vagy megfelelő módszerrel ellenőrizze a katéter végének helyzetét. A garantáltan extrapericardialis helyzethez a katéter végének a VCS-JP átmenet fölött, a VCS alsó egyharmadában kell elhelyezkednie.

Nyomás alatt beadott injekciós eljárás

1. Kontrasztanyag befecskendezőautomatával történő befecskendezéséhez kizárólag „CT” jelzésű lumeneket használjon.
VIGYÁZAT: Ha „CT” jelzéssel nem rendelkező lumenhez használ befecskendezőautomatát, akkor a katéter tönkremehet.
2. Az injekció előtt röntgenfelvétellel erősítse meg a katétervég megfelelő helyzetét.
3. Távolítson el minden injekciós vagy tűmentes kupakot a Turbo-Ject PICC katéterről.
4. Csatlakoztasson 10 ml-es (vagy nagyobb), steril fiziológiás sóoldattal megtöltött fecskendőt a nyomás alatt beadott injekcióhoz használandó hosszabbítócső kónuszához.
5. Gondoskodjék megfelelő vér visszafolyásról, és alaposan öblítse át a katétert a 10 ml steril fiziológiás sóoldat teljes mennyiségével a lumen átjárhatóságának biztosítása érdekében.
VIGYÁZAT: Ha az injekciót megelőzően elmulasztja a katéterlumen átjárhatóságának biztosítását, az a katéter meghibásodásához vezethet.
6. Távolítsa el a fecskendőt, és csatlakoztasson nyomással működő injektort a katéterhez, a gyártó ajánlásainak megfelelően.
7. Végezze el a vizsgálatot a nyomással működő injektorral, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a katéterre megadott maximális áramlási sebességet és nyomáshatárt.
8. Válassza le a nyomással működő injektort, és újra öblítse át a katétert 10 ml steril fiziológiás sóoldattal.
9. Helyezzen új injekciós/tűmentes kupakot a Turbo-Ject PICC katéterre, majd öblítse és zárja le a katétert fiziológiás sóoldattal vagy heparinos fiziológiás sóoldattal az intézményi protokoll szerint.
10. A nyomás alatt beadott injekciót követően röntgenfelvétellel erősítse meg a katéter végének megfelelő helyzetét.

KISZERELÉS

Kiszерelés: etilén-oxiddal sterilizálva, széthúzható csomagolásban. Egyszeri használatra. Felbontatlan vagy sértetlen csomagolásban steril. Ha a termék sterilítése kétséges, ne használja. Száraz, sötét, hűvös helyen tartandó. Tartós megvilágítása kerülendő. A csomagolásból való eltávolítás után vizsgálja meg a terméket annak ellenőrzésére, hogy nem sérült-e.

HIVATKOZÁSOK

Ez a használati utasítás orvosoktól és/vagy az általuk közölt szakirodalomból származó tapasztalatokon alapul. A rendelkezésre álló szakirodalomról a Cook területi képviselője tud felvilágosítással szolgálni.

1. Tocino IM, Watanabe A: Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition, *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. A Simple Non-thrombogenic Coating. *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study, *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.

4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters, *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

ITALIANO

CATETERI VENOSI CENTRALI AD INSERIMENTO PERIFERICO TURBO-JECT® CON INTRODUTTORI MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY

ATTENZIONE - Le leggi federali degli Stati Uniti d'America limitano la vendita del presente dispositivo a medici, a personale autorizzato o a operatori sanitari abilitati.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il catetere venoso centrale ad inserimento periferico (PICC) Turbo-Ject è realizzato in poliuretano ed è dotato di un'aletta di sutura e di estensioni rinforzate in poliuretano e di morsetti in plastica. Per un migliore adattamento all'anatomia del paziente, è possibile rifilare i cateteri alla lunghezza idonea. I set standard e i set completi con PICC contengono inoltre un introduttore Peel-Away®, un ago introduttore delle dimensioni idonee, guide, tappi per iniezione e altri accessori per il posizionamento percutaneo nel sistema vascolare.

Cateteri a lume singolo

Catetere	Diametro esterno		Diametro interno		
Misura (Fr)	Pollici (mm)	Calibro (G)	Pollici (mm)	Calibro (G)	Volume del lume (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Cateteri a doppio lume

Catetere		Diametro esterno		Diametro interno		
Misura (Fr)	Connettore	Pollici (mm)	Calibro (G)	Pollici (mm)	Calibro (G)	Volume del lume (ml)
4	Porpora (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Bianco			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Porpora (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Bianco (CT)					

*altezza/larghezza

Catetere		Velocità di flusso massima*	Impostazione limite della pressione di iniezione (psi/bar)
Misura (Fr)/ Lume	Connettore		
4 / Singolo		5 ml/s	325 (22,4)
5 / Singolo		7 ml/s	325 (22,4)
4 / Doppio	Porpora (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Bianco	Non usare l'iniettore automatico in questo lume	
5 / Doppio	Porpora (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Bianco (CT)		

*Le velocità di flusso indicate sono state ottenute utilizzando mezzo di contrasto Omnipaque 300® a temperatura ambiente e verificate usando un iniettore Medrad Stellant® CT. Il mezzo di contrasto Omnipaque 300 ha una viscosità di 11,8 centipoise a temperatura ambiente (20 °C). Cambiamenti di temperatura o di viscosità del mezzo di contrasto usato provocano una variazione delle velocità di flusso ottenibili.

Omnipaque 300® è un marchio registrato di GE Healthcare.

USO PREVISTO

I set standard e i set completi con i cateteri venosi centrali ad inserimento periferico (PICC) Turbo-Ject sono previsti per l'uso a breve o a lungo termine per il monitoraggio della pressione venosa, il prelievo di sangue, la somministrazione di farmaci e fluidi, e per l'uso con iniettori automatici per la somministrazione di mezzo di contrasto negli studi TC. Il PICC Turbo-Ject è indicato per iniezioni multiple di mezzo di contrasto mediante un iniettore automatico. L'impostazione limite della pressione massima dell'iniettore automatico usato con il PICC Turbo-Ject non deve superare i 325 psi (22,4 bar) e la velocità di flusso non deve superare quella massima indicata nella seguente tabella.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota

AVVERTENZE

- **I cateteri venosi centrali ad inserimento periferico svolgono un ruolo determinante nel trattamento dei pazienti in condizioni critiche. Le punte dei cateteri possono tuttavia erodere o perforare le pareti dei vasi sanguigni. Per il posizionamento e il monitoraggio dei cateteri, è necessario usare la massima attenzione.**
- La posizione della punta del catetere deve essere monitorata mediante radiografie a intervalli regolari. Si consiglia di sottoporre il paziente a radiografie periodiche in proiezione laterale per valutare la posizione della punta rispetto alla parete del vaso. La punta deve risultare parallela alla parete del vaso. **(Riferimento bibliografico 1)**

- La sicurezza e l'efficacia dell'uso dei cateteri PICC Turbo-Ject con impostazioni di pressione dell'iniettore automatico superiori a 325 psi (22,4 bar) non sono state determinate.
- **Non eseguire l'iniezione automatica se non è possibile verificare la compatibilità della velocità massima di iniezione con il limite stampato sul connettore del catetere o sulla cannula di estensione del catetere.**
- Per l'uso sicuro dei cateteri PICC Turbo-Ject con un iniettore automatico, il tecnico o l'operatore medico-sanitario deve verificare che:
 - la dicitura "CT" compaia sul connettore del lume del catetere per indicare che è consentito l'uso di un iniettore automatico;
 - prima dell'uso, l'impostazione limite della pressione massima sia pari o inferiore a 325 psi (22,4 bar) e la velocità di flusso massima sia pari o inferiore a quella indicata sul catetere. I risultati delle prove di pressione dinamica e statica sono presentati nella seguente tabella.

Risultati di pressione dinamica e statica per il PICC Turbo-Ject per iniettore automatico

Catetere		Volume di priming (ml)	Velocità di flusso massima indicata (ml/s)	Pressione massima media del catetere durante il flusso massimo (psi/bar)*	Pressione di rottura statica media in acqua a 37 °C (psi/bar)**	Intervallo di pressione di rottura statica in acqua a 37 °C (psi/bar)**
Misura (Fr)/ Lume	Connettore					
4 / Singolo		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / Singolo		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / Doppio	Porpora (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Bianco	0,46	Non usare l'iniettore automatico in questo lume			
5 / Doppio	Porpora (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Bianco (CT)					

*Le pressioni alla velocità di flusso massima sono state determinate con la pompa impostata su un valore di inattivazione di sicurezza pari a 325 psi (22,4 bar), con un mezzo di contrasto con viscosità di 11,8 cP.

**La pressione di rottura statica rappresenta il punto di cedimento del catetere completamente occluso.

Avvertenza - La funzione di limitazione della pressione dell'iniettore automatico può non essere in grado di impedire la sovrappressurizzazione di un catetere occluso.

PRECAUZIONI

- Il presente prodotto è previsto per essere usato solo da medici competenti ed esperti nel posizionamento di cateteri nel sistema venoso centrale mediante tecniche di accesso percutaneo (Seldinger). Il posizionamento delle guaine per accesso vascolare, dei cateteri e delle guide prevede l'impiego di tecniche standard.
- Selezionare il sito di puntura e il catetere della lunghezza appropriata in base all'anatomia e alle condizioni del paziente.
- Se il flusso attraverso il lume risulta ostacolato, non forzare l'iniezione o il prelievo di fluidi. Informare immediatamente il medico curante.
- Il movimento del paziente può provocare lo spostamento della punta del catetere. È stato dimostrato che le punte dei cateteri posizionati attraverso la vena antecubitale sono soggette a uno spostamento massimo di 10 cm in risposta al movimento dell'arto.
- Scegliere il catetere delle dimensioni più piccole possibili compatibilmente all'applicazione in questione.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

Dimensioni del catetere e sito di puntura

Relazioni preliminari indicano che le dimensioni del catetere possono influire sulla coagulazione. I cateteri di diametro maggiore tendono infatti a promuovere la formazione di coaguli. Come segnalato da Amplatz, Gianturco e altri (**Riferimento bibliografico 2**), la formazione di coaguli non è tanto legata al tipo di materiale in cui è realizzato il catetere, quanto alle dimensioni del catetere stesso.


Verificare attentamente l'angolazione della punta del catetere rispetto alla parete del vaso. Da un esame della letteratura specializzata relativa alle perforazioni da catetere confermate mediante lastre radiografiche, Blackshear ha notato che un angolo di incidenza del catetere rispetto alla parete del vaso superiore a 40 gradi presenta una maggiore possibilità di perforazione.

(Riferimento bibliografico 3)

Per la selezione del catetere e della lunghezza idonei è inoltre necessario prendere in considerazione le seguenti variabili.

1. Anamnesi del paziente
2. Età e corporatura del paziente
3. Sito di accesso disponibile
4. Variabili anatomiche inusuali
5. Uso e durata previsti del programma terapeutico

Posizionamento della punta del catetere



Verificare la posizione della punta del catetere mediante radiografia o altra tecnica idonea. Per garantire il posizionamento all'esterno del pericardio, la punta del catetere deve trovarsi nel terzo inferiore della vena cava superiore e non oltre il segmento extrapericardico della vena cava. **Per evitare l'erosione o la perforazione del sistema venoso centrale e per garantire la corretta somministrazione delle soluzioni di infusione, è necessario fare il possibile per verificare il corretto posizionamento della punta del catetere.**

Manutenzione del catetere

Preparare e mantenere il sito di accesso del catetere in maniera coerente con la procedura consueta di cateterizzazione venosa centrale. Dopo il posizionamento del catetere e prima dell'uso, è necessario confermare la posizione della punta e la pervietà del lume mediante aspirazione libera di sangue venoso. **Se il sangue non viene aspirato liberamente, il medico deve rivalutare immediatamente la posizione della punta del catetere.** Se il catetere non viene usato immediatamente, la pervietà del suo lume deve essere mantenuta mediante infusione a gocciolamento continuo di soluzione fisiologica normale o eparinata; in alternativa, il lume può essere bloccato con soluzione di blocco del catetere. **NOTA** - Se si usano i dispositivi MicroClave oppure altri adattatori senza ago approvati esclusivamente per il blocco con soluzione fisiologica, è possibile effettuare il blocco del catetere con sola soluzione fisiologica. L'eparinizzazione del catetere deve essere eseguita in base al protocollo della struttura sanitaria di appartenenza e al giudizio clinico. Concentrazioni di eparina comprese tra 10 unità/ml e 100 unità/ml sono risultate adeguate ai fini del mantenimento della pervietà del lume.

(Riferimento bibliografico 4) Il blocco del catetere va ricreato dopo ciascun uso o almeno ogni 24 ore se il catetere non viene utilizzato. Prima di usare un lume del catetere precedentemente bloccato con eparina, il lume va lavato con una quantità di soluzione fisiologica normale doppia rispetto al volume indicato del lume. Il lume deve essere lavato con soluzione fisiologica normale tra somministrazioni di soluzioni di infusione differenti. Dopo l'uso, e prima di ricreare il blocco del catetere, lavare nuovamente il lume con una quantità di soluzione fisiologica normale doppia rispetto al suo volume indicato. Durante l'uso e le operazioni di manutenzione del catetere è necessario adottare una rigorosa tecnica asettica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione dell'otturatore del catetere

1. Lavare il catetere con soluzione fisiologica eparinata o con acqua sterile.
NOTA - Se è necessaria una lunghezza inferiore, il catetere può essere opportunamente rifilato.
2. Collegare la siringa contenente soluzione fisiologica eparinata o acqua sterile al raccordo Luer Lock del supporto dell'otturatore del catetere.
3. Iniettare una quantità di soluzione sufficiente a umettare l'intera superficie dell'otturatore. Ciò attiva il rivestimento idrofilo AQ®, rendendo molto scorrevole la superficie dell'otturatore. **NOTA** - Se, dopo l'estrazione dal supporto, la superficie dell'otturatore si asciuga, umetterla nuovamente con soluzione fisiologica eparinata o acqua sterile per rinnovarne le proprietà idrofile.
4. Inserire ora il gruppo composto dal catetere e dall'otturatore come descritto nella sezione seguente.

Posizionamento del catetere (metodo fluoroscopico)

5. Dopo avere preparato il sito di accesso, inserire l'ago introduttore nel vaso. **NOTA** - L'uso dell'ecografia è utile per determinare l'idoneità per l'accesso e la pervietà del vaso. Il contrassegno EchoTip® sull'ago viene usato per visualizzare la punta dell'ago durante l'accesso al vaso.
6. Sotto controllo fluoroscopico, inserire la guida nell'ago e farla avanzare di 15-20 cm all'interno del vaso.
7. Rimuovere l'ago lasciando la guida in posizione. Se necessario, allargare il sito di puntura mediante una lama da bisturi.
8. Infilare sulla guida il gruppo dell'introduttore Peel-Away (guaina e dilatatore). Con un movimento di torsione, fare avanzare il gruppo nel vaso. (**Fig. 1**)
9. Sotto controllo fluoroscopico, determinare la lunghezza corretta del catetere facendo avanzare la guida fino a raggiungere la posizione desiderata per la punta del catetere. Una volta raggiunta tale posizione con la punta della guida, marcare la lunghezza clampando la guida con un paio di pinze in corrispondenza del suo punto di entrata nella cute del paziente.
10. Ritirare la guida e misurare la sua lunghezza dalle pinze alla punta distale per determinare la lunghezza corretta del catetere. Se necessario, rifilare opportunamente il catetere. **NOTA** - Prima di rifilare il catetere, rimuovere l'otturatore, che va successivamente reinserito per l'introduzione del catetere.

11. Lasciando la guaina in posizione, rimuovere il dilatatore. **(Fig. 2) NOTA** - Per evitare l'aspirazione accidentale di aria dopo la rimozione della guida e del dilatatore, collocare il pollice o un altro dito sull'estremità prossimale cuffiata della guaina.
12. Inserire il gruppo catetere/otturatore nella guaina quanto più in là possibile. **NOTA** - Durante l'introduzione del gruppo nella guaina, a causa di un aumento del diametro esterno, è possibile percepire resistenza in posizione distale di 1-2 cm circa rispetto all'aletta di sutura del catetere. **(Fig. 3)**
13. Afferrare le due linguette della guaina e tirarle verso l'esterno e simultaneamente verso l'alto per staccare la guaina dal catetere. **NOTA** - La posizione finale del catetere si raggiunge alternando il suo avanzamento nella guaina e l'ulteriore trazione delle due linguette. Una volta rimossa la guaina, è possibile che, per il posizionamento finale del catetere, sia necessario un ulteriore leggero avanzamento.
14. Una volta portato il catetere nella posizione finale, rimuovere l'otturatore, fissare il catetere alla cute del paziente e applicarvi una medicazione come previsto dalle prassi standard.
15. Verificare la posizione della punta del catetere mediante radiografia o altra tecnica idonea. Per garantire il posizionamento all'esterno del pericardio, la punta del catetere deve trovarsi sopra la giunzione tra vena cava superiore e atrio destro, entro il terzo inferiore della vena cava superiore.

Posizionamento del catetere (metodo non fluoroscopico)

1. Dopo avere preparato il sito di accesso, inserire l'ago introduttore nel vaso. **NOTA** - L'uso dell'ecografia è utile per determinare l'idoneità per l'accesso e la pervietà del vaso. Il contrassegno EchoTip® sull'ago viene usato per visualizzare la punta dell'ago durante l'accesso al vaso.
2. Inserire la guida nell'ago e farla avanzare di 15-20 cm all'interno del vaso.
3. Rimuovere l'ago lasciando la guida in posizione. Se necessario, allargare il sito di puntura mediante una lama da bisturi.
4. Infilare sulla guida il gruppo dell'introduttore Peel-Away (guaina e dilatatore). Con un movimento di torsione, fare avanzare il gruppo nel vaso. **(Fig. 1)**
5. Utilizzando un metro a nastro, il proprio giudizio clinico o un altro protocollo istituzionale, determinare la lunghezza idonea del catetere e rifilarlo secondo necessità. **NOTA** - Prima di rifilare il catetere, rimuovere l'otturatore, che va successivamente reinserito per l'introduzione del catetere.
6. Lasciando la guaina in posizione, rimuovere il dilatatore. **(Fig. 2) NOTA** - Per evitare l'aspirazione accidentale di aria dopo la rimozione della guida e del dilatatore, collocare il pollice o un altro dito sull'estremità prossimale della guaina.
7. Inserire il gruppo catetere/otturatore nella guaina quanto più in là possibile. **NOTA** - Durante l'introduzione del gruppo nella guaina, a causa di un aumento del diametro esterno, è possibile percepire resistenza in posizione distale di 1-2 cm circa rispetto all'aletta di sutura del catetere. **(Fig. 3)**
8. Afferrare le due linguette della guaina e tirarle verso l'esterno e simultaneamente verso l'alto per staccare la guaina dal catetere. **NOTA** - La posizione finale del catetere si raggiunge alternando il suo

avanzamento nella guaina e l'ulteriore trazione delle due linguette. Una volta rimossa la guaina, è possibile che, per il posizionamento finale del catetere, sia necessario un ulteriore leggero avanzamento.

9. Una volta portato il catetere nella posizione finale, rimuovere l'otturatore, fissare il catetere alla cute del paziente e applicarvi una medicazione come previsto dalle prassi standard.
10. Verificare la posizione della punta del catetere mediante radiografia o altra tecnica idonea. Per garantire il posizionamento all'esterno del pericardio, la punta del catetere deve trovarsi sopra la giunzione tra vena cava superiore e atrio destro, entro il terzo inferiore della vena cava superiore.

Procedura di iniezione automatica

1. Per l'iniezione automatica di mezzo di contrasto utilizzare esclusivamente i lumi che riportano la dicitura "CT".

AVVERTENZA - L'iniezione automatica in lumi non contrassegnati dalla dicitura "CT" può causare il guasto del catetere.

2. Prima dell'iniezione automatica, verificare radiograficamente che la posizione della punta del catetere sia corretta.
3. Rimuovere gli eventuali tappi per iniezione o tappi per iniezione senza ago dal PICC Turbo-Ject.
4. Fissare una siringa da 10 ml (o più) piena di soluzione fisiologica normale sterile al connettore della cannula di estensione del catetere da usare per l'iniezione automatica.
5. Verificare che esista un adeguato riflusso di sangue e lavare scrupolosamente il catetere con gli interi 10 ml di soluzione fisiologica normale sterile per garantire la pervietà del lume.

AVVERTENZA - La mancata verifica della pervietà del lume del catetere prima di procedere all'iniezione può comportare il guasto del catetere.

6. Staccare la siringa e collegare l'iniettore automatico al catetere in base alle istruzioni fornite dal suo fabbricante.
7. Eseguire la procedura usando l'iniettore automatico, facendo attenzione a non superare la velocità di flusso massima o la pressione limite del catetere.
8. Scollegare l'iniettore automatico e lavare nuovamente il catetere con 10 ml di soluzione fisiologica normale sterile.
9. Collocare un nuovo tappo per iniezione o tappo per iniezione senza ago sul PICC Turbo-Ject, lavare e bloccare il catetere con soluzione fisiologica o soluzione fisiologica eparinata in base al protocollo dettato dalla struttura sanitaria di appartenenza.
10. Dopo l'iniezione automatica, confermare radiograficamente che la posizione della punta del catetere sia corretta.

CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è sterilizzato mediante ossido di etilene ed è fornito in confezione con apertura a strappo. Esclusivamente monouso. Il prodotto è sterile se la sua confezione è chiusa e non danneggiata. Non utilizzare il prodotto in caso di dubbi sulla sua sterilità. Conservarlo in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitarne l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

BIBLIOGRAFIA

Le presenti istruzioni per l'uso sono basate sull'esperienza di medici e/o sulle loro pubblicazioni specialistiche. Per ottenere informazioni sulla letteratura specializzata disponibile, rivolgersi al rappresentante delle vendite Cook di zona.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

NEDERLANDS

TURBO-JECT® PERIFEEER INGEBRACHTE CENTRAAL-VENEUZE KATHETERS MET MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY INTRODUCERS

LET OP: Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door, of op voorschrift van, een arts (of een naar behoren gediplomeerde zorgverlener).

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

De Turbo-Ject over-de-draad perifeer ingebrachte centraal-veneuze katheter (PICC) is een polyurethaan katheter met een polyurethaan hechtvleugel, verstevigde polyurethaan verlengingen en plastic klemmen. De katheters kunnen worden ingekort om ze aan de anatomie van de patiënt aan te passen. PICC-sets en -trays bevatten eveneens een Peel-Away® introducer, een introductienaald van de juiste maat, voerdraden, injectiedoppen en andere accessoires voor percutane vasculaire plaatsing.

Katheters met enkel lumen

Katheter	Buitendiameter		Binnendiameter		
Maat (Fr)	Inch (mm)	Gauge	Inch (mm)	Gauge	Lumenvol. (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Katheters met dubbel lumen

Katheter		Buitendiameter		Binnendiameter		
Maat (Fr)	Aanzetstuk	Inch (mm)	Gauge	Inch (mm)	Gauge	Lumenvol. (ml)
4	Paars (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Wit			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Paars (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Wit (CT)					

*hoogte/breedte

Katheter		Maximale flowsnelheid*	Ingestelde injectiedruklimiet (psi/bar)
Maat (Fr)/ lumen	Aanzetstuk		
4 / enkel		5 ml/s	325 (22,4)
5 / enkel		7 ml/s	325 (22,4)
4 / dubbel	Paars (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Wit	Niet onder hoge druk in dit lumen injecteren	
5 / dubbel	Paars (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Wit (CT)		

*Flowsnelheid verkregen met gebruik van Omnipaque 300® contrastmiddel op kamertemperatuur en geverifieerd met gebruik van Medrad Stellant® CT-injectiesysteem. De viscositeit van Omnipaque 300 is 11,8 centipoise bij kamertemperatuur (20 °C). Een verandering in temperatuur of viscositeit van het gebruikte contrastmiddel leidt tot een verandering van haalbare flowsnelheden. Omnipaque 300® is een gedeponeerd handelsmerk van GE Healthcare.

BEOOGD GEBRUIK

Turbo-Ject perifeer ingebrachte centraal-veneuze kathetersets en -pakketten (PICC-sets en -pakketten) zijn bestemd voor kort- of langdurig gebruik bij de bewaking van de veneuze druk, de afname van bloedmonsters, de toediening van geneesmiddelen en vloeistoffen en voor gebruik met injectiepompen voor de toediening van contrastmiddel voor CT-onderzoeken. De Turbo-Ject PICC is geïndiceerd voor meerdere injecties contrastmiddel via een injectiepomp. De ingestelde maximale druklimiet voor injectiepompen die met de Turbo-Ject PICC worden gebruikt, mag niet hoger zijn dan 325 psi (22,4 bar) en de flowsnelheid mag niet hoger zijn dan de opgegeven maximale flowsnelheid (zie tabel hieronder).

CONTRA-INDICATIES

Geen, voor zover bekend

WAARSCHUWINGEN

- **Perifeer ingebrachte centraal-veneuze katheters spelen een belangrijke rol bij de behandeling van ernstig zieke patiënten. Kathetertips kunnen vaatwanden echter eroderen of perforeren. Er dient uitermate voorzichtig te werk worden gegaan bij het plaatsen en bewaken van de katheters.**
- De positie van de kathetertip dient regelmatig aan de hand van een röntgenfoto te worden geverifieerd. Het verdient aanbeveling met regelmatige tussenpozen laterale röntgenopnamen te maken om de locatie van de tip ten opzichte van de vaatwand te beoordelen. De tip dient zich evenwijdig aan de vaatwand te bevinden. **(Referentie 1)**
- Het veilige en doeltreffende gebruik van Turbo-Ject PICC-lijnen met een injectiepomp waarvan de ingestelde druk hoger dan 325 psi (22,4 bar) is, is niet vastgesteld.
- **Gebruik de injectiepomp niet als de maximale injectiesnelheid niet verifieerbaar voldoet aan de limiet die op het aanzetstuk van de katheter of de verlengslang wordt vermeld.**
- Om de Turbo-Ject PICC-lijnen op veilige wijze te gebruiken met een injectiepomp, dient de technicus/zorgverlener het volgende te controleren:
 - Er staat 'CT' op het aanzetstuk van het katheterlumen wat betekent dat het lumen geschikt is voor hogedrukinjectie.
 - (Te controleren vóór gebruik:) De maximale druklimiet is ingesteld op 325 psi (22,4 bar) of lager en de maximale flowsnelheid overschrijdt de op de katheter vermelde snelheid niet. Testresultaten voor dynamische en statische druk staan in de volgende tabel.

Turbo-Ject PICC voor hogedrukinjectie – dynamische en statische drukresultaten

Katheter		Vulvolume (ml)	Maximale flowsnelheid (ml/s) vermeld op het etiket	Gemiddelde maximale katheterdruk bij maximale flow (psi/bar)*	Gemiddelde statische barstdruk in water van 37 °C (psi/bar)**	Bereik van statische barstdruk in water van 37 °C (psi/bar)**
Maat (Fr)/ lumen	Aanzetstuk					
4 / enkel		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / enkel		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / dubbel	Paars (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Wit	0,46	Niet onder hoge druk in dit lumen injecteren			
5 / dubbel	Paars (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Wit (CT)					

*De drukwaarden bij maximale flowsnelheid zijn vastgesteld met de beveiligingsgrens van de pomp ingesteld op 325 psi (22,4 bar), met gebruik van contrastmiddel met een viscositeit van 11,8 cP.

**De statische barstdruk is het storingspunt van een volledig geocludeerde katheter.

Waarschuwing: De druklimietfunctie van de injectiepomp kan wellicht niet voorkomen dat een geocludeerde katheter onder te grote druk wordt gezet.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit product is bestemd voor gebruik door artsen opgeleid in en ervaren met het op de juiste wijze plaatsen van katheters in het centraal-veneuze vaatstelsel volgens een percutane introductietechniek (Seldinger-techniek). Er dienen standaard technieken voor het plaatsen van vasculaire introductiesheaths, katheters en voerdraden te worden toegepast.
- Bepaal de insteekplaats en de benodigde katheterlengte door de anatomie en de toestand van de patiënt te evalueren.
- Als de flow door het lumen belemmerd is, mogen vloeistoffen niet geforceerd worden geïnjecteerd of opgezogen. Waarschuw direct de behandelende arts.
- Door beweging van de patiënt kan de kathetertip worden verplaatst. Bij via een elleboogader ingebrachte katheters werd bij beweging van de arm tipverplaatsing tot 10 cm waargenomen.
- De kathetermaat dient zo klein mogelijk te zijn als voor het beoogde doel mogelijk is.

AANBEVELINGEN VOOR PRODUCT

Kathetermaat en insteekplaats


Preliminaire rapporten duiden erop dat de maat van de katheter van invloed kan zijn op de stolling: bij katheters met een grote diameter ontstaan vaker stolsels. Zoals gerapporteerd door Amplatz, Gianturco en anderen (**Referentie 2**), heeft stolselvorming minder te maken met het gebruikte kathetermateriaal dan met de kathetermaat.

De hoek die de kathetertip met de vaatwand maakt, dient nauwkeurig te worden gecontroleerd. Blackshear heeft de medische literatuur inzake katheterperforaties die door middel van röntgenopnamen zijn bevestigd, doorgenomen en geconstateerd dat bij een invalshoek van de katheter op de vaatwand groter dan 40 graden de kans op perforatie groter was. (**Referentie 3**)

De volgende variabelen dienen ook in overweging te worden genomen bij de keuze van de juiste katheter en katheterlengte:

1. Anamnese van de patiënt
2. Leeftijd en grootte van de patiënt
3. Beschikbare introductieplaats
4. Ongebruikelijke anatomische variabelen
5. Beoogd doel en duur van het behandelingsplan

Positionering van de kathetertip



Verifieer de positie van de kathetertip met radiografie of een andere geschikte techniek. Om zeker te zijn van extrapericardiale lokalisatie dient de kathetertip in het laagste derde deel van de vena cava superior en niet voorbij het extrapericardiale deel van de vena cava gelokaliseerd te zijn. **Al het mogelijke**

moet worden gedaan om te verifiëren dat de tip correct gepositioneerd is teneinde erosie of perforatie van het centraal-veneuze vaatstelsel te voorkomen en voor adequate toediening van infusaten te zorgen.

Katheteronderhoud

De katheterintroductieplaats dient te worden klaargemaakt en verzorgd in overeenstemming met de voor centraal-veneuze katheterisatie gebruikelijke procedures. Na plaatsing van de katheter en vóór gebruik dienen de positie van de tip en de doorgankelijkheid van het lumen te worden bevestigd middels ongehinderd opzuigen van veneus bloed. **Indien bloed niet ongehinderd wordt opgezogen dient de arts de positie van de kathetertip onmiddellijk opnieuw te evalueren.** Als de katheter niet onmiddellijk wordt gebruikt, moet het lumen open worden gehouden met een continu druppelinfluus fysiologisch zout of gehepariniseerde zoutoplossing, ofwel moet met gehepariniseerde zoutoplossing een heparineslot worden aangebracht. **NB:** Bij gebruik van MicroClave of andere naaldloze adapters die zijn goedgekeurd voor een slot met alleen fysiologisch zout, mag een katheterslot met alleen fysiologisch zout worden gebruikt. Katheterheparinisatie dient volgens het protocol van de instelling en het klinische oordeel van de arts te worden bepaald. Van heparineconcentraties van 10 eenheden/ml tot 100 eenheden/ml is gerapporteerd dat deze voldoende zijn om het lumen doorgankelijk te houden. **(Referentie 4)** Een katheterslot dient na ieder gebruik opnieuw te worden aangebracht of ten minste eenmaal per 24 uur als de katheter niet wordt gebruikt. Alvorens een katheterlumen met een bestaand heparineslot te gebruiken, moet het lumen worden doorgespoeld met tweemaal het aangegeven lumenvolume fysiologisch zout. Het lumen dient tussen toediening van verschillende infusaten in te worden doorgespoeld met fysiologisch zout. Na gebruik dient het lumen weer te worden gespoeld met tweemaal het aangegeven lumenvolume fysiologisch zout voordat het katheterslot weer tot stand wordt gebracht. Er dient een strikte aseptische techniek te worden toegepast tijdens gebruik en onderhoud van de katheter.

GEBRUIKSAANWIJZING

Klaarmaken van de katheterobturator

1. Spoel de katheter door met gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water. **NB:** De katheter mag worden ingekort als een kortere lengte vereist is.
2. Sluit een injectiespuit met gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water aan op de Luerlock-fitting van de houder van de katheterobturator.
3. Injecteer voldoende oplossing om het gehele oppervlak van de obturator te bevochtigen. Hierdoor wordt de AQ® hydrofiele coating geactiveerd, waardoor het oppervlak van de obturator zeer glibberig wordt. **NB:** Indien het oppervlak van de obturator droog wordt nadat deze uit de houder is verwijderd, wordt het hydrofiele effect hernieuwd met extra gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water.
4. Het geheel van katheter en obturator kan nu op de hieronder beschreven wijze worden ingebracht.

Plaatsing van de katheter (fluoroscopische methode)

5. Breng na het klaarmaken van de introductieplaats de introductienaald in het vat in. **NB:** Gebruik van echografie is nuttig om te bepalen of het vat geschikt is voor introductie en doorgankelijk is. De EchoTip® markering op de naald wordt gebruikt om de naaldtip tijdens introductie in het vat te helpen lokaliseren.
6. Breng de voerdraad onder fluoroscopische controle via de naald in en voer de voerdraad 15 tot 20 cm op in het bloedvat.
7. Verwijder de naald, maar houd de voerdraad op zijn plaats. Maak de insteekplaats zonodig groter met een scalpel.
8. Breng de Peel-Away introducer (sheath en dilatator) over de voerdraad in. Voer het geheel met een draaiende beweging in het vat op. (**Afb. 1**)
9. Bepaal onder fluoroscopische controle de juiste katheterlengte door de voerdraad tot de gewenste kathetertiplocatie op te voeren. Met de voerdraadtip op de gewenste locatie markeert u de lengte door een forceps ter hoogte van de huid op de voerdraad te klemmen.
10. Verwijder de voerdraad en meet de afstand tussen de forceps en de distale tip om de juiste katheterlengte te bepalen. Kort de katheter zo nodig in. **NB:** Verwijder de obturator alvorens de katheter in te korten. Plaats de obturator terug om de katheter in te brengen.
11. Verwijder de dilatator, maar houd de sheath op zijn plaats. (**Afb. 2**)
NB: Voorkom dat er per ongeluk lucht wordt aangezogen door na verwijdering van de voerdraad en de dilatator een duim of vinger over het proximale uiteinde van de sheath (het uiteinde met de kraag) te plaatsen.
12. Breng het geheel van katheter en obturator zo ver mogelijk in de sheath in. **NB:** Tijdens het inbrengen van het geheel in de sheath kan op ongeveer 1-2 cm distaal van de katheterhechtvleugel weerstand voelbaar zijn als gevolg van een toenemende buitendiameter. (**Afb. 3**)
13. Pel de sheath van de katheter af door de twee vleugels van de sheath vast te pakken en ze naar buiten en boven te trekken. **NB:** De uiteindelijke katheterpositie wordt verkregen door afwisselend de katheter in de sheath op te voeren en dan verder aan de twee vleugels te trekken. Nadat de sheath verwijderd is, moet de katheter mogelijk nog iets worden opgevoerd tot aan zijn uiteindelijke positie.
14. Verwijder, nadat de katheter de uiteindelijke positie bereikt heeft, de obturator, fixeër de katheter aan de huid en breng op standaardwijze verband aan.
15. Verifieer de positie van de kathetertip met radiografie of een andere geschikte techniek. Om zeker te zijn van extrapericardiale lokalisatie dient de kathetertip boven de overgang van vena cava superior naar rechter atrium en binnen het laagste derde deel van de vena cava superior gelokaliseerd te zijn.

Plaatsing van de katheter (niet-fluoroscopische methode)

1. Breng na het klaarmaken van de introductieplaats de introductienaald in het vat in. **NB:** Gebruik van echografie is nuttig om te bepalen of het vat geschikt is voor introductie en doorgankelijk is. De EchoTip® markering op de naald wordt gebruikt om de naaldtip tijdens introductie in het vat te helpen lokaliseren.

2. Breng de voerdraad via de naald in en voer de voerdraad 15 tot 20 cm op in het bloedvat.
3. Verwijder de naald, maar houd de voerdraad op zijn plaats. Maak de insteekplaats zonodig groter met een scalpel.
4. Breng de Peel-Away introducer (sheath en dilatator) over de voerdraad in. Voer het geheel met een draaiende beweging in het vat op. (**Afb. 1**)
5. Bepaal de juiste katheterlengte aan de hand van een meetlint, klinisch oordeel of ander ziekenhuisprotocol en kort de katheter zo nodig in.
NB: Verwijder de obturator alvorens de katheter in te korten. Plaats de obturator terug om de katheter in te brengen.
6. Verwijder de dilatator, maar houd de sheath op zijn plaats. (**Afb. 2**)
NB: Voorkom dat er per ongeluk lucht wordt aangezogen door na verwijdering van de voerdraad en de dilatator een duim of vinger over het proximale uiteinde van de sheath te plaatsen.
7. Breng het geheel van katheter en obturator zo ver mogelijk in de sheath in. **NB:** Tijdens het inbrengen van het geheel in de sheath kan op ongeveer 1-2 cm distaal van de katheterhechtvleugel weerstand voelbaar zijn als gevolg van een toenemende buitendiameter. (**Afb. 3**)
8. Pel de sheath van de katheter af door de twee vleugels van de sheath vast te pakken en ze naar buiten en boven te trekken. **NB:** De uiteindelijke katheterpositie wordt verkregen door afwisselend de katheter in de sheath op te voeren en dan verder aan de twee vleugels te trekken. Nadat de sheath verwijderd is, moet de katheter mogelijk nog iets worden opgevoerd tot aan zijn uiteindelijke positie.
9. Verwijder, nadat de katheter de uiteindelijke positie bereikt heeft, de obturator, fixeër de katheter aan de huid en breng op standaardwijze verband aan.
10. Verifieer de positie van de kathetertip met radiografie of een andere geschikte techniek. Om zeker te zijn van extrapericardiale lokalisatie dient de kathetertip boven de overgang van vena cava superior naar rechter atrium en binnen het laagste derde deel van de vena cava superior gelokaliseerd te zijn.

Injecteren met een injectiepomp

1. Gebruik uitsluitend met 'CT' gemarkeerde lumina voor de hagedrukinjectie van contrastmiddel.
WAARSCHUWING: Gebruik van niet met 'CT' gemarkeerde lumina voor hagedrukinjectie kan leiden tot falen van de katheter.
2. Voer vóór gebruik van de injectiepomp een röntgenologische controle uit om de juiste positie van de kathetertip te bevestigen.
3. Verwijder alle injectiedoppen/naaldloze doppen van de Turbo-Ject PICC.
4. Sluit een injectiespuit van 10 ml (of groter) met steriel fysiologisch zout aan op het aanzetstuk van de verlengslang voor gebruik met de injectiepomp.
5. Controleer of er voldoende bloed terugstroomt en spoel de katheter krachtig door met alle 10 ml steriele fysiologische zoutoplossing om de doorgankelijkheid van het lumen te verzekeren.
WAARSCHUWING: Indien de doorgankelijkheid van het katheterlumen niet vóór injectie wordt bewerkstelligd, kan dit tot katheterdefect leiden.

6. Verwijder de injectiespuit en sluit de injectiepomp aan op de katheter volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
7. Voer de procedure uit met gebruik van de injectiepomp en zorg daarbij dat de maximale stroomsnelheid of de druklimiet voor de katheter niet wordt overschreden.
8. Koppel de injectiepomp los en spoel de katheter opnieuw door met 10 ml steriel fysiologisch zout.
9. Plaats een nieuwe injectiedop/naaldloze dop op de Turbo-Ject PICC, spoel de katheter met fysiologisch zout of gehepariniseerd fysiologisch zout en breng een katheterslot aan volgens het ziekenhuisprotocol.
10. Voer na gebruik van de injectiepomp een röntgenologische controle uit om de juiste positie van de kathetertip te bevestigen.

WIJZE VAN LEVERING

Wordt steriel (gesteriliseerd met ethyleenoxide) in gemakkelijk open te trekken verpakkingen geleverd. Bestemd voor eenmalig gebruik. Steriel indien de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Gebruik het product niet indien er twijfel bestaat over de steriliteit van het product. Koel, donker en droog bewaren. Vermijd langdurige blootstelling aan licht. Inspecteer het product nadat het uit de verpakking is genomen om te controleren of het niet beschadigd is.

LITERATUUR

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de ervaringen van artsen en/of hun gepubliceerde literatuur. Neem contact op met uw plaatselijke Cook vertegenwoordiger voor informatie over beschikbare literatuur.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

TURBO-JECT® SENTRALVENEKATETRE TIL PERIFER INNFØRING MED MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY INNFØRINGSSENHETER

FORSIKTIG: I henhold til amerikansk lovgivning skal dette produktet bare selges av eller foreskrives av en lege (eller en autorisert behandler).

BESKRIVELSE AV ANORDNINGEN

Turbo-Ject sentralvenekateteret til perifer innføring (Peripherally Inserted Central Venous Catheter, PICC) er et polyuretankateter med suturvinge av polyuretan, forsterkede forlengelser av polyuretan og plastklemmer. Katetrene kan beskjæres for å passe til pasientens anatomi. PICC-sett og brett inneholder også en Peel-Away® innføringsenhet, en tilgangsnål av egnet størrelse, ledevaiere, injeksjonshetter og annet tilbehør for perkutan karplassering.

Katetre med ett lumen

Kateter	Ytre diameter		Indre diameter		
Størrelse (Fr)	Tommer (mm)	Kaliber	Tommer (mm)	Kaliber	Lumenvol. (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Katetre med to lumen

Kateter		Ytre diameter		Indre diameter		
Størrelse (Fr)	Muffe	Tommer (mm)	Kaliber	Tommer (mm)	Kaliber	Lumenvol. (ml)
4	Lilla (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Hvit			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Lilla (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Hvit (CT)					

*høyde/bredde

Kateter		Maksimal flowhastighet*	Innstilt grense for injeksjonstrykk (psi/bar)
Størrelse (Fr)/lumen	Muffe		
4 / ett		5 ml/s	325 (22,4)
5 / ett		7 ml/s	325 (22,4)
4 / to	Lilla (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Hvit	Lumenet må ikke injiseres med kraftinjektor	
5 / to	Lilla (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Hvit (CT)		

*Flowhastighetene ble oppnådd med romtemperert Omnipaque 300® kontrastmiddel og verifisert med et Medrad Stellant® CT-injektorsystem. Omnipaque 300 har en viskositet på 11,8 centipoise ved romtemperatur (20 grader C). En endring i temperaturen eller viskositeten til kontrastmiddelet vil føre til en endring i flowhastighetene som kan oppnås.

Omnipaque 300® er et registrert varemerke for GE Healthcare.

TILTENKT BRUK

Sett med Turbo-Ject sentralvenekatetre til perifer innføring (Peripherally Inserted Central Venous Catheters, PICC-sett) og brett er tiltenkt kort- og langsiktig bruk for overvåking av venetrykk, blodprøvetaking, administrering av legemidler og væsker samt for bruk med kraftinjektorer til levering av kontrastmiddel under CT-studier. Turbo-Ject PICC er indisert for gjentatte injeksjoner av kontrastmiddel gjennom en kraftinjektor. Den innstilte grensen for maksimumstrykket i kraftinjektorer som brukes sammen med Turbo-Ject PICC, kan ikke overskride 325 psi (22,4 bar), og flowhastigheten kan ikke overskride den angitte maksimale flowhastigheten, som vist i tabellen nedenfor.

KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente

ADVARSLER

- **Sentralvenekatetre til perifer innføring spiller en viktig rolle i behandlingen av kritisk syke pasienter. Kateterspisser kan imidlertid erodere eller perforere karvegger. Vær ekstremt forsiktig under plassering og overvåking av katetre.**
- Posisjonen til kateterspissen må regelmessig overvåkes ved hjelp av røntgen. Periodisk røntgen med lateral visning anbefales for vurdering av spissens plassering i forhold til karveggen. Spissens posisjon skal synes å være parallell med karveggen. (**Referanse 1**)
- Det er ikke etablert trygg og effektiv funksjon av Turbo-Ject PICC-slanger ved høyere kraftinjektortrykk enn 325 psi (22,4 bar).

- Ikke injiser med kraftinjektor hvis det ikke kan bekreftes at maksimal injeksjonshastighet oppfyller grensen trykt på katetermuffen eller forlengesslangen.
- For trygg bruk av Turbo-Ject PICC-slanger med en kraftinjektor må tekniker/helsepersonell bekrefte:
 - at kateterlumenet har "CT" på kanylefestet for å indikere at lumenet kan injiseres med kraftinjektor.
 - før bruk at maksimum trykkgrense er stilt inn på 325 psi (22,4 bar) eller lavere og at maksimum flowhastighet er ved eller under det som står oppført på kateteret Testresultater av dynamisk og statisk trykk vises i tabellen nedenfor.

Resultater av dynamisk og statisk trykk for Turbo-Ject PICC som injiseres med kraftinjektor

Kateter		Primingsvolum (ml)	Merket maksimal flowhastighet (ml/s)	Gjennomsnittlig maksimalt katetertrykk under maksimal flow (psi/bar)*	Gjennomsnittlig statisk sprengtrykk i 37 °C vann (psi/bar)**	Verdiområde for statisk sprengtrykk i 37 °C vann (psi/bar)**
Størrelse (Fr)/lumen	Muffe					
4 / ett		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / ett		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / to	Lilla (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Hvit	0,46	Lumenet må ikke injiseres med kraftinjektor			
5 / to	Lilla (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Hvit (CT)					

*Maksimal flowhastighetstrykk fastslås med pumpens sikkerhetsavbrudd stilt til 325 psi (22,4 bar), ved hjelp av kontrastmiddel med viskositet på 11,8 cP.

**Statisk sprengtrykk er punktet for svikt i kateteret når det er fullstendig okkludert.

Advarsel: Funksjonen for trykkgrensing i kraftinjektormaskinen forhindrer kanskje ikke overtrykk i et okkludert kateter.

FORHOLDSREGLER

- Dette produktet er tiltenkt bruk av helsepersonell med opplæring og erfaring i riktig plassering av katetre i sentralvenesystemet ved hjelp av perkutan kateteriseringsteknikk (Seldinger-teknikk). Anvend standard teknikker for plassering av vaskulære tilgangshylser, katetre og ledevaiere.
- Velg punksjonssted og nødvendig kateterlengde ved å vurdere pasientens anatomi og tilstand.
- Hvis lumenflow er hindret, må du ikke fremtvinge injeksjon eller tilbaketrekking av væsker. Gi beskjed til ansvarlig lege umiddelbart.
- Pasientbevegelse kan føre til at kateterspissen løsner. Katetre som plasseres via en antecubital vene, har vist spissbevegelse på opptil 10 cm ved bevegelse av ekstremitet.
- Kateterstørrelsen skal være så liten som bruken tillater.

PRODUKTANBEFALINGER

Kateterstørrelse og punksjonssted


Foreløpige rapporter indikerer at kateterstørrelsen kan påvirke koagulering. Katetre med større diameter har en tendens til å fremme dannelsen av koagler. Som rapportert av Amplatz, Gianturco og andre (**Referanse 2**) har dannelsen av koagler mindre å gjøre med typen katetermateriale enn kateterstørrelsen.

Vinkelen på kateterspissen i forhold til karveggen må kontrolleres nøye. Blackshear har gått gjennom den medisinske litteraturen rundt kateterperforasjoner, med bekreftende røntgen, og slått fast at perforasjon er mer sannsynlig ved en innfallsvinkel mellom kateteret og karveggen på over 40 grader. (**Referanse 3**)

De følgende variablene må også vurderes ved valg av riktig kateter og lengde:

1. Pasientens sykehistorie
2. Pasientens alder og størrelse
3. Tilgjengelig tilgangssted
4. Uvanlig anatomiske variabler
5. Foreslått bruk og varighet av behandlingsplan

Plassering av kateterspiss



Kontroller kateterspissens posisjon ved hjelp av radiografi eller egnet teknologi. For å garantere ekstraperikardial plassering må kateterspissen befinne seg i den nedre tredjedelen av vena cava superior og ikke forbi den ekstraperikardiale vena cava. **Alt må gjøres for å slå fast at spissen er plassert riktig, i den hensikt å forhindre erosjon eller perforasjon av sentralvenesystemet og for å sikre riktig levering av infusjonsvæsker.**

Vedlikehold av kateter

Kateterets inngangssted må klargjøres og vedlikeholdes i henhold til standard prosedyre for kateterisering av sentralvene. Etter kateterplassering og før bruk skal spissens posisjon og lumenets gjennomløpende åpenhet bekrefte ved fri aspirasjon av veneblod. **Hvis blod ikke aspireres fritt, må legen umiddelbart evaluere kateterspissens posisjon på nytt.** Hvis kateteret ikke skal brukes med en gang, må lumenet vedlikeholdes med kontinuerlig drypp av saltløsning eller heparinisert saltløsning eller låses med låsevæske for katetre. **MERKNAD:** Hvis det brukes MicroClave eller andre nålefrie adaptore som er godkjent for lås med kun saltløsning, kan du bruke kateterlås med kun saltløsning. Kateterheparinisering må fastslås ifølge institusjonens protokoll og klinisk vurdering. Heparinkonsentrasjoner på 10 enheter/ml til 100 enheter/ml er rapportert som tilstrekkelig til å holde lumen gjennomløpende åpent. **(Referanse 4)** Kateterlåsen skal gjenopprettes etter hver bruk eller minst hver 24. time hvis ubrukt. Før du bruker kateterlumen som allerede er låst med heparin, må lumenet skylles med to ganger det angitte lumenvolumet ved hjelp av fysiologisk saltløsning. Lumenet må skylles med fysiologisk saltløsning mellom administrering av

ulike infusjonsvæsker. Etter bruk må lumenet på nytt skylles med to ganger det angitte lumenvolumet ved hjelp av fysiologisk saltløsning før kateterlåsen gjenopprettes. Streng aseptisk teknikk må følges under bruk og vedlikehold av kateteret.

BRUKSANVISNING

Klargjøring av kateterobturator

1. Skyll kateteret med heparinisert saltløsning eller sterilt vann. **MERKNAD:** Kateteret kan beskjæres hvis kortere lengde ønskes.
2. Fest en sprøyte med heparinisert saltløsning eller sterilt vann til luer-lock-tilpasningen på holderen for kateterobturatoren.
3. Injiser nok saltløsning til å væte obturatoroverflaten fullstendig. Dette aktiverer AQ® hydrofilt belegg, som gjør obturatoroverflaten svært glatt. **MERKNAD:** Hvis obturatoroverflaten blir tørr etter uttak fra holderen, kan den vætes med ytterligere heparinisert saltløsning eller sterilt vann for å gjenopprette den hydrofile virkningen.
4. Den sammensatte kateter/obturator-enheten kan nå føres inn som beskrevet i avsnittet nedenfor.

Kateterplassering (med gjennomlysning)

5. Etter klargjøring av tilgangsstedet føres tilgangsnålen inn i karet. **MERKNAD:** Bruk av ultralyd gjør det enklere å fastslå egnethet for vaskulær tilgang og gjennomløpende åpenhet. EchoTip® merket på nålen brukes som hjelpemiddel ved visualisering av nålespissen under vaskulær tilgang.
6. Under gjennomlysning føres ledevaieren gjennom nålen og 15-20 cm inn i karet.
7. Trekk ut nålen og la ledevaieren være igjen. Forstørr om nødvendig punksjonsstedet med skalpellblad.
8. Før den sammensatte Peel-Away innføringenheten (hylse og dilatator) over ledevaieren. Med en roterende bevegelse føres den sammensatte enheten inn i karet. (**Fig. 1**)
9. Ved hjelp av gjennomlysning fastslås riktig kateterlengde ved å føre ledevaieren frem til ønsket plassering for kateterspissen. Så snart ledevaierens spiss er i riktig posisjon, merkes lengden ved å klemme med tang på ledevaieren ved hudstedet.
10. Trekk ut ledevaieren og mål den fra tangen til den distale spissen for å fastslå riktig kateterlengde. Beskjær kateteret om nødvendig. **MERKNAD:** Trekk ut obturatoren før kateteret beskjæres, og sett den inn igjen for kateterinnføring.
11. La hylsen være igjen mens du fjerner dilatatoren. (**Fig. 2**) **MERKNAD:** For å unngå utilsiktet aspirasjon av luft etter fjerning av ledevaier og dilatator skal du plassere tommelen eller en finger over den proksimale enden av hylsen med mansjett.
12. Før den sammensatte kateter/obturator-enheten inn i hylsen så langt det går. **MERKNAD:** Det kan kjennes motstand ca. 1-2 cm distalt for kateterets suturevinge når den sammensatte enheten føres inn i hylsen. Dette skyldes en økning i ytre diameter. (**Fig. 3**)
13. Skrell hylsen vekk fra kateteret ved å gripe de to vingene på hylsen og trekke ut og opp. **MERKNAD:** Endelig kateterposisjon oppnås ved å

veksle mellom å føre kateteret inn i hylsen og deretter trekke videre i de to vingene. Når hylsen er fjernet, kan det være nødvendig å føre kateteret litt frem for endelig plassering.

14. Etter at kateteret har nådd sin endelige posisjon, skal du fjerne obturatoren, feste kateteret til huden og forbinde på standard vis.
15. Kontroller kateterspissens posisjon ved hjelp av radiografi eller egnet teknologi. For å garantere ekstraperikardial plassering må kateterspissen være plassert over forgreningen mellom vena cava superior og høyre atrium, innenfor den nedre tredjedelen av vena cava superior.

Kateterplassering (uten gjennomlysning)

1. Etter klargjøring av tilgangsstedet føres tilgangsnålen inn i karet.
MERKNAD: Bruk av ultralyd gjør det enklere å fastslå egnethet for vaskulær tilgang og gjennomløpende åpenhet. EchoTip® merket på nålen brukes som hjelpemiddel ved visualisering av nålespissen under vaskulær tilgang.
2. Før ledevaieren gjennom nålen og 15-20 cm inn i karet.
3. Trekk ut nålen og la ledevaieren være igjen. Forstør om nødvendig punksjonsstedet med skalpellblad.
4. Før den sammensatte Peel-Away innføringsenheten (hylse og dilator) over ledevaieren. Med en roterende bevegelse føres den sammensatte enheten inn i karet. (**Fig. 1**)
5. Fastslå riktig kateterlengde ved hjelp av et målebånd, klinisk vurdering eller annen protokoll på institusjonen, og beskjer kateteret etter behov.
MERKNAD: Trekk ut obturatoren før kateteret beskjæres, og sett den inn igjen for kateterinnføring.
6. La hylsen være igjen mens du fjerner dilatatorene. (**Fig. 2**) **MERKNAD:** For å unngå utilsiktet aspirasjon av luft etter fjerning av ledevaier og dilator skal du plassere tommelen eller en finger over den proksimale enden av hylsen.
7. Før den sammensatte kateter/obturator-enheten inn i hylsen så langt det går. **MERKNAD:** Det kan kjønn motstand ca. 1-2 cm distalt for kateterets suturvinge når den sammensatte enheten føres inn i hylsen. Dette skyldes en økning i ytre diameter. (**Fig. 3**)
8. Skrell hylsen vekk fra kateteret ved å gripe de to vingene på hylsen og trekke ut og opp. **MERKNAD:** Endelig kateterposisjon oppnås ved å veksle mellom å føre kateteret inn i hylsen og deretter trekke videre i de to vingene. Når hylsen er fjernet, kan det være nødvendig å føre kateteret litt frem for endelig plassering.
9. Etter at kateteret har nådd sin endelige posisjon, skal du fjerne obturatoren, feste kateteret til huden og forbinde på standard vis.
10. Kontroller kateterspissens posisjon ved hjelp av radiografi eller egnet teknologi. For å garantere ekstraperikardial plassering må kateterspissen være plassert over forgreningen mellom vena cava superior og høyre atrium, innenfor den nedre tredjedelen av vena cava superior.

Prosedyre for injeksjon med kraftinjektor

1. Kun lumen som er merket med "CT", skal injiseres med kontrastmiddel via kraftinjektor.
ADVARSEL: Hvis lumen som ikke er merket med "CT" injiseres med kraftinjektor, kan kateteret svikte.

2. Bekreft at kateterspissen er riktig plassert ved hjelp av radiografi før injisering.
 3. Fjern eventuelle injeksjonshetter/nålefrie hetter fra Turbo-Ject PICC.
 4. Fest en 10 ml (eller større) sprøyte fylt med steril fysiologisk saltløsning til muffen på forlengesslangen som skal brukes til injeksjon med kraftinjektor.
 5. Sørg for tilstrekkelig blodretur, og skyll kateteret grundig med hele de 10 ml med steril fysiologisk saltløsning for å sikre gjennomløpende åpent lumen.
- ADVARSEL:** Hvis du ikke sikrer at lumenet er gjennomløpende åpent før injeksjon, kan det oppstå svikt i kateteret.
6. Fjern sprøyten og fest kraftinjeksjonsanordningen til kateteret ved å følge produsentens anbefalinger.
 7. Utfør studien med kraftinjektoren. Sørg for ikke å overgå kateterets maksimumsgrense for flowhastighet eller trykk.
 8. Koble fra kraftinjeksjonsanordningen og skyll kateteret på nytt med 10 ml steril fysiologisk saltløsning.
 9. Sett en ny injeksjonshette/nålefri hette på Turbo-Ject PICC. Skyll og lås kateteret med saltløsning eller heparinisert saltløsning i henhold til protokollen på institusjonen.
 10. Bekreft at kateterspissen er riktig plassert ved hjelp av radiografi etter injisering med kraftinjektor.

LEVERINGSFORM

Leveres sterilisert med etylenoksidgass i peel-open-innpakninger. Kun til engangsbruk. Steril hvis pakningen ikke er åpnet eller skadet. Bruk ikke produktet hvis du er i tvil om det er sterilt. Oppbevares på et mørkt, tørt og kjølig sted. Må ikke utsettes for lys i lengre perioder. Kontroller produktet ved utpakkingen for å forsikre deg om at det ikke er skadet.

REFERANSER

Denne bruksanvisningen er basert på legenes erfaring og (eller) publisert litteratur. Henvend deg til Cooks salgsrepresentant hvis du vil ha informasjon om tilgjengelig litteratur.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE INTRODUÇÃO PERIFÉRICA TURBO-JECT® COM INTRODUTORES PEEL-AWAY MICROPUNCTURE®

ATENÇÃO: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou um profissional de saúde licenciado ou mediante prescrição de um destes profissionais.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O cateter venoso central de introdução periférica Turbo-Ject é um cateter de poliuretano com uma asa de sutura em poliuretano, extensões em poliuretano reforçadas e clampes plásticos. Os cateteres podem ser cortados para se adaptarem à anatomia do doente. Os conjuntos e tabuleiros de cateteres venosos centrais de introdução periférica contêm ainda um introdutor Peel-Away®, uma agulha de acesso de tamanho adequado, fios guia, tampas para injeção e outros acessórios para colocação vascular percutânea.

Cateteres de lúmen único

Cateter	Diâmetro exterior		Diâmetro interior		
Tamanho (Fr)	Polegada (mm)	Calibre	Polegada (mm)	Calibre	Vol. do lúmen (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Cateteres de duplo lúmen

Cateter		Diâmetro exterior		Diâmetro interior		
Tamanho (Fr)	Conector	Polegada (mm)	Calibre	Polegada (mm)	Calibre	Vol. do lúmen (ml)
4	Roxo (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Branco			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Roxo (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Branco (CT)					

*altura/largura

Cateter		Débito máximo*	Definição do limite de pressão de injeção (psi/bar)
Tamanho (Fr)/Lúmen	Conector		
4 / único		5 ml/s	325 (22,4)
5 / único		7 ml/s	325 (22,4)
4 / duplo	Roxo (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Branco	Não aplique um injetor eléctrico neste lúmen	
5 / duplo	Roxo (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Branco (CT)		

*Débitos atingidos com contraste Omnipaque 300® à temperatura ambiente, verificados com um sistema de injeção para TAC Medrad Stellant®.

Omnipaque 300 tem uma viscosidade de 11,8 centipoise à temperatura ambiente (20 °C). A alteração da temperatura ou da viscosidade do meio de contraste utilizado resultará numa alteração dos débitos alcançáveis.

Omnipaque 300® é uma marca comercial registada da GE Healthcare.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os conjuntos e tabuleiros de cateteres venosos centrais (CVC) de introdução periférica Turbo-Ject destinam-se a uma utilização de curta ou longa duração para monitorização da pressão venosa, colheita de sangue, administração de fármacos e fluidos, bem como para utilização com injectores eléctricos de administração de contraste em exames de TAC. O CVC de introdução periférica Turbo-Ject está indicado para múltiplas injeções de meio de contraste usando um injetor eléctrico. A definição do limite máximo de pressão dos injectores eléctricos usados com o CVC de introdução periférica Turbo-Ject não poderá exceder 325 psi (22,4 bar) e o débito não poderá exceder o débito máximo indicado, conforme mostrado na tabela seguinte.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não são conhecidas

ADVERTÊNCIAS

- **Os cateteres venosos centrais de introdução periférica desempenham um papel importante no tratamento de doentes críticos. Porém, as pontas do cateter podem provocar erosão ou perfuração das paredes vasculares. É necessário ter muito cuidado na colocação e monitorização destes cateteres.**
- Por rotina, devem ser feitas radiografias para verificar e vigiar a posição da ponta do cateter. Sugerem-se radiografias de perfil periódicas para avaliar a localização da ponta em relação à parede do vaso. A ponta deve aparecer numa posição paralela à parede do vaso. **(Referência bibliográfica n.º 1)**

- A utilização segura e eficaz das linhas do CVC de introdução periférica Turbo-Ject com pressões do injector eléctrico superiores a 325 psi (22,4 bar) não foi estabelecida.
- **Não utilize o injector eléctrico se não for possível confirmar que a velocidade de injeção máxima corresponde ao limite impresso no conector ou no tubo de extensão do cateter.**
- Para utilizar de forma segura as linhas do cateter venoso central de introdução periférica Turbo-Ject com um injector eléctrico, o técnico/profissional de saúde deve verificar:
 - Se o lúmen do cateter tem "CT" no conector para indicar que o lúmen pode ser submetido a um injector eléctrico.
 - Antes de utilizar, se o limite da pressão máxima é definido a 325 psi (22,4 bar) ou menos e se o débito máximo é inferior ou igual ao indicado no cateter. Os resultados de testes de pressão estática e dinâmica são mostrados na tabela seguinte.

Resultados da pressão dinâmica e estática do cateter venoso de introdução periférica Turbo-Ject com injector eléctrico

Cateter		Volume de escorvamento (ml)	Débito máximo indicado (ml/s)	Média da pressão máxima do cateter durante fluxo máximo (psi/bar)*	Pressão de rebentamento estática média em água a 37 °C (psi/bar)**	Intervalo de pressão de rebentamento estática em água a 37 °C (psi/bar)**
Tamanho (Fr)/ Lúmen	Conector					
4 / único		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / único		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / duplo	Roxo (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Branco	0,46	Não aplique um injector eléctrico neste lúmen			
5 / duplo	Roxo (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Branco (CT)					

*As pressões de débito máximas são determinadas com definição de limite de segurança da bomba a 325 psi (22,4 bar), usando meio de contraste com viscosidade de 11,8 cP.

**A pressão de rebentamento estática corresponde ao ponto de falha do cateter quando totalmente ocluído.

Advertência: A funcionalidade de limitação da pressão da máquina do injector eléctrico pode não impedir a sobrepressurização de um cateter ocluído.

PRECAUÇÕES

- O produto destina-se a ser utilizado por médicos experientes e com formação no correcto posicionamento de cateteres no sistema venoso central usando a técnica de acesso percutâneo (Seldinger). Devem empregar-se técnicas padronizadas de colocação de bainhas de acesso vascular, cateteres e fios guia.
- Seleccione o local de punção e o comprimento do cateter necessário, mediante a avaliação da anatomia e do estado do doente.
- Se houver alguma obstrução ao fluxo do lúmen, não force a injeção nem a remoção de líquidos. Avise de imediato o médico assistente.
- Os movimentos do doente podem originar a deslocação da ponta do cateter. Verificou-se que cateteres colocados através de uma veia antecubital sofreram deslocações da ponta de até 10 cm desencadeadas pelos movimentos do braço.
- O cateter deve ter o menor tamanho possível adequado para o fim a que se destina.

RECOMENDAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Tamanho do cateter e local de punção


Os relatórios preliminares indicam que o tamanho do cateter pode ter influência na formação de coágulos. Os cateteres de maior diâmetro têm maior tendência para promover a formação de coágulos. Conforme descrito por Amplatz, Gianturco e outros (**Referência bibliográfica n.º 2**), a formação de coágulos depende mais do tamanho do cateter do que do tipo de material de que é constituído.

O ângulo da ponta do cateter com a parede do vaso deve ser cuidadosamente verificado. Depois de fazer uma revisão da literatura médica sobre perfurações de cateteres que tivessem radiografias de confirmação, Blackshear descobriu que ângulos de incidência entre o cateter e a parede do vaso superiores a 40° apresentavam uma maior probabilidade de perfuração. (**Referência bibliográfica n.º 3**)

Para a selecção do cateter e do comprimento adequados, tem de se considerar as seguintes variáveis:

1. História do doente
2. Idade e tamanho do doente
3. Local de acesso disponível
4. Variáveis anatómicas invulgares
5. Utilização proposta e duração do plano de tratamento

Posicionamento da ponta do cateter



Verifique a posição da ponta do cateter utilizando a radiografia ou tecnologia adequada. De modo a garantir a localização extrapericárdica da ponta do cateter, esta deve estar localizada no terço inferior da veia cava superior e não para além do segmento extrapericárdico. **Devem ser feitos todos os esforços para confirmar o correcto posicionamento da ponta, de forma a prevenir a erosão ou perfuração do sistema venoso central, e para garantir a colocação correcta das soluções de perfusão.**

Manutenção do cateter

O local de entrada do cateter tem de ser preparado e mantido de acordo com o procedimento padrão para cateterização venosa central. Após a colocação do cateter e antes da utilização, deve-se confirmar a posição da ponta e a permeabilidade do lúmen através da aspiração desimpedida de sangue venoso. **Se o sangue não for livremente aspirado, o médico deverá reavaliar de imediato a posição da ponta do cateter.** Caso o cateter não vá ser utilizado logo em seguida, o seu lúmen deve ser continuamente irrigado com soro fisiológico ou soro fisiológico heparinizado, ou cheio com uma solução de soro fisiológico heparinizado. **NOTA:** Caso sejam utilizados adaptadores sem agulha MicroClave ou outros adaptadores aprovados apenas para enchimento com soro fisiológico, pode ser utilizado enchimento de cateter apenas com soro fisiológico. A heparinização do cateter deve ser determinada de acordo com o protocolo institucional e o critério do médico. Concentrações de heparina de 10 a 100 unidades/ml foram descritas como sendo adequadas para manter a permeabilidade do lúmen. **(Referência bibliográfica n.º 4)** O preenchimento do cateter deve ser renovado após cada utilização ou, no mínimo, a cada 24 h se não estiver a ser utilizado. Antes de se utilizar um lúmen previamente cheio com heparina,

deverá irrigar-se o lúmen com um volume de soro fisiológico normal que seja o dobro do volume acima indicado. Entre a administração de diferentes soluções de perfusão, o lúmen deve ser irrigado com soro fisiológico normal. Após a utilização e antes de voltar a preencher o cateter, o lúmen deve ser novamente irrigado com o dobro do volume indicado para o lúmen de soro fisiológico normal. Durante a utilização e manutenção do cateter deve-se empregar sempre técnicas rigorosamente assépticas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação do obturador do cateter

1. Irrigue o cateter com soro fisiológico heparinizado ou água estéril.
NOTA: Se necessário, poderá cortar o cateter para um comprimento inferior.
2. Adapte uma seringa com soro fisiológico heparinizado ou água estéril ao conector Luer-Lock do suporte do obturador de cateter.
3. Injecte solução suficiente para molhar toda a superfície do obturador. Desta forma, activará o revestimento hidrófilo AQ®, fazendo com que a superfície do obturador fique muito lubrificada. **NOTA:** Caso a superfície do obturador seque depois de ter sido retirado do suporte, o humedecimento com mais soro fisiológico heparinizado ou água estéril renovará o efeito hidrófilo.
4. O conjunto de cateter/obturador pode agora ser introduzido tal como é descrito na secção seguinte.

Colocação do cateter (método fluoroscópico)

5. Após a preparação do local de acesso, introduza a agulha introdutora no vaso. **NOTA:** A utilização de ecografia é útil para determinar a adequação do acesso ao vaso e permeabilidade. A marca EchoTip® existente na agulha é usada para ajudar a visualizar a ponta da agulha durante o acesso ao vaso.
6. Sob orientação fluoroscópica, introduza o fio guia através da agulha e avance-o 15 a 20 cm dentro do vaso.
7. Retire a agulha e deixe o fio guia colocado. Se necessário, alargue o local de punção com uma lâmina de bisturi.
8. Introduza o conjunto introdutor Peel-Away (bainha e dilatador) sobre o fio guia. Com um movimento de torção, avance o conjunto para dentro do vaso. (**Fig. 1**)
9. Sob controlo fluoroscópico, determine o comprimento adequado do cateter, avançando o fio guia para a localização pretendida para a ponta do cateter. Logo que o fio guia esteja na posição correcta, marque o comprimento fechando a pinça sobre o fio guia a nível da pele.
10. Recue o fio guia e meça-o desde a pinça até à ponta distal para determinar o comprimento correcto do cateter. Corte o cateter, se necessário. **NOTA:** Antes de cortar o cateter, retire o obturador; reintroduza-o para introduzir o cateter.
11. Retire o dilatador, deixando a bainha colocada. (**Fig. 2**) **NOTA:** Para impedir a aspiração accidental de ar após a remoção do fio guia e do dilatador, coloque o polegar ou o dedo sobre a extremidade proximal com "cuff" da bainha.
12. Introduza o conjunto de cateter/obturador dentro da bainha até onde for possível. **NOTA:** Ao introduzir o conjunto dentro da bainha, poderá sentir

resistência a cerca de 1 a 2 cm distalmente à asa de sutura do cateter, devido ao aumento do diâmetro externo. (**Fig. 3**)

13. Segure nas duas asas da bainha e puxe-as para cima e para fora para destacar a bainha do cateter. **NOTA:** A posição final do cateter é conseguida mediante a alternância entre a progressão do cateter para dentro da bainha e o recuo puxando as duas asas. Assim que a bainha for removida, poderá ser necessário avançar ligeiramente o cateter para o posicionamento final.
14. Depois de o cateter estar na posição final, retire o obturador, fixe o cateter à pele e cubra com um penso da forma habitual.
15. Verifique a posição da ponta do cateter utilizando a radiografia ou tecnologia adequada. Com o objectivo de assegurar a localização extrapericárdica, a ponta do cateter deve estar localizada acima da união da aurícula direita com a veia cava superior, no terço inferior da veia cava superior.

Colocação do cateter (método não fluoroscópico)

1. Após a preparação do local de acesso, introduza a agulha introdutora no vaso. **NOTA:** A utilização de ecografia é útil para determinar a adequação do acesso ao vaso e permeabilidade. A marca EchoTip® existente na agulha é usada para ajudar a visualizar a ponta da agulha durante o acesso ao vaso.
2. Introduza o fio guia através da agulha e avance-o 15 a 20 cm dentro do vaso.
3. Retire a agulha e deixe o fio guia colocado. Se necessário, alargue o local de punção com uma lâmina de bisturi.
4. Introduza o conjunto introdutor Peel-Away (bainha e dilatador) sobre o fio guia. Com um movimento de torção, avance o conjunto para dentro do vaso. (**Fig. 1**)
5. Utilizando uma fita de medição, critérios clínicos ou outro protocolo institucional, determine o comprimento correcto do cateter e corte-o conforme necessário. **NOTA:** Antes de cortar o cateter, retire o obturador; reintroduza-o para introduzir o cateter.
6. Retire o dilatador, deixando a bainha colocada. (**Fig. 2**) **NOTA:** Para impedir a aspiração accidental de ar após a remoção do fio guia e do dilatador, coloque o polegar ou o dedo sobre a extremidade proximal da bainha.
7. Introduza o conjunto de cateter/obturador dentro da bainha até onde for possível. **NOTA:** Ao introduzir o conjunto dentro da bainha, poderá sentir resistência a cerca de 1 a 2 cm distalmente à asa de sutura do cateter, devido ao aumento do diâmetro externo. (**Fig. 3**)
8. Segure nas duas asas da bainha e puxe-as para cima e para fora para destacar a bainha do cateter. **NOTA:** A posição final do cateter é conseguida mediante a alternância entre a progressão do cateter para dentro da bainha e o recuo puxando as duas asas. Assim que a bainha for removida, poderá ser necessário avançar ligeiramente o cateter para o posicionamento final.
9. Depois de o cateter estar na posição final, retire o obturador, fixe o cateter à pele e cubra com um penso da forma habitual.
10. Verifique a posição da ponta do cateter utilizando a radiografia ou tecnologia adequada. Com o objectivo de assegurar a localização extrapericárdica, a ponta do cateter deve estar localizada acima da união da aurícula direita com a veia cava superior, no terço inferior da veia cava superior.

Procedimento de injeção eléctrica

1. Utilize apenas lúmenes com a indicação "CT" para injeção eléctrica de meio de contraste.
ADVERTÊNCIA: A utilização de lúmenes não assinalados com "CT" para injeção eléctrica pode provocar a falha do cateter.
2. Antes da injeção, confirme que a ponta do cateter se encontra na posição correcta através de radiografia.
3. Retire as tampas de injeção/sem agulha do CVC de introdução periférica Turbo-Ject.
4. Adapte uma seringa de 10 ml (ou de maior volume) cheia com soro fisiológico normal estéril ao conector do tubo de extensão a ser usado para a injeção eléctrica.
5. Certifique-se de que existe um refluxo de sangue adequado e irrigue bem o cateter com os 10 ml de soro fisiológico normal estéril para garantir a permeabilidade do lúmen.
ADVERTÊNCIA: Se não garantir a permeabilidade do lúmen do cateter antes da injeção, pode resultar em falha do cateter.
6. Retire a seringa e adapte o dispositivo de injeção eléctrico ao cateter de acordo com as recomendações do fabricante.
7. Realize o procedimento com o injector eléctrico, certificando-se de que não excede o débito máximo nem o limite de pressão do cateter.
8. Separe o dispositivo de injeção eléctrico e volte a irrigar o cateter com 10 ml de soro fisiológico normal estéril.
9. Coloque uma nova tampa de injeção/sem agulha no CVC de introdução periférica Turbo-Ject, irrigue e encha o cateter com soro fisiológico, ou soro fisiológico heparinizado, de acordo com o protocolo institucional.
10. Após a injeção eléctrica, confirme através de radiografia se a ponta do cateter está na posição correcta.

APRESENTAÇÃO

Fornecido esterilizado pelo gás óxido de etileno em embalagens de abertura fácil. Destina-se a uma única utilização. Estéril desde que a embalagem não esteja aberta nem danificada. Se tiver alguma dúvida quanto à esterilidade do produto, não o utilize. Guarde num local protegido da luz, seco e fresco. Evite a exposição prolongada à luz. Depois de retirar o produto da embalagem, inspecione-o para se certificar que não ocorreram danos.

BIBLIOGRAFIA

Estas instruções de utilização baseiam-se na experiência de médicos e/ou na literatura publicada por médicos. Consulte o representante local de vendas da Cook para obter informações sobre a literatura disponível.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.

4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.

SVENSKA

TURBO-JECT® PERIFERT INLAGDA CENTRALA VENKATETRAR MED MICROPUNCTURE® PEEL-AWAY-INFÖRARE

VAR FÖRSIKTIG: Enligt federal lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av eller på ordination från en läkare (eller korrekt legitimerad praktiker).

PRODUKTBESKRIVNING

Turbo-Ject central venkateter för perifer inläggning över en ledare är en polyuretankateter med en suturvinge av polyuretan samt förstärkta förlängningar av polyuretan och plastklämmor. Katetrar kan kapas för att passa patientens anatomi. Set och brickor med perifert inlagd central venkateter innehåller dessutom en Peel-Away®-införare samt introducernål, ledare och injektionsskydd av lämplig storlek samt övriga tillbehör för perkutan vaskulär placering.

Katetrar med enkellumen

Kateter	Ytterdiameter		Innerdiameter		
Storlek (Fr)	Tum (mm)	G	Tum (mm)	G	Lumenvol. (ml)
4	0,055 (1,40)	17	0,037 (0,94)	17	0,76
5	0,066 (1,68)	15	0,048 (1,22)	17	1,00

Katetrar med dubbellumen

Kateter		Ytterdiameter		Innerdiameter		
Storlek (Fr)	Fattning	Tum (mm)	G	Tum (mm)	G	Lumenvol. (ml)
4	Lila (CT)	0,055 (1,40)	17	0,022/0,038* (0,56/0,97)	22	0,61
	Vit			0,014/0,028* (0,36/0,71)	24	0,46
5	Lila (CT)	0,066 (1,68)	15	0,024/0,048* (0,61/1,22)	18	0,72
	Vit (CT)					

*höjd/bredd

Kateter		Maximal flödes hastighet*	Inställt värde för maximalt injektionstryck (psi/bar)
Storlek (Fr)/ lumen	Fattning		
4 / enkelt		5 ml/s	325 (22,4)
5 / enkelt		7 ml/s	325 (22,4)
4 / dubbelt	Lila (CT)	3 ml/s	325 (22,4)
	Vit	Tryckinjicera inte i detta lumen	
5 / dubbelt	Lila (CT)	5 ml/s	325 (22,4)
	Vit (CT)		

*Flödes hastigheter som uppnåtts med kontrastmedlet Omnipaque 300® vid rumstemperatur och bekräftats med ett Medrad Stellant® DT-injektorsystem. Omnipaque 300 har en viskositet på 11,8 centipoise vid rumstemperatur (20 grader C). Förändringar i temperatur eller viskositet för det kontrastmedel som används medför att uppnåelig flödes hastighet förändras.

Omnipaque 300® är ett registrerat varumärke som tillhör GE Healthcare.

AVSEDD ANVÄNDNING

Set och brickor med Turbo-Ject perifert inlagd central venkateter (PICC) är avsedda för kort- eller långsiktig användning vid ventrucksövervakning, blodprovstagning, administrering av läkemedel och vätska samt för användning med tryckinjektorer för kontrastmedelstillförsel vid DT-studier. Turbo-Ject perifert inlagd central venkateter är indicerad för flera injektioner av kontrastmedel med hjälp av en tryckinjektor. Det inställda värdet för den övre tryckgränsen hos tryckinjektorer som används tillsammans med Turbo-Ject perifert inlagd central venkateter får inte överskrida 325 psi (22,4 bar) och flödes hastigheten får inte överskrida den angivna maximala flödes hastigheten, enligt följande tabell.

KONTRAIKATIONER

Inga kända

VARNINGAR

- **Perifert inlagda centrala venkatetrar spelar en viktig roll vid behandling av akut sjuka patienter. Kateterspetsarna kan dock erodera eller genomborra kärlväggarna. Var ytterst försiktig vid placering och övervakning av katetrar.**
- Kateterspetsens position bör övervakas med röntgen regelbundet. Periodisk röntgen med sidovy rekommenderas för att bedöma spetsens läge i förhållande till kärlväggen. Spetsens läge ska vara parallell med kärlväggen. **(Referens 1)**
- Säker och effektiv användning av Turbo-Ject PICC-slangar med tryckinjektortryck inställda på över 325 psi (22,4 bar) har inte fastställts.

- **Tryckinjicera inte om den maximala injektionshastigheten inte kan bekräftas motsvara det gränsvärde som anges på kateterfattningen eller förlängningsslangen.**
- För säker användning av Turbo-Ject PICC-slangar med en tryckinjektor måste teknikern/sjukvårdspersonalen kontrollera följande:
 - Kateterlumen bär angivelsen "CT" på fattningen, vilket indikerar att lumen är tryckinjicerbart.
 - Före användning ska det kontrolleras att den maximala tryckgränsen är inställd på eller under 325 psi (22,4 bar) och att den maximala flödeshastigheten är lika med eller mindre än den som anges på katetern. Följande tabell visar testresultat för dynamiskt och statiskt tryck.

Resultat för dynamiskt och statiskt tryck för tryckinjicerbar Turbo-Ject perifert inlagd central venkateter

Kateter		Fyllvolym (ml)	Maximal, nominell flödes-hastighet (ml/s)	Genomsnittligt, maximalt katetertryck vid maximalt flöde (psi/bar)*	Genomsnittligt, statiskt sprängtryck i 37 °C vatten (psi/bar)**	Statiskt sprängtrycksintervall i 37 °C vatten (psi/bar)**
Storlek (Fr)/ lumen	Fattning					
4 / enkelt		0,76	5	204 (14,1)	296 (20,4)	292-310 (20,1-21,4)
5 / enkelt		1,00	7	125 (8,6)	258 (17,8)	250-266 (17,2-18,3)
4 / dubbelt	Lila (CT)	0,61	3	178 (12,3)	261 (18,0)	258-264 (17,9-18,2)
	Vit	0,46	Tryckinjicera inte i detta lumen			
5 / dubbelt	Lila (CT)	0,72	5	191 (13,2)	286 (19,7)	277-300 (19,1-20,7)
	Vit (CT)					

*Maximala flödeshastighetstryck bestäms med pumpens säkerhetsgräns inställd på 325 psi (22,4 bar), med hjälp av ett kontrastmedel med en viskositet på 11,8 cP.

**Det statiska sprängtrycket är kateterns bristningsgräns när den är fullständigt blockerad.

Varning: Det kan hända att tryckinjektorns tryckbegränsningsfunktion inte lyckas förhindra uppkomst av övertryck i en blockerad kateter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Produkten är avsedd för användning av sjukvårdspraktiker med utbildning i och erfarenhet av korrekt kateterplacering i centrala vensystemet med perkutan åtkomstteknik (av Seldinger-typ). Standardteknik för placering av hylsor, katetrar och ledare för vaskulär åtkomst bör användas.
- Välj punktionsställe och nödvändig kateterlängd genom att bedöma patientens anatomi och tillstånd.
- Om lumenflödet hämmas får injektion eller avlägsnande av vätskor inte forceras. Meddela omedelbart behandlande läkare.
- Patientens rörelser kan orsaka att kateterspetsen rubbas. Katetrar som placerats via vena antecubita har uppvisat rubbning av spetsen på upp till 10 cm vid rörelse av extremiteten.
- Kateterns storlek bör vara så liten som användningsområdet medger.

PRODUKTREREKOMMENDATIONER

Kateterstorlek och punktionsställe


Preliminära rapporter påvisar att kateterns storlek kan påverka koagulation. Katetrar med stor diameter har större tendens att främja koagel. Enligt rapport av Amplatz, Gianturco m.fl. (**Referens 2**) är koagulation mindre relaterat till typen av katetermaterial än till kateterns storlek.

Kateterspetsens vinkel mot kärlväggen ska noga kontrolleras. Blackshear har granskat medicinsk litteratur angående kateterperforering som visar bekräftande röntgenbilder, och fann att det var större risk för perforering när kateterns vinkel mot kärlväggen översteg 40 grader. (**Referens 3**)

Följande variabler måste även beaktas vid val av lämplig kateter och längd:

1. Patientens anamnes
2. Patientens ålder och storlek
3. Tillgängligt punktionsställe
4. Ovanliga anatomiska variabler
5. Föreslagen användning och duration av behandlingsplanen

Kateterspetsens läge



Kontrollera kateterspetsens position med röntgen eller lämplig teknik. För att garantera extraperikardiellt läge ska kateterspetsen placeras i den lägre tredjedelen av övre hålvenen och inte bortom den extraperikardiella delen av hålvenen. **Alla åtgärder måste vidtas för att säkerställa korrekt spetsläge i syfte att förhindra erosion eller perforation av centrala vensystemet och säkerställa korrekt tillförsel av infusat.**

Underhåll av katetern

Kateterns införingsställe måste prepareras och underhållas på ett sätt som är konsekvent med standardprocedurer för centralvenkateterisering. Sedan katetern placerats och innan den används bör spetsens läge samt lumenöppenheten bekräftas med hjälp av oförhindrad aspiration av venblod.

Om blodet inte aspireras obehindrat bör kateterspetsens läge omedelbart undersökas av läkaren. Om katetern inte ska användas på en gång bör dess lumen underhållas med kontinuerligt dropp innehållande koksaltlösning eller hepariniserad koksaltlösning, eller låsas med låsningslösning för katetrar.

OBS! Om MicroClave eller andra adaptrar utan nål som godkänts för lås med endast koksaltlösning används kan ett kateterlås för endast koksaltlösning användas. Beslut om heparinbehandling av katetern bör fattas i enlighet med institutionens praxis och klinisk bedömning. Heparinkoncentrationer på 10 till 100 enheter/ml har rapporterats vara tillräckliga för att bevara lumen öppet.

(Referens 4) Kateterlåset ska återetableras efter varje användning eller minst var 24:e timme om det inte används. Före användning av en kateterlumen som låsts med heparin bör lumen spolas igenom med dubbelt den indikerade

lumenvolymen av fysiologisk koksaltlösning. Lumen bör spolas igenom med fysiologisk koksaltlösning mellan administreringar av olika infusat. Efter användning ska lumen återigen spolas med två gånger den indikerade lumenvolymen med hjälp av fysiologisk koksaltlösning före återupprättande av kateterlåset. Strikt aseptisk teknik måste tillämpas vid användning och underhåll av katetern.

BRUKSANVISNING

Förberedelse av kateterobturator

1. Spola igenom katetern med hepariniserad koksaltlösning eller sterilt vatten. **OBS!** Katetern kan kapas om den behöver vara kortare.
2. Anslut en spruta med hepariniserad koksaltlösning eller sterilt vatten till kateterobturatorhållarens luerlåsbeslag.
3. Injicera tillräckligt med lösning för att helt fukta obturatorns yta. Detta aktiverar AQ® hydrofil beläggning och gör obturatorns yta mycket glatt. **OBS!** Om obturatorns yta blir torr sedan den tagits ut ur hållaren förnyas den hydrofila effekten med fuktning av ytterligare hepariniserad koksaltlösning eller sterilt vatten.
4. Kateter-/obturatorenheten kan nu föras in enligt beskrivning i följande avsnitt.

Kateterplacering (fluoroskopisk metod)

5. Sedan punktionsstället har förberetts ska introducernålen föras in i kärlet. **OBS!** Användning av ultraljud underlättar bestämning av lämplighet för kärlåtkomst och -öppenhet. EchoTip®-markeringen på nålen används för att underlätta visualisering av spetsen på nålen under kärlåtkomst.
6. Tillämpa fluoroskopi samtidigt som du för in ledaren genom nålen och 15-20 cm in i kärlet.
7. Avlägsna nålen och lämna ledaren på plats. Om så behövs kan punktionsområdet vidgas med ett skalpellblad.
8. För in Peel-Away-införarenheten (hylsa och dilatator) över ledaren. För in enheten i kärlet med en vridrörelse. (**Fig. 1**)
9. Använd fluoroskopi och fastställ korrekt kateterlängd genom att föra ledaren framåt till önskat läge för kateterspetsen. När ledarspetsen sitter i rätt läge ska dess längd markeras genom att en peang kläms fast vid ledaren vid huden.
10. Dra tillbaka ledaren och mät den från tången till den distala spetsen för att fastställa korrekt kateterlängd. Kapa katetern, om så behövs. **OBS!** Avlägsna obturatorsn innan katetern kapas och för sedan in den igen för införande av katetern.
11. Lämna hylsan på plats och avlägsna dilatatorn. (**Fig. 2**) **OBS!** Placera tumme eller finger över hylsans manschettförsedda, proximala ände för att förhindra oavsiktlig luftaspiration sedan ledare och dilatator avlägsnats.
12. För in kateter-/obturatorenheten i hylsan så långt som går. **OBS!** Motstånd kan kännas av ungefär 1-2 cm distalt om kateterns suturvinge vid införande av enheten i hylsan beroende på en ökande ytterdiameter. (**Fig. 3**)
13. Skala bort hylsan från katetern genom att ta tag i de två vingarna på hylsan och dra utåt och uppåt. **OBS!** Slutlig kateterplacering uppnås genom att du växlar fram katetern i hylsan och fortsätter dra i de två vingarna. När hylsan har avlägsnats kan katetern behöva föras fram något för slutlig placering.

14. När katetern är i slutligt läge avlägsnas obturatoren, och katetern säkras vid huden och läggs om enligt standardpraxis.
15. Kontrollera kateterspetsens position med röntgen eller lämplig teknik. För att garantera extraperikardiellt läge ska kateterspetsen placeras ovanför förbindelsepunkten mellan övre hålvenen och höger förmak, i den lägre tredjedelen av övre hålvenen.

Kateterplacering (icke-fluoroskopisk metod)

1. Sedan punktionsstället har förberetts ska introducernålen föras in i kärlet. **OBS!** Användning av ultraljud underlättar bestämning av lämplighet för kärlåtkomst och -öppenhet. EchoTip®-markeringen på nålen används för att underlätta visualisering av spetsen på nålen under kärlåtkomst.
2. För in ledaren genom nålen och 15-20 cm in i kärlet.
3. Avlägsna nålen och lämna ledaren på plats. Om så behövs kan punktionsområdet vidgas med ett skalpellblad.
4. För in Peel-Away-införarenheten (hylsa och dilatator) över ledaren. För in enheten i kärlet med en vridrörelse. (**Fig. 1**)
5. Använd ett måttband, klinisk bedömning eller något annat kliniskt protokoll för att bestämma rätt kateterlängd och kapa katetern efter behov. **OBS!** Avlägsna obturatoren innan katetern kapas och för sedan in den igen för införande av katetern.
6. Lämna hylsan på plats och avlägsna dilatatorn. (**Fig. 2**) **OBS!** Placera tumme eller finger över hylsans proximala ände för att förhindra oavsiktlig luftaspiration sedan ledare och dilatator avlägsnats.
7. För in kateter-/obturatorenheten i hylsan så långt som går. **OBS!** Motstånd kan kännas av ungefär 1-2 cm distalt om kateterns suturvinge vid införande av enheten i hylsan beroende på en ökande ytterdiameter. (**Fig. 3**)
8. Skala bort hylsan från katetern genom att ta tag i de två vingarna på hylsan och dra utåt och uppåt. **OBS!** Slutlig kateterplacering uppnås genom att du växlar fram katetern i hylsan och fortsätter dra i de två vingarna. När hylsan har avlägsnats kan katetern behöva föras fram något för slutlig placering.
9. När katetern är i slutligt läge avlägsnas obturatoren, och katetern säkras vid huden och läggs om enligt standardpraxis.
10. Kontrollera kateterspetsens position med röntgen eller lämplig teknik. För att garantera extraperikardiellt läge ska kateterspetsen placeras ovanför förbindelsepunkten mellan övre hålvenen och höger förmak, i den lägre tredjedelen av övre hålvenen.

Tryckinjektionsingrepp

1. Använd endast lumina som är märkta "CT" för tryckinjektion av kontrastmedel.
VARNING: Användning av lumina som inte är märkta "CT" för tryckinjektion kan leda till fel på katetern.
2. Bekräfta med radiografi att kateterspetsen sitter i rätt läge innan injektion sker.
3. Avlägsna alla injektionsskydd för användning med eller utan nål från Turbo-Ject perifert inlagd central venkateter.

4. Anslut en 10 ml (eller större) spruta fylld med steril, fysiologisk koksaltlösning till fattningen på den förlängningsslang som ska användas vid tryckinjektionen.
5. Säkerställ adekvat blodretur och spola igenom katetern noga med hela den 10 ml sterila koksaltlösningen för att säkerställa att lumen är öppen.
VARNING: Underlåtenhet att säkerställa kateterlumens öppenhet före injektion kan leda till att katetern brister.
6. Avlägsna sprutan och fäst tryckinjektionsanordningen vid katetern i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
7. Utför en studie med hjälp av tryckinjektorn och se till att inte överskrida kateterns maximala flödes hastighet eller tryckgräns.
8. Koppla loss tryckinjektionsanordningen och spola igenom katetern igen med 10 ml steril, fysiologisk koksaltlösning.
9. Placera ett nytt injektionsskydd för användning med eller utan nål på Turbo-Ject perifert inlagd central venkateter, spola och lås katetern med koksaltlösning eller hepariniserad koksaltlösning enligt institutionens protokoll.
10. Bekräfta med radiografi lämplig placering av kateterspetsen efter tryckinjektionen.

LEVERANSFORM

Levereras i etylenoxidgassteriliserade "peel-open"-förpackningar. Avsedd för engångsbruk. Steril såvida förpackningen är oöppnad och oskadad. Använd inte produkten om det är tveksamt att produkten är steril. Förvaras mörkt, torrt och svalt. Undvik långvarig exponering för ljus. Inspektera produkten vid upppackningen för att säkerställa att den inte är skadad.

REFERENSER

Denna bruksanvisning är baserad på erfarenheter från läkare och/eller deras publicerade litteratur. Kontakta din lokala Cook-representant för information om tillgänglig litteratur.

1. Tocino IM, Watanabe A: "Impending Catheter Perforation of Superior Vena Cava: Radiographic Recognition," *American Journal of Roentgenology*, 1986; 146:487-490.
2. Amplatz K. "A Simple Non-thrombogenic Coating." *Investigative Radiology*, 1971; 6:280-289.
3. Welch RH, Gravenstein N, Blackshear RH: "Multilumen Central Venous Catheters in Children: Relative Potential to Perforate Vessels. An In Vitro Study," *Journal of Clinical Monitoring*, 1997; 13:75-59.
4. Kelly C, Dumenko L, McGregor SE, McHutchion ME: "Change in Flushing Protocols of Central Venous Catheters," *Oncology Nursing Forum*, 1992; 19:599-605.



MANUFACTURER

COOK INCORPORATED
750 Daniels Way
Bloomington, IN 47404 U.S.A.



EC REPRESENTATIVE

WILLIAM COOK EUROPE ApS
Sandet 6, DK-4632
Bjaeverskov, DENMARK

www.cookmedical.com

© COOK 2013

2013-10

T_CTPICCTT_REV1