

- EN**  
3 **Entuit® Start** Initial Placement  
Gastrostomy Set  
Instructions for Use
- DA**  
4 **Entuit® Start** gastrotomisæt til  
initial anlæggelse  
Brugsanvisning
- DE**  
5 **Entuit® Start** Gastrostomie-Set für die  
erstmalige Platzierung  
Gebrauchsanweisung
- EL**  
7 ΣΕΤ γαστροστομίας αρχικής τοποθέτησης  
**Entuit® Start**  
Οδηγίες χρήσης
- ES**  
8 Equipo de gastrostomía para colocación  
inicial **Entuit® Start**  
Instrucciones de uso
- FR**  
9 Set de gastrostomie pour mise en place  
initiale **Entuit® Start**  
Mode d'emploi
- IT**  
11 Set per il posizionamento iniziale di cateteri  
per gastrostomia **Entuit® Start**  
Istruzioni per l'uso
- NL**  
12 **Entuit® Start** gastrostomieset voor  
eerste plaatsing  
Gebruiksaanwijzing
- PT**  
14 Conjunto de gastrostomia para colocação  
inicial **Entuit® Start**  
Instruções de utilização
- SV**  
15 **Entuit® Start** gastrostomiset för  
initial placering  
Bruksanvisning





## ENTUIT® START INITIAL PLACEMENT GASTROSTOMY SET

**CAUTION: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (or a properly licensed practitioner).**

### DESCRIPTION

The Entuit Start Initial Placement Gastrostomy Sets consist of multiple dilators, one or more Peel-Away sheath introducer(s) with dilator(s), and an 0.038", 100 cm long wire guide.

### INTENDED USE

The Entuit Start Initial Placement Gastrostomy Set is intended to assist the physician with the initial placement of feeding tubes while performing a gastrostomy in adult patients only.

### CONTRAINDICATIONS

Contraindications include, but are not limited to:

- Ascites
- Colonic interposition
- Portal hypertension
- Gastric varices
- Peritonitis
- Morbid obesity

### WARNINGS

Aspiration pneumonia may result from feeding tube placement.

### PRECAUTIONS

- Imaging guidance is recommended during use of this product.
- This product is intended for use by physicians trained and experienced in percutaneous diagnostic and interventional techniques. Standard techniques should be employed.
- Prior to use, ensure that the gastrostomy device to be inserted will fit through the lumen of the Peel-Away sheath in the set.

### PRODUCT RECOMMENDATIONS

IPSG Size	Peel-Away Introducer	Recommended Gastrostomy Tube
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

### INSTRUCTIONS FOR USE

**NOTE:** Prior to using the components of this set, it is necessary to place gastropexy securement devices and gain percutaneous access to the stomach through the abdominal wall.

1. Under fluoroscopic or endoscopic visualization, insert and advance the 0.038" 100 cm wire guide through the percutaneous access needle cannula. Advance the wire guide far enough to ensure the flexible portion of the wire guide is within the stomach, well past the insertion tract.
2. While maintaining wire guide position, withdraw and remove the needle cannula.
3. Use a scalpel to create a dermatotomy alongside the wire guide at the insertion site, extending through the subcutaneous tissue and fascia.
4. Activate the hydrophilic coating on the dilators by wiping them with a gauze sponge soaked with saline or sterile water. Keep wet during use.
5. While maintaining wire guide position, advance the smallest diameter dilator over the wire and across the tract. Advance the dilator until the full diameter of the dilator has passed through the tract.

**NOTE:** Do not advance the tip of the dilator past the distal end of the wire guide.

6. While maintaining wire guide position, remove the dilator.
7. Repeat step 5 with the remaining dilators, progressing from the smallest diameter to the largest. **NOTE:** When using the IPSG-L set, the 24 French dilator is optional when placing the 22 French sheath.
8. Once the final dilator is removed, insert the appropriately sized Peel-Away introducer over the wire guide, while maintaining wire guide position. **NOTE:** See Product Recommendations section for recommended gastrostomy tube to be used.
9. Confirm endoscopically or fluoroscopically that the distal end of the Peel-Away sheath is through the percutaneous tract and positioned within the stomach.
10. While maintaining position of the Peel-Away sheath, remove the dilator and wire guide.

- Place the gastrostomy device through the Peel-Away sheath and position the device within the stomach.
- While maintaining position of the gastrostomy device, grasp the arms of the Peel-Away sheath and separate the sheath material while withdrawing the material.
- Activate the gastrostomy device's securement mechanism.
- Continue with the procedure per instructions of the gastrostomy device being utilized.

## HOW SUPPLIED

Supplied sterilized by ethylene oxide gas in peel-open packages. Intended for one-time use. Sterile if package is unopened and undamaged. Do not use the product if there is doubt as to whether the product is sterile. Store in a dark, dry, cool place. Avoid extended exposure to light. Upon removal from package, inspect the product to ensure no damage has occurred.

## REFERENCES

These instructions for use are based on experience from physicians and (or) their published literature. Refer to your local Cook sales representative for information on available literature.

## DANSK

## ENTUIT® START GASTROTOMISÆT TIL INITIAL ANLÆGGELSE

**FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af en læge (eller autoriseret behandler) eller efter dennes anvisning.**

### BESKRIVELSE

Entuit Start gastrostomisættet til initial anlæggelse består af flere dilatatorer, en eller flere Peel-Away-sheathindførere med dilatatorer og en 0,038 inch, 100 cm lang kateterleder.

### TILSIGTET ANVENDELSE

Entuit Start gastrostomisættet til initial anlæggelse er beregnet til at hjælpe lægen med den initiale anlæggelse af ernæringssonder ved udførelse af en gastrostomi udelukkende hos voksne patienter.

### KONTRAINDIKATIONER

Kontraindikationer omfatter, men er ikke begrænset til:

- Ascites
- Interposition af colon
- Portal hypertension
- Gastriske varicer
- Peritonitis
- Svær overvægt

### ADVARSLER

Aspirationspneumoni kan opstå som resultat af anlæggelse af en ernæringssonde.

### FORHOLDSREGLER

- Vejledning vha. gennemlysning anbefales under brug af dette produkt.
- Produktet er beregnet til læger med uddannelse og erfaring i perkutane diagnostiske og interventionelle teknikker. Standardmetoder skal anvendes.
- Før anvendelse skal det sikres, at det gastrostomiinstrument, der skal indføres, vil passe gennem lumenen i sættets Peel-Away-sheath.

### PRODUKTANBEFALINGER

IPSG størrelse	Peel-Away indfører	Anbefalet gastrotomislange
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

### BRUGSANVISNING

**BEMÆRK:** Før komponenterne i dette sæt anvendes, er det nødvendigt at anlægge fastgørelsesinstrumenter til gastropeksi og opnå perkutan adgang til ventriklen gennem abdominalvæggen.

- Under gennemlysnings- eller endoskopisk visualisering indlægges og fremføres den 0,038 inch, 100 cm lange kateterleder gennem den perkutane indføringsnålekanyle. Før kateterlederen tilstrækkeligt langt ind til at sikre, at kateterlederens fleksible del er inden i ventriklen, et godt stykke forbi indføringskanalen.
- Oprethold kateterlederens position, og træk nålekanylen tilbage og fjern den.

3. Benyt en skalpel til at danne en dermatotomi langs kateterlederen på indførsingsstedet, således at den strækker sig gennem det subkutane væv og fascien.
4. Aktivér den hydrofile coating på dilatorerne ved at aftørre dem med en gasesvamp vædet med saltvand eller sterilt vand. Hold dem våde under brugen.
5. Oprethold kateterlederens position, og før dilatatoren med den mindste diameter over tråden og tværs over kanalen. Før dilatatoren frem, indtil dilatatorens fulde diameter er passeret gennem kanalen.  
**BEMÆRK:** Før ikke dilatatorspidsen forbi den distale ende af kateterlederen.
6. Oprethold kateterlederens position, og fjern dilatatoren.
7. Gentag trin 5 med de resterende dilatorer ved at gå fra den mindste til den største diameter. **BEMÆRK:** Når IPSG-L sættet anvendes, er 24 Fr dilatatoren valgfri i forbindelse med anlæggelse af 22 Fr sheathen.
8. Når den sidste dilator er fjernet, indføres en Peel-Away indfører af passende størrelse over kateterlederen, mens kateterlederens position opretholdes. **BEMÆRK:** Se afsnittet Produkthanbefalinger angående den gastrotomislange, der anbefales til brug.
9. Bekræft vha. endoskopi og gennemlysning, at den distale ende af Peel-Away-sheathen går gennem den perkutane kanal og er anlagt inden i ventriklen.
10. Oprethold Peel-Away-sheathens position, og fjern dilatatoren og kateterlederen.
11. Anbring gastrostomiinstrumentet gennem Peel-Away-sheathen, og anlæg instrumentet inden i ventriklen.
12. Tag fat i armene på Peel-Away-sheathen, og adskil sheath-materialet ved at trække materialet tilbage, mens gastrostomiinstrumentets position opretholdes.
13. Aktivér gastrostomiinstrumentets fastgørelsesmekanisme.
14. Fortsæt med indgrebet i henhold til anvisningerne for det gastrostomiinstrument, der benyttes.

## LEVERING

Leveres steriliseret med ethylenoxid i peel-open pakninger. Beregnet til engangsbrug. Steril, hvis pakningen er uåbnet eller ubeskadiget. Produktet må ikke bruges, hvis der er tvivl om produktets sterilitet. Opbevares mørkt, tørt og køligt. Undgå eksponering for lys i længere tid. Inspicér produktet efter udtagning fra pakningen for at sikre, at produktet ikke er beskadiget.

## REFERENCER

Denne brugsanvisning er baseret på lægers erfaring og (eller) lægers publicerede litteratur. Kontakt den lokale salgsrepræsentant for Cook for at få information om tilgængelig litteratur.

**DEUTSCH**

## ENTUIT® START GASTROSTOMIE-SET FÜR DIE ERSTMALIGE PLATZIERUNG

**VORSICHT: Laut US-Gesetzgebung darf dieses Instrument nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden.**

### BESCHREIBUNG

Die Entuit Start Gastrostomie-Sets für die erstmalige Platzierung bestehen aus mehreren Dilatoren, einer oder mehreren Peel-Away Einführschleuse(n) mit Dilator(en) und einem 100 cm langen Führungsdraht von 0,038 Inch.

### VERWENDUNGSZWECK

Das Entuit Start Gastrostomie-Set für die erstmalige Platzierung ist dafür vorgesehen, den Arzt während der Durchführung einer Gastrostomie bei der erstmaligen Platzierung von Ernährungs sonden zu unterstützen. Nur zur Verwendung bei erwachsenen Patienten.

### KONTRAINDIKATIONEN

Kontraindikationen sind u. a.:

- Aszites
- Koloninterposition
- Pfortaderhochdruck
- Magenvarizen
- Peritonitis
- Krankhafte Adipositas

### WARNHINWEISE

Die Platzierung einer Ernährungs sonde kann eine Aspirationspneumonie verursachen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Es wird empfohlen, dieses Produkt unter Bildgebungskontrolle anzuwenden.

- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Ärzte bestimmt, die in perkutanen Diagnose- und Interventionstechniken geschult und erfahren sind. Es sind Standardtechniken anzuwenden.
- Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass die zum Einsatz kommende Gastrostomie-Vorrichtung durch das Lumen der im Set enthaltenen Peel-Away Schleuse passt.

## PRODUKTEMPFEHLUNGEN

IPSG-Größe	Peel-Away Einführschleuse	Empfohlene Gastrostomiesonde
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**HINWEIS:** Vor Gebrauch der in diesem Set enthaltenen Komponenten ist es notwendig, Gastropexie-Fixierungsvorrichtungen zu platzieren und einen perkutanen Zugang zum Magen durch die Bauchdecke anzulegen.

1. Den 100 cm langen Führungsdraht von 0,038 Inch unter fluoroskopischer oder endoskopischer Sicht durch die perkutane Punktionskanüle vorschieben. Den Führungsdraht weit genug vorschieben, um sicherzustellen, dass sich der flexible Teil des Führungsdrahts, ein gutes Stück über den Einführtrakt hinaus, im Magen befindet.
2. Die Position des Führungsdrahts beibehalten und die Kanüle zurückziehen und entfernen.
3. Eine Dermatotomie mithilfe eines Skalpells entlang des Führungsdrahts an der Einführstelle anlegen, die das subkutane Gewebe und die Faszie mit einbezieht.

4. Die auf den Dilatatoren befindliche hydrophile Beschichtung aktivieren, indem sie mit einem in Kochsalzlösung oder sterilen Wasser getränkten Mulltupfer abgewischt werden. Während des Gebrauchs feucht halten.
5. Die Position des Führungsdrahts beibehalten und den Dilator mit dem kleinsten Durchmesser über den Draht durch den Trakt vorschieben. Den Dilator so weit vorschieben, bis der volle Durchmesser des Dilators den Trakt durchquert hat.

**HINWEIS:** Die Dilatorspitze nicht über das distale Ende des Führungsdrahts hinaus vorschieben.

6. Die Position des Führungsdrahts beibehalten und den Dilator entfernen.
7. Schritt 5 für die übrigen Dilatatore, aufsteigend vom kleinsten bis zum größten Durchmesser, wiederholen. **HINWEIS:** Bei Verwendung des IPSG-L Sets ist der Dilator von 24 French optional, wenn die Schleuse von 22 French platziert wird.
8. Nachdem der letzte Dilator entfernt wurde, die entsprechend große Peel-Away Einführschleuse über den Führungsdraht einführen und dabei die Position des Führungsdrahts beibehalten. **HINWEIS:** Die empfohlene Gastrostomiesonde bitte dem Abschnitt „Produktempfehlungen“ entnehmen.
9. Endoskopisch oder fluoroskopisch bestätigen, dass das distale Ende der Peel-Away Schleuse den perkutanen Zugang durchquert hat und im Magen positioniert ist.
10. Die Position der Peel-Away Schleuse beibehalten und den Dilator sowie den Führungsdraht entfernen.
11. Die Gastrostomiesonde durch die Peel-Away Schleuse hindurch platzieren und die Sonde im Magen positionieren.
12. Die Position der Gastrostomiesonde beibehalten, die Laschen der Peel-Away Schleuse greifen und gleichzeitig das Schleusenmaterial abziehen und entfernen.
13. Den Fixierungsmechanismus der Gastrostomiesonde aktivieren.
14. Mit dem Verfahren gemäß der Anweisung für die zum Einsatz kommende Gastrostomiesonde fortfahren.

## LIEFERFORM

Produkt mit Ethylenoxid gassterilisiert; in Aufreißverpackungen. Nur für den einmaligen Gebrauch. Bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril. Produkt nicht verwenden, falls Zweifel an der Sterilität bestehen. An einem dunklen, trockenen, kühlen Ort lagern. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Nachdem das Produkt der Verpackung entnommen wurde, auf Beschädigungen überprüfen.

## QUELLEN

Diese Gebrauchsanweisung basiert auf der Erfahrung von Ärzten und/oder auf Fachliteratur. Informationen über verfügbare Literatur erhalten Sie bei Ihrem Cook Außendienstmitarbeiter.

## ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ENTUIT® START

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνον σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού (ή από επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει λάβει την κατάλληλη άδεια).

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα σετ γαστροστομίας αρχικής τοποθέτησης Entuit Start αποτελούνται από πολλαπλούς διαστολείς, έναν ή περισσότερους εισαγωγείς θηκαριού Peel-Away με διαστολέα (ή διαστολείς) και έναν συρμάτινο οδηγό 0,038 inch, μήκους 100 cm.

### ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Το σετ γαστροστομίας αρχικής τοποθέτησης Entuit Start προορίζεται για να βοηθήσει τον ιατρό στην αρχική τοποθέτηση σωλήνων σίτισης κατά την πραγματοποίηση γαστροστομίας σε ενήλικες ασθενείς μόνο.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Στις αντενδείξεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι εξής:

- Ασκίτης
- Παρεμβολή παχέος εντέρου
- Πυλαία υπέρταση
- Γαστρικοί κισσοί
- Περιτονίτιδα
- Νοσογόνος παχυσαρκία

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πνευμονία απο εισρόφηση μπορεί να προκληθεί από την τοποθέτηση σωλήνων σίτισης.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Συνιστάται η απεικονιστική καθοδήγηση κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ιατρούς εκπαιδευμένους και πεπειραμένους σε διαδερμικές διαγνωστικές και επεμβατικές τεχνικές. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυπικές τεχνικές.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή γαστροστομίας η οποία πρόκειται να εισαχθεί θα εφαρμόζει μέσα στον αυλό του θηκαριού Peel-Away αυτού του σετ.

### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος IPSG	Εισαγωγέας Peel-Away	Συνιστώμενος σωλήνας γαστροστομίας
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν από τη χρήση των εξαρτημάτων αυτού του σετ, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση συσκευών ασφάλισης γαστροπηξίας και η απόκτηση διαδερμικής πρόσβασης στον στόμαχο, διαμέσου του κοιλιακού τοιχώματος.

1. Υπό ακτινοσκοπική ή ενδοσκοπική απεικόνιση, εισαγάγετε και προωθήστε τον συρμάτινο οδηγό 0,038 inch, μήκους 100 cm, διαμέσου της κάνουλας της διαδερμικής βελόνας εισαγωγέα. Προωθήστε τον συρμάτινο οδηγό αρκετά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το εύκαμπτο τμήμα του συρμάτινου οδηγού βρίσκεται εντός του στομάχου, αρκετά μετά την οδό εισαγωγής.
2. Διατηρώντας τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του, αποσύρετε και αφαιρέστε την κάνουλα της βελόνας.
3. Χρησιμοποιήστε νυστέρι για να δημιουργήσετε μια τομή στο δέρμα, κατά μήκος του συρμάτινου οδηγού στη θέση εισαγωγής, η οποία να εκτείνεται μέσα από τον υποδόριο ιστό και την περιτονία.
4. Ενεργοποιήστε την υδρόφιλη επικάλυψη των διαστολέων, σκουπίζοντάς τους με έναν σπόγγο γάζας τον οποίο έχετε εμποτίσει με φυσιολογικό ορό ή στείρο νερό. Διατηρήστε τους υγρούς κατά τη διάρκεια της χρήσης.
5. Διατηρώντας τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του, προωθήστε τον διαστολέα μικρότερης διαμέτρου επάνω από το σύρμα και κατά μήκος της οδού. Προωθήστε τον διαστολέα μέχρι να διέλθει διαμέσου της οδού ολόκληρη η διάμετρος του διαστολέα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην προωθείτε το άκρο του διαστολέα πέρα από το περιφερικό άκρο του συρμάτινου οδηγού.

6. Διατηρώντας τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του, αφαιρέστε τον διαστολέα.
7. Επαναλάβετε το βήμα 5 με τους υπόλοιπους διαστολείς, προχωρώντας από αυτόν με τη μικρότερη προς αυτόν με τη μεγαλύτερη διάμετρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη χρήση του σετ IP5G-L, ο διαστολέας 24 Fr είναι προαιρετικός όταν τοποθετείται το θηκάρι 22 Fr.

- Μετά την αφαίρεση του τελευταίου διαστολέα, εισαγάγετε έναν εισαγωγέα Peel-Away κατάλληλου μεγέθους επάνω από τον συρμάτινο οδηγό, διατηρώντας τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανατρέξτε στην ενότητα «Συστάσεις προϊόντος», για τον συνιστώμενο σωλήνα γαστροστομίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Επιβεβαιώστε ενδοσκοπικά ή ακτινοσκοπικά ότι το περιφερικό άκρο του θηκαριού Peel-Away έχει διέλθει από τη διαδερμική οδό και έχει τοποθετηθεί εντός του στομάχου.
- Διατηρώντας το θηκάρι Peel-Away στη θέση του, αφαιρέστε τον διαστολέα και τον συρμάτινο οδηγό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή γαστροστομίας διαμέσου του θηκαριού Peel-Away και τοποθετήστε τη συσκευή εντός του στομάχου.
- Διατηρώντας τη συσκευή γαστροστομίας στη θέση της, πιάστε τους βραχίονες του θηκαριού Peel-Away και διαχωρίστε το υλικό του θηκαριού, με απόσυρση του υλικού.
- Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφάλισης της συσκευής γαστροστομίας.
- Συνεχίστε τη διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής γαστροστομίας που χρησιμοποιείται.

## ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Παρέχεται αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου σε αποκολλούμενες συσκευασίες. Προορίζεται για μία μόνο χρήση. Στείρο, εφόσον η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει αμφιβολία για τη στεριότητά του. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό χώρο. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο φως. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία, επιθεωρήστε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αυτές οι οδηγίες χρήσης βασίζονται στην εμπειρία από ιατρούς ή/και δημοσιευμένη βιβλιογραφία τους. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων της Cook για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.

## ESPAÑOL

## EQUIPO DE GASTROSTOMÍA PARA COLOCACIÓN INICIAL ENTUIT® START

**AVISO: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa (o a profesionales con la debida autorización).**

### DESCRIPCIÓN

Los equipos de gastrostomía para colocación inicial Entuit Start se componen de varios dilatadores, una o más vainas introductoras Peel-Away con dilatadores, y una guía de 0,038 inch de 100 cm de longitud.

### INDICACIONES

El equipo de gastrostomía para colocación inicial Entuit Start está indicado para facilitar a los médicos la colocación inicial de sondas de alimentación durante la realización de gastrostomías en pacientes adultos solamente.

### CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones incluyen, entre otras:

- Ascitis
- Interposición colónica
- Hipertensión portal
- Varices gástricas
- Peritonitis
- Obesidad mórbida

### ADVERTENCIAS

La colocación de sondas de alimentación puede provocar neumonía por aspiración.

### PRECAUCIONES

- Se recomienda utilizar técnicas de visualización durante el uso de este producto.
- Este producto está concebido para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en técnicas percutáneas diagnósticas e intervencionistas. Deben emplearse las técnicas habituales.
- Antes del uso, asegúrese de que el dispositivo de gastrostomía que se vaya a introducir quepa a través de la luz de la vaina Peel-Away del equipo.



## RECOMENDACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Tamaño IPST	Introduccion Peel-Away	Sonda de gastrostomia recomendada
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

## INSTRUCCIONES DE USO

**NOTA:** Antes de utilizar los componentes de este equipo, es necesario colocar dispositivos de fijacion para gastropexia y obtener acceso percutaneo al estomago a traves de la pared abdominal.

1. Utilizando visualizacion fluoroscopica o endoscopica, introduzca y haga avanzar la guia de 0,038 inch y 100 cm de longitud a traves de la canula de aguja de acceso percutaneo. Haga avanzar la guia lo suficiente para asegurar que su parte flexible se encuentre en el interior del estomago, bastante mas alla del tracto de introduccion.
2. Extraiga la canula de aguja mientras mantiene la guia en posicion.
3. Utilice un bisturi para crear una dermatotomia a lo largo de la guia en el punto de insercion, de manera que se extienda a traves del tejido subcutaneo y la fascia.
4. Active el revestimiento hidrofílico de los dilatadores frotándolos con una esponja de gasa empapada con solucion salina o agua esteril. Manténgalos mojados durante el uso.
5. Haga avanzar el dilatador de menor diametro a traves del tracto sobre la guia mientras mantiene la guia en posicion. Haga avanzar el dilatador hasta que todo su diametro haya pasado a traves del tracto.  
**NOTA:** No haga avanzar la punta del dilatador mas alla del extremo distal de la guia.
6. Extraiga el dilatador mientras mantiene la guia en posicion.
7. Repita el paso 5 con los demas dilatadores, yendo desde el de menor diametro al de mayor diametro. **NOTA:** Cuando utilice el equipo IPST-L, el dilatador de 24 Fr es opcional cuando se coloque la vaina de 22 Fr.
8. Una vez retirado el dilatador final, introduzca el introduccion Peel-Away del tamaño adecuado sobre la guia mientras mantiene la guia en posicion.  
**NOTA:** En el apartado «Recomendaciones sobre el producto» se indica la sonda de gastrostomia recomendada.
9. Confirme mediante endoscopia o fluoroscopia que el extremo distal de la vaina Peel-Away haya pasado a traves de la via percutanea y este colocada en el interior del estomago.
10. Retire el dilatador y la guia mientras mantiene la vaina Peel-Away en posicion.
11. Ponga el dispositivo de gastrostomia a traves de la vaina Peel-Away y coloque el dispositivo en el interior del estomago.
12. Mientras mantiene el dispositivo de gastrostomia en posicion, agarre los brazos de la vaina Peel-Away y separe el material de la vaina mientras retira dicho material.
13. Active el mecanismo de fijacion del dispositivo de gastrostomia.
14. Continúe con el procedimiento siguiendo las instrucciones del dispositivo de gastrostomia que este utilizando.

## PRESENTACION

El producto se suministra esterilizado con oxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendra esteril si el envase no esta abierto y no ha sufrido ningun dano. No utilice el producto si no esta seguro de que este esteril. Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposicion prolongada a la luz. Tras extraerlo del envase, inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ningun dano.

## REFERENCIAS

Estas instrucciones de uso se basan en la experiencia de medicos y (o) en la bibliografia publicada por ellos. Si desea mas informacion sobre la bibliografia disponible, consulte a su representante comercial local de Cook.

FRANCAIS

## SET DE GASTROSTOMIE POUR MISE EN PLACE INITIALE ENTUIT® START

**MISE EN GARDE :** En vertu de la legislation federale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un medecin (ou un praticien autorise) ou sur ordonnance medicale.

## DESCRIPTION

Les sets de gastrostomie pour mise en place initiale Entuit Start comprennent plusieurs dilateurs, un ou plusieurs introducteurs de gaine Peel-Away avec dilateur, et un guide de 0,038 inch et de 100 cm de long.

## UTILISATION

Le set de gastrostomie pour mise en place initiale Entuit Start vise à aider le médecin dans la mise en place initiale des sondes d'alimentation lors de la réalisation d'une gastrostomie chez le patient adulte uniquement.

## CONTRE-INDICATIONS

Parmi d'autres contre-indications possibles, on citera :

- Ascite
- Interposition colique
- Hypertension portale
- Varices gastriques
- Péritonite
- Obésité morbide

## AVERTISSEMENTS

Une pneumopathie d'inhalation peut être provoquée par la mise en place de la sonde d'alimentation.

## MISES EN GARDE

- L'utilisation de techniques d'imagerie est recommandée lors de la mise en place de ce produit.
- Ce produit est destiné à être utilisé par des médecins ayant acquis la formation et l'expérience nécessaires aux techniques diagnostiques et interventionnelles percutanées. Le médecin procédera selon les méthodes classiques.
- Avant utilisation, vérifier que le dispositif de gastrostomie prévu peut être introduit dans la lumière de la gaine Peel-Away du set.

## RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Taille IPSG	Introduceur Peel-Away	Sonde de gastrostomie recommandée
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

## MODE D'EMPLOI

**REMARQUE :** Avant d'utiliser les composants de ce set, les dispositifs de fixation pour la gastropexie doivent être mis en place et un accès percutané à l'estomac réalisé à travers la paroi abdominale.

1. Sous contrôle endoscopique ou radioscopique, introduire et faire avancer le guide de 0,038 inch et de 100 cm de long à travers la canule de l'aiguille d'introduction percutanée. Faire avancer le guide suffisamment de façon à être sûr que la partie souple du guide se trouve à l'intérieur de l'estomac bien au-delà de la voie d'introduction.
2. Tout en maintenant le guide en position, reculer et retirer la canule de l'aiguille.
3. À l'aide d'un scalpel, réaliser une incision au site d'introduction le long du guide à travers la peau, le tissu sous-cutané et le fascia.
4. Activer le revêtement hydrophile des dilateurs en les humidifiant à l'aide d'une compresse imbibée de sérum physiologique ou de l'eau stérile. Conserver l'état mouillé pendant l'utilisation.
5. Tout en maintenant le guide en position, faire avancer le dilateur de plus petit diamètre sur le guide et à travers la voie d'introduction. Faire avancer le dilateur jusqu'à ce que son diamètre le plus large ait traversé la voie.

**REMARQUE :** Ne pas avancer l'extrémité du dilateur au-delà de l'extrémité distale du guide.

6. Tout en maintenant le guide en position, retirer le dilateur.
7. Répéter l'étape 5 avec les dilateurs restants, en commençant avec celui de plus petit diamètre et en terminant avec le plus gros. **REMARQUE :** Pour le set IPSG-L, l'utilisation du dilateur 24 Fr est facultative lors de la mise en place de la gaine de 22 Fr.
8. Une fois le dernier dilateur retiré, insérer l'introduceur Peel-Away de taille appropriée sur le guide, tout en maintenant celui-ci en position. **REMARQUE :** Consulter la section Recommandations relatives au produit pour la sonde de gastrostomie recommandée à utiliser.
9. Confirmer par endoscopie ou radioscopie que l'extrémité distale de la gaine Peel-Away a bien traversé la voie percutanée et est positionnée à l'intérieur de l'estomac.
10. Tout en maintenant en place la gaine Peel-Away, retirer le dilateur et le guide.
11. Faire passer le dispositif de gastrostomie à travers la gaine Peel-Away et le positionner à l'intérieur de l'estomac.
12. Tout en maintenant en place le dispositif de gastrostomie, saisir les languettes de la gaine Peel-Away et déchirer le matériau de la gaine tout en la retirant.
13. Activer le mécanisme de fixation du dispositif de gastrostomie.

14. Poursuivre l'intervention en suivant le mode d'emploi du dispositif de gastrostomie utilisé.

## PRÉSENTATION

Produit fourni stérilisé à l'oxyde d'éthylène, sous emballage déchirable. Produit destiné à un usage unique. Contenu stérile lorsque l'emballage est scellé d'origine et intact. En cas de doute quant à la stérilité du produit, ne pas l'utiliser. Conserver à l'obscurité, au sec et au frais. Éviter une exposition prolongée à la lumière. À l'ouverture de l'emballage, inspecter le produit afin de s'assurer qu'il est en bon état.

## RÉFÉRENCES

Le présent mode d'emploi a été rédigé en fonction de l'expérience de médecins et/ou de publications médicales. Pour obtenir des renseignements sur la documentation existante, s'adresser au représentant Cook local.

ITALIANO

## SET PER IL POSIZIONAMENTO INIZIALE DI CATETERI PER GASTROSTOMIA ENTUIT® START

**ATTENZIONE – Le leggi federali degli Stati Uniti d'America limitano la vendita del presente dispositivo a medici, a personale autorizzato o a operatori sanitari abilitati.**

## DESCRIZIONE

Il set per il posizionamento iniziale di cateteri per gastrostomia Entuit Start includono svariati dilatatori, una o più guaine di introduzione Peel-Away con relativi dilatatori e una guida da 0,038 inch lunga 100 cm.

## USO PREVISTO

Il set per il posizionamento iniziale di cateteri per gastrostomia Entuit Start è previsto per assistere il medico nel posizionamento iniziale di sondini per la nutrizione enterale durante l'esecuzione di una gastrostomia esclusivamente in pazienti adulti.

## CONTROINDICAZIONI

Le controindicazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Ascite
- Interposizione colica
- Ipertensione portale
- Varici gastriche
- Peritonite
- Obesità patologica

## AVVERTENZE

Il posizionamento di un sondino per la nutrizione enterale può causare polmonite da aspirazione.

## PRECAUZIONI

- Durante l'uso di questo prodotto si consiglia di avvalersi della guida per immagini.
- Questo prodotto deve essere utilizzato da medici competenti ed esperti nelle tecniche percutanee diagnostiche e interventistiche. L'uso di questo prodotto prevede l'impiego di tecniche standard.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il dispositivo gastrostomico da posizionare possa essere introdotto nel lume della guaina Peel-Away inclusa nel set.

## CONSIGLI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

Misura IPSG	Introduttore Peel-Away	Sondino per gastrostomia consigliato
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

## ISTRUZIONI PER L'USO

**NOTA** – Prima di usare i componenti di questo set, è necessario posizionare i dispositivi di fissaggio per gastropessi e ottenere l'accesso percutaneo allo stomaco attraverso la parete addominale.

1. Sotto visualizzazione fluoroscopica o endoscopica, introdurre e fare avanzare la guida da 0,038 inch lunga 100 cm attraverso l'agocannula per accesso percutaneo. Fare avanzare la guida finché il tratto flessibile non viene a trovarsi all'interno dello stomaco, ben oltre il tratto di inserimento.
2. Mantenendo inalterata la posizione della guida, ritirare e rimuovere l'agocannula.
3. Con un bisturi creare una dermatotomia lungo la guida in corrispondenza del sito di inserimento, estendendola attraverso il tessuto sottocutaneo e la fascia.

4. Attivare il rivestimento idrofilo sui dilatatori passandovi un tampone di garza imbevuto di soluzione fisiologica o acqua sterile. Mantenerli bagnati durante l'uso.
5. Mantenendo inalterata la posizione della guida, fare avanzare il dilatatore con il diametro più piccolo sopra la guida e attraverso il tratto. Fare avanzare il dilatatore finché l'intero diametro non è passato attraverso il tratto.  
**NOTA** – Non fare avanzare la punta del dilatatore oltre l'estremità distale della guida.
6. Mantenendo inalterata la posizione della guida, rimuovere il dilatatore.
7. Ripetere il passaggio 5 con i dilatatori rimanenti, passando progressivamente dal diametro più piccolo a quello più grande. **NOTA** – Se si usa il set IP5G-L, il dilatatore da 24 French è opzionale quando si posiziona la guaina da 22 French.
8. Una volta rimosso il dilatatore finale, inserire l'introduttore Peel-Away della misura appropriata sulla guida, mantenendo inalterata la posizione della guida. **NOTA** – Per informazioni sul sondino per gastrostomia consigliato per l'uso, fare riferimento alla sezione Consigli per l'utilizzo del prodotto.
9. Confermare mediante endoscopia o fluoroscopia che l'estremità distale della guaina Peel-Away abbia attraversato il tratto percutaneo e si trovi all'interno dello stomaco.
10. Mantenendo inalterata la posizione della guaina Peel-Away, rimuovere il dilatatore e la guida.
11. Introdurre il dispositivo gastrostomico attraverso la guaina Peel-Away e posizionare il dispositivo all'interno dello stomaco.
12. Mantenendo inalterata la posizione del dispositivo gastrostomico, afferrare i lembi della guaina Peel-Away e staccare il materiale della guaina ritirandolo nel contempo.
13. Attivare il meccanismo di fissaggio del dispositivo gastrostomico.
14. Continuare con la procedura attenendosi alle istruzioni che accompagnano il dispositivo gastrostomico che si sta utilizzando.

## CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è sterilizzato mediante ossido di etilene ed è fornito in confezione con apertura a strappo. Esclusivamente monouso. Il prodotto è sterile se la sua confezione è chiusa e integra. Non utilizzare il prodotto in caso di dubbi sulla sua sterilità. Conservarlo in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

## BIBLIOGRAFIA

Le presenti istruzioni per l'uso sono basate sull'esperienza di medici e/o sulle loro pubblicazioni specialistiche. Per ottenere informazioni sulla letteratura specializzata disponibile, rivolgersi al rappresentante Cook di zona.

## NEDERLANDS

### ENTUIT® START GASTROSTOMIESET VOOR EERSTE PLAATSING

**LET OP: Volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend worden aangekocht door of in opdracht van een arts (of een zorgverlener met de juiste bevoegdheid).**

#### BESCHRIJVING

De Entuit Start gastrostomiesets voor eerste plaatsing bestaan uit meerdere dilatators, een of meer Peel-Away introducersheath(s) met dilatator(s), en een 100 cm lange, 0,038 inch voerdraad.

#### BEOOGD GEBRUIK

De Entuit Start gastrostomieset voor eerste plaatsing is bedoeld om de arts te helpen met de eerste plaatsing van voedingssondes tijdens het verrichten van een gastrostomie bij uitsluitend volwassen patiënten.

#### CONTRA-INDICATIES

Contra-indicaties zijn onder meer:

- Ascites
- Coloninterponaat
- Portale hypertensie
- Maagvarices
- Peritonitis
- Morbide obesitas

#### WAARSCHUWINGEN

Aspiratiepneumonie kan het gevolg zijn van plaatsing van een voedingssonde.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Het verdient aanbeveling dit product te gebruiken onder geleide van beeldvorming.
- Dit product dient voor gebruik door artsen met een opleiding in en ervaring met percutane diagnostische en interventionele technieken. Er moeten standaardtechnieken worden toegepast.
- Controleer vóór gebruik of het in te brengen gastrostomiehulpmiddel door het lumen van de Peel-Away sheath van de set past.

## AANBEVELINGEN VOOR HET PRODUCT

IPSG-maat	Peel-Away introducer	Aanbevolen gastrostomiesonde
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

## GEBRUIKSAANWIJZING

**NB:** Vóór gebruik van de componenten van deze set moeten gastropexie-fixatiehulpmiddelen worden geplaatst en moet percutane toegang tot de maag worden verkregen via de buikwand.

1. Breng onder fluoroscopische of endoscopische visualisatie de 100 cm lange, 0,038 inch voerdraad door de percutane introductie-naaldcanule in en voer hem op. Voer de voerdraad ver genoeg op om te zorgen dat het flexibele gedeelte van de voerdraad zich volledig in de maag, ruim voorbij het inbrengtraject bevindt.
2. Houd de voerdraad in positie terwijl u de naaldcanule terugtrekt en verwijdert.
3. Maak met een scalpel een huidincisie naast de voerdraad op de insteekplaats, door het subcutane weefsel en de fascia.
4. Activeer de hydrofiele coating op de dilatators door ze af te vegen met wondgaas dat met fysiologisch zout of steriel water is doordrenkt. Houd de dilatators nat tijdens het gebruik.
5. Houd de voerdraad in positie terwijl u de dilatator met de kleinste diameter over de draad en door het traject opvoert. Voer de dilatator op totdat de volledige diameter van de dilatator door het traject is gepasseerd.  
**NB:** Voer de tip van de dilatator niet op tot voorbij het distale uiteinde van de voerdraad.
6. Houd de voerdraad in positie terwijl u de dilatator verwijdert.
7. Herhaal stap 5 met de resterende dilatators. Ga daarbij geleidelijk te werk van de kleinste tot de grootste diameter. **NB:** Als de IPSG-L-set wordt gebruikt, is de 24 Fr dilatator optioneel bij het plaatsen van de 22 Fr sheath.
8. Na verwijdering van de laatste dilatator brengt u de Peel-Away introducer van de geschikte grootte over de voerdraad in, terwijl u de voerdraad in positie houdt. **NB:** Raadpleeg het gedeelte 'Aanbevelingen voor het product' voor de te gebruiken aanbevolen gastrostomiesonde.
9. Bevestig endoscopisch of fluoroscopisch dat het distale uiteinde van de Peel-Away sheath door het percutane traject is gepasseerd en zich in de maag bevindt.
10. Houd de Peel-Away sheath in positie terwijl u de dilatator en de voerdraad verwijdert.
11. Plaats het gastrostomiehulpmiddel door de Peel-Away sheath en positioneer het volledig in de maag.
12. Houd het gastrostomiehulpmiddel in positie terwijl u de armen van de Peel-Away sheath vastpakt en het sheathmateriaal al terugtrekkend uit elkaar trekt.
13. Activeer het fixatiemechanisme van het gastrostomiehulpmiddel.
14. Ga door met de procedure volgens de instructies van het gebruikte gastrostomiehulpmiddel.

## WIJZE VAN LEVERING

Wordt steriel (gesteriliseerd met ethyleenoxide) in gemakkelijk open te trekken verpakkingen geleverd. Bestemd voor eenmalig gebruik. Steriel indien de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Gebruik het product niet als er twijfel bestaat over de steriliteit van het product. Koel, donker en droog bewaren. Vermijd langdurige blootstelling aan licht. Inspecteer het product nadat dit uit de verpakking is genomen, om er zeker van te zijn dat het niet beschadigd is.

## LITERATUUR

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de ervaringen van artsen en/of door hen gepubliceerde literatuur. Neem contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Cook voor informatie over beschikbare literatuur.

## **CONJUNTO DE GASTROSTOMIA PARA COLOCAÇÃO INICIAL ENTUIT® START**

**ATENÇÃO:** A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por um médico ou um profissional de saúde licenciado ou mediante prescrição de um destes profissionais.

### **DESCRIÇÃO**

Os conjuntos de gastrostomia para colocação inicial Entuit Start incluem vários dilatadores, um ou mais introdutores de bainha Peel-Away com dilatadores, e um fio guia de 0,038 inch e 100 cm de comprimento.

### **UTILIZAÇÃO PREVISTA**

O conjunto de gastrostomia para colocação inicial Entuit Start destina-se a ajudar o médico na colocação inicial de tubos de alimentação durante uma gastrostomia apenas em doentes adultos.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

As contraindicações incluem, mas não se limitam a:

- Ascite
- Interposição do cólon
- Hipertensão portal
- Varizes gástricas
- Peritonite
- Obesidade mórbida

### **ADVERTÊNCIAS**

A colocação do tubo de alimentação poderá provocar pneumonia por aspiração.

### **PRECAUÇÕES**

- Recomenda-se a orientação imagiológica durante a utilização deste produto.
- Este produto destina-se a ser utilizado por médicos experientes e com formação em técnicas percutâneas de diagnóstico e intervenção. Devem ser empregues técnicas padrão.
- Antes de utilizar, certifique-se de que o dispositivo de gastrostomia a inserir passa pelo lúmen da bainha Peel-Away do conjunto.

### **RECOMENDAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

Tamanho IPSPG	Introdutor Peel-Away	Tubo de gastrostomia recomendado
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

### **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**NOTA:** Antes de utilizar os componentes deste conjunto, é necessário colocar os dispositivos de fixação de gastropexia e obter acesso percutâneo ao estômago através da parede abdominal.

1. Sob visualização fluoroscópica ou endoscópica, insira e faça avançar o fio guia de 0,038 inch e 100 cm através da cânula da agulha introdutora percutâneo. Faça avançar o fio guia o suficiente para garantir que a parte flexível do fio guia está no interior do estômago, bastante para lá do trajeto de inserção.
2. Mantendo a posição do fio guia, extraia e remova a cânula da agulha.
3. Utilize um bisturi para criar uma dermatotomia ao longo do fio guia no local de inserção, estendendo através do tecido subcutâneo e fáscia.
4. Ative o revestimento hidrófilo dos dilatadores, limpando-os com uma compressa de gaze impregnada em soro fisiológico ou água estéril. Mantenha-os humedecidos durante a utilização.
5. Mantendo a posição do fio guia, faça avançar o dilatador de diâmetro mais pequeno sobre o fio e através do trajeto. Faça avançar o dilatador até o seu diâmetro completo atravessar o trajeto.

**NOTA:** Não faça avançar a ponta do dilatador para além da extremidade distal do fio guia.

6. Mantendo a posição do fio guia, remova o dilatador.
7. Repita o passo 5 com os dilatadores restantes, avançando do menor diâmetro para o maior. **NOTA:** Quando utilizar o conjunto IPSPG-L, o dilatador de 24 Fr é opcional ao colocar a bainha de 22 Fr.
8. Assim que o dilatador final for removido, insira o introdutor Peel-Away de tamanho adequado sobre o fio guia, mantendo a posição do fio guia. **NOTA:** Consulte na secção Recomendações sobre o produto o tubo de gastrostomia a ser utilizado.

9. Confirme endoscópica ou fluoroscópicamente que a extremidade distal da bainha Peel-Away atravessou o trajeto percutâneo e está posicionada no estômago.
10. Mantendo a posição da bainha Peel-Away, remova o dilatador e o fio guia.
11. Coloque o dispositivo de gastrostomia através da bainha Peel-Away e posicione o dispositivo no estômago.
12. Mantendo a posição do dispositivo de gastrostomia, agarre os braços da bainha Peel-Away e separe o material da bainha enquanto retira o material.
13. Ative o mecanismo de fixação do dispositivo de gastrostomia.
14. Continue com o procedimento seguindo as instruções do dispositivo de gastrostomia a ser utilizado.

## APRESENTAÇÃO

Fornecido esterilizado pelo gás óxido de etileno em embalagens de abertura fácil. Destina-se a uma única utilização. Estéril desde que a embalagem não esteja aberta nem danificada. Se tiver alguma dúvida quanto à esterilidade do produto, não o utilize. Guardar num local protegido da luz, seco e fresco. Evitar a exposição prolongada à luz. Depois de retirar o produto da embalagem, inspecione-o para se certificar de que não ocorreram danos.

## REFERÊNCIAS

Estas instruções de utilização baseiam-se na experiência de médicos e/ou na respetiva literatura publicada. Consulte o representante local de vendas da Cook para obter informações sobre a literatura disponível.

SVENSKA

## ENTUIT® START GASTROSTOMISET FÖR INITIAL PLACERING

**VAR FÖRSIKTIG: Enligt federal lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av eller på ordination från en läkare (eller korrekt legitimerad praktiker).**

## BESKRIVNING

Entuit Start gastrostomiset för initial placering består av flera dilatatorer, en eller flera införare för Peel-Away-hylsor med dilatator(er) och en 0,038 inch, 100 cm lång ledare.

## AVSEDD ANVÄNDNING

Entuit Start gastrostomiset för initial placering är avsett att hjälpa läkaren med den initiala insättningen av matningsslangarna vid en gastrostomi endast hos vuxna patienter.

## KONTRAIKATIONER

Kontraindikationer omfattar, men är inte begränsade till:

- Ascites
- Interposition av colon
- Portal hypertension
- Gastriska varicer
- Peritonit
- Morbid obesitas

## VARNINGAR

Aspirationspneumoni kan resultera efter placering av matningsslang.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Vägledning med bildåtergivning rekommenderas vid användning av denna produkt.
- Denna produkt är avsedd att användas av läkare med utbildning i och erfarenhet av perkutana diagnostiska och interventionella tekniker. Standardtekniker bör tillämpas.
- Före användning ska det säkerställas att gastrostomianordningen som ska föras in passar genom lumen på Peel-Away-hylsan i setet.

## PRODUKTRREKOMMENDATIONER

IPSG-storlek	Peel-Away introducer	Rekommenderad gastrostomislang
S	PLVW-16.0-38	12 Fr, 14 Fr
M	PLVW-18.0-38	16 Fr
M	PLVW-20.0-38	18 Fr
L	PLVW-22.0-38	20 Fr
L	PLVW-26.0-38	22 Fr, 24 Fr

## BRUKSANVISNING

**OBS!** Innan man kan använda komponenterna i detta set måste man placera fästnanordningar för gastropexi och få perkutant tillträde till magsäcken genom bukväggen.

1. För in och för fram ledaren på 0,038 inch, 100 cm, med hjälp av fluoroskopisk eller endoskopisk visualisering, genom den perkutana

introducernålkanalen. För fram ledaren tillräckligt långt så att den flexibla delen av ledaren alldeles säkert är inuti magsäcken och har passerat införingskanalen helt och hållet.

2. Bibehåll läget på ledaren, dra tillbaka och avlägsna nålkanalen.
3. Använd en skalpell för att längs med ledaren på införingsstället göra en hudincision som löper genom den subkutana vävnaden och fascian.
4. Aktivera den hydrofila beläggningen på dilatatorerna genom att torka av dem med en svamp av gasväv som är indränkt i koksaltlösning eller sterilt vatten. Håll våt under användning.
5. Medan ledaren hålls på plats ska dilatatorn med den minsta diametern föras fram över ledaren och tvärs över kanalen. För fram dilatatorn tills dilatatorns hela diameter har passerat genom kanalen.  
**OBS!** För inte fram dilatatorns spets förbi den distala änden på ledaren.
6. Avlägsna dilatatorn medan ledaren hålls på plats.
7. Upprepa steg 5 med de återstående dilatatorerna. Börja med den minsta diametern och öka stegvis till den största. **OBS!** När IPSTG-L-setet används är det valfritt att använda 24 Fr-dilatatorn vid placering av 22 Fr-hylsan.
8. Så snart den sista dilatatorn har avlägsnats ska du föra in en Peel-Away introducer av lämplig storlek över ledaren medan ledaren hålls på plats.  
**OBS!** Se avsnittet Produktrekommendationer för rekommenderad gastrostomislång som ska användas.
9. Bekräfta via fluoroskopi eller endoskopi att Peel-Away-hylsans distala ände har gått igenom den perkutana kanalen och är placerad inuti magsäcken.
10. Avlägsna dilatatorn och ledaren medan Peel-Away-hylsan hålls på plats.
11. Placera gastrostomianordningen genom Peel-Away-hylsan och sätt anordningen på plats inuti magsäcken.
12. Fatta tag i Peel-Away-hylsans armar medan gastrostomianordningen hålls på plats och separera hylsmaterialet medan materialet dras ut.
13. Aktivera gastrostomianordningens fästmekanism.
14. Fortsätt med ingreppet enligt de anvisningar som gäller för den gastrostomianordning som används.

## LEVERANSFORM

Levereras i etylenoxidgassteriliserade "peel-open"-förpackningar. Endast avsedd för engångsbruk. Steril såvida förpackningen är oöppnad och oskadad. Använd inte produkten om det är tveksamt att produkten är steril. Förvaras mörkt, torrt och svalt. Undvik långvarig exponering för ljus. Inspektera produkten vid upppackningen för att säkerställa att den inte är skadad.

## REFERENSER

Denna bruksanvisning baseras på erfarenhet från läkare och (eller) deras publicerade litteratur. Kontakta din lokala Cook-återförsäljare för information om tillgänglig litteratur.









A symbol glossary can be found at  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

Der findes en symbolforklaring på  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

Eine Symbollegende finden Sie auf  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

Ένα γλωσσάρι των συμβόλων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

En <https://cookmedical.com/symbol-glossary> puede consultarse  
un glosario de símbolos

Pour un glossaire des symboles, consulter le site Web  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

Un glossario dei simboli si può trovare nel sito  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

Een verklarende lijst van symbolen is te vinden op  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

Existe um glossário de símbolos em  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>

En symbolordlista finns på  
<https://cookmedical.com/symbol-glossary>



**MANUFACTURER**

COOK INCORPORATED

750 Daniels Way

Bloomington, IN 47404 U.S.A.