

EN

3

Universa® Firm Ureteral Stents and Stent Sets

Instruction for Use

CS

6

Tvrdé ureterální stenty a sady stentů Universa®

Návod k použití

DA

9

Universa® faste ureterstents og stentsæt

Brugsanvisning

DE

12

Feste Universa® Ureterstents und Stent-Sets

Gebrauchsanweisung

EL

15

Άκαμπτες ενδοπροσθέσεις ουρητήρα και σετ άκαμπτων ενδοπροσθέσεων ουρητήρα Universa®

Οδηγίες χρήσης

ES

18

Stents y equipos de stents uretrales rígidos Universa®

Instrucciones de uso

FR

21

Endoprothèses urétérales et sets d'endoprothèses urétérales rigides Universa®

Mode d'emploi

HU

24

Universa® kemény ureterális sztentek és sztentkészletek

Használati utasítás

IT

27

Stent e set con stent ureterale rigido Universa®

Istruzioni per l'uso

NL

30

Universa® harde ureterale stents en stentsets

Gebruiksaanwijzing

NO

33

Universa® faste ureterstenter og stentsett

Bruksanvisning

PL

36

Sztywne stenty moczowodowe Universa®, pojedyncze i w zestawach

Instrukcja użycia

PT

39

Stents ureterais rígidos e Conjuntos de stents Universa®

Instruções de utilização

SV

42

Universa® styva uretärstentar och stentset

Bruksanvisning



UNIVERSA® FIRM URETERAL STENTS AND STENT SETS

CAUTION: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (or a properly licensed practitioner).

DEVICE DESCRIPTION

The Universa Firm Ureteral Stents and Stent Sets are flexible tubular devices made from radiopaque polyurethane, with hydrophilic coating. Each end of the Universa Firm Ureteral Stent consists of a curled pigtail. Sideports are placed on each end of the stent, including on the pigtails of the stent. A braided or monofilament tether for repositioning and removal of the device is located on the proximal pigtail of the stent. Graduation marks are located on the stent to provide visualization during stent advancement and placement.

The Universa Firm Ureteral Stent Set includes (set components may vary):

- Radiopaque double pigtail stent with tether
- Stainless steel wire guide with PTFE coating
- Stent positioner with radiopaque tip
- Pigtail straightener

INTENDED USE

The Universa Firm Ureteral Stents and Stent Sets are used for temporary internal drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. Ureteral stents have been used to relieve obstruction in a variety of benign, malignant and post-traumatic conditions. The stents may be placed using endoscopic, percutaneous or open surgical techniques. Universa Firm Stents are not intended to remain indwelling more than twelve months.

CONTRAINDICATIONS

None known

WARNINGS

- After use this device may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with acceptable medical practices and with applicable local, state and federal laws and regulations.
- Formation of knots in multi-length stents may occur. This may result in injury to the ureter during removal and/or the need for additional surgical intervention. The presence of a knot should be considered if significant resistance is encountered during attempts at removal.

PRECAUTIONS

- The potential effects of phthalates on pregnant/nursing women or children have not been fully characterized and there may be concern for the reproductive and developmental effects.
- These stents are not intended as permanent indwelling devices.
- **The tether should be removed if the stent is to remain indwelling longer than 14 days.**
- Do not force components during removal or replacement. Carefully remove the components if any resistance is encountered.
- A pregnant patient must be more closely monitored for possible stent encrustation due to calcium supplements.
- Improper handling can seriously weaken the stent. Acute bending or overstressing during placement may result in subsequent separation of the stent at the point of stress after a prolonged indwelling period.
- Angulation of the wire guide or stent should be avoided. Use of a 0-degree scope lens is recommended. Scopes larger than 21.0 French are suggested.
- Individual variations of interaction between stents and the urinary system are unpredictable.
- Ureteral stents should be checked periodically for signs of encrustation and proper function. Periodic checks of the stent by cystoscopic and /or radiographic procedures are recommended at intervals deemed to be appropriate by the physician in consideration of the individual patient's condition and other patient specific factors. The stent is not intended as a permanent indwelling device which should not exceed twelve months.
- Use of the device should be based upon consideration of risk-benefit factors as they apply to your patient.

POTENTIAL ADVERSE EVENTS

Complications of ureteral stent placement are documented. These complications include, but are not limited to:

- Extravasations
- Occlusion
- Migration
- Hemorrhage
- Sepsis
- Perforation of the urinary tract
- Peritonitis
- Encrustation
- Urinary tract infection
- Loss of renal function.

PRODUCT RECOMMENDATIONS

If no wire guide is provided with this set, the following is recommended:

- 5.0 French stents accept .035"
- 6.0 French stents accept .038"
- 7.0 French stents accept .038"
- 8.0 French stents accept .038"

MRI SAFETY INFORMATION



Nonclinical testing has demonstrated that the Universa Ureteral Firm Stents are **MR Conditional** according to ASTM F2503. A patient with this device may be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 tesla or 3.0 tesla only
- Maximum spatial gradient magnetic field of 1600 gauss/cm (16.0 T/m) or less
- Maximum MR system reported, whole-body-averaged specific absorption rate (SAR) of < 2.0 W/kg (Normal Operating Mode) for 15 minutes of continuous scanning

Under the scan conditions defined above, Universa Firm Ureteral Stents are expected to produce a maximum temperature rise of 1.6°C after 15 minutes of continuous scanning.

The image artifact extends approximately 7 mm for the Universa Firm Ureteral Stents as found during nonclinical testing when imaged with a gradient echo pulse sequence and a 3.0 tesla MR system. The image artifact obscures the device lumen.

INSTRUCTIONS FOR USE

Endoscopic Placement

NOTE: Prior to use, immerse stent in sterile water or isotonic saline to allow the hydrophilic surface to absorb water and become lubricious. This will ease placement under standard conditions.

1. Pass a flexible wire guide tip to the renal pelvis.
2. Using a baseline pyelogram, estimate the proper stent length; add 1 cm to that estimated ureteral measurement. Accurate measurement enhances drainage efficiency and patient comfort.
3. Pass the stent over the wire guide through the cystoscope. Under direct vision, advance the stent into the ureter with the stent positioner. Have an assistant hold the wire guide in position to prevent advancement of the wire guide into the renal parenchyma.
4. Watch for the distal ink band of the stent to appear at the ureterovesical junction. At that point, halt advancement of the stent.

5. As an assistant removes the wire guide, hold the stent in position with the positioner. The stent pigtail will form spontaneously.
6. Carefully remove the positioner from the cystoscope.

NOTE: If necessary, final adjustment can be made with endoscopic forceps.

NOTE: The stent may be removed easily by gentle withdrawal traction using endoscopic forceps.

NOTE: Fluoroscopy facilitates stent placement; however, standard radiography may be used.

If problems occur using this device, please call your Cook sales representative or contact our Customer Relations Department.

HOW SUPPLIED

Supplied sterilized by ethylene oxide gas in peel-open packages. Intended for one-time use. Sterile if package is unopened and undamaged. Do not use the product if there is doubt as to whether the product is sterile. Store in a dark, dry, cool place. Avoid extended exposure to light. Upon removal from package, inspect the product to ensure no damage has occurred.

REFERENCES

These instructions for use are based on experience from physicians and (or) their published literature. Refer to your local Cook sales representative for information on available literature.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

TVRDÉ URETERÁLNÍ STENTY A SADY STENTŮ UNIVERSA®

POZOR: Federální zákony USA dovolují prodej tohoto prostředku pouze lékařům nebo na předpis lékaře (nebo kvalifikovaného zdravotníka s licencí).

POPIS PROSTŘEDKU

Tvrdé ureterální stenty a sady stentů Universa jsou ohebná tubulární zařízení vyrobená z rentgenokontrastního polyuretanu s hydrofilním povlakem. Každý konec tvrdého ureterálního stentu Universa sestává ze zakrouceného pigtailu. Na obou koncích stentu, včetně pigtailů, jsou umístěny postranní porty. Splétané nebo jednovláknové vláknko pro přemístění a odstranění zařízení je umístěno na proximálním pigtailu stentu. Na stentu jsou umístěny stupňovací značky pro vizualizaci při posouvání a umisťování stentu.

Sada tvrdých ureterálních stentů Universa obsahuje (komponenty sady se mohou lišit):

- Rentgenokontrastní double pigtail stent s vláknem
- Vodicí drát z nerezové oceli potažený PTFE
- Polohovač stentu s rentgenokontrastním hrotom
- Napřímovací pigtailu

URČENÉ POUŽITÍ

Tvrdé ureterální stenty a sady stentů Universa se používají k dočasné vnitřní drenáži z pelviureterální junkce do močového měchýře. Ureterální stenty se používají ke zmírnění obstrukce v řadě benigních, maligních i pouzazových stavů. Stenty lze zavádět endoskopicky, perkutánně nebo při otevřené operaci. Tvrdé stenty Universa nejsou určeny k tomu, aby byly ponechány zavedené déle než dvanáct měsíců.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známa

VAROVÁNÍ

- Po použití může být zařízení potenciálně biologicky nebezpečné. Manipulujte s ním a likvidujte ho v souladu se zavedenou lékařskou praxí a příslušnými místními, státními a federálními zákony a předpisy.
- U stentů s variabilní délkou může dojít k vytvoření uzlů. To může způsobit poranění ureteru při odstranění a/nebo potřebu dalšího chirurgického zákroku. Pokud při pokusu o odstranění narazíte na významný odpor, zvažte možnost přítomnosti uzlu.

UPOZORNĚNÍ

- Potenciální úinky ftalátů na těhotné/kojící ženy a děti nejsou zcela určeny a mohou existovat obavy z reprodukčních a vývojových účinků.
- Tyto stenty nejsou určeny k trvalému zavedení do těla.
- **Vláknko se musí vyjmout, pokud má stent zůstat zavedený v těle déle než 14 dnů.**
- Při odstraňování nebo výměně součástí nepoužívejte nadměrnou sílu. Narazíte-li na odpor, opatrně součásti vyjměte.
- U těhotných pacientek je nutné stav monitorovat častěji, neboť může dojít k inkrustaci stentu v důsledku podávání kalciových doplňků.
- Nesprávná manipulace může stent závažným způsobem oslabit. Prudké ohnutí nebo nadměrné napětí během zavádění mohou vést k následnému rozložení stentu v místě namáhání po delší době zavedení v těle.
- Je nutné zamezit zlomení vodicího drátu nebo stentu. Doporučuje se použití endoskopu s přímou optikou (0 stupňů). Doporučuje se použití endoskopů větších než 21,0 Fr.
- Individuální rozdílnosti interakci mezi stentem a močovým systémem nelze předpovědět.
- Ureterální stenty je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska správné funkce a známek inkrustace. Jsou doporučeny pravidelné kontroly stentu cystoskopickými a/nebo radiologickými postupy v intervalech, které lékař považuje za vhodné vzhledem ke stavu daného pacienta a dalším faktorům specifickým pro pacienta. Stent není určen jako prostředek pro trvalé zavedení a nesmí zůstat v těle déle než dvanáct měsíců.

- Použití tohoto prostředku má být založeno na zhodnocení poměru rizika a přínosu u konkrétního pacienta.

POTENCIÁLNÍ NEZÁDOUCÍ PŘÍHODY

Komplikace spojené s umístěním ureterálního stentu jsou dokumentovány. Mezi tyto komplikace mimo jiné patří:

- extravazace
- okluze
- migrace
- krváčení
- sepsa
- perforace močových cest
- peritonitida
- inkrustace
- infekce močových cest
- ztráta funkce ledvin

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU

Pokud s touto soupravou nebyl dodán vodicí drát, doporučujeme následující:

- stenty 5,0 Fr jsou vhodné pro rozměr 0,035 inch;
- stenty 6,0 Fr jsou vhodné pro rozměr 0,038 inch;
- stenty 7,0 Fr jsou vhodné pro rozměr 0,038 inch;
- stenty 8,0 Fr jsou vhodné pro rozměr 0,038 inch.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI PŘI VYŠETŘENÍ MRI



Neklinické testy prokázaly, že tvrdé ureterální stenty Universa jsou **podmíněně bezpečné při vyšetření MRI (MR Conditional)** podle definice ASTM F2503. Pacient s tímto prostředkem může být bezpečně snímkován systémem MRI splňujícím tyto podmínky:

- Statické magnetické pole pouze o síle 1,5 tesla nebo 3,0 tesla.
- Maximální prostorový gradient magnetického pole 1 600 gaussů/cm (16,0 t/m) nebo méně.
- Maximální hodnota měrného absorbovaného výkonu přeponičeného na celé tělo (SAR) < 2,0 W/kg (v normálním provozním režimu) označená MRI systémem za 15 minut nepřetržitého snímkování.

Za výše uvedených podmínek snímkování se očekává maximální zvýšení teploty způsobené tvrdými ureterálními stenty Universa 1,6 °C za 15 minut nepřetržitého snímkování.

Při neklinickém testu ve snímku pořízeném MRI systémem o 3,0 tesla s pulzní sekvencí gradient echo artefakt obrazu zasahoval přibližně 7 mm od tvrdých ureterálních stentů Universa. Artefakt obrazu zakrývá lumen prostředku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Endoskopické zavedení

POZNÁMKA: Před použitím ponořte stent do sterilní vody nebo do sterilního fyziologického roztoku tak, aby hydrofilní povlak mohl absorbovat vodu a lubrikovat se. To usnadní umístění za standardních podmínek.

- Zaveděte flexibilní hrot vodicího drátu do renální pávničky.
- Na základě vstupního pyelogramu zvolte správnou délku stentu; k této odhadnuté délce ureteru přidejte 1 cm. Přesné měření zlepšuje účinnost drenáže a pohodlí pacienta.
- Zavádějte stent po vodicím drátu skrze cystoskop. Zrakem kontrolujte zavádění stentu do ureteru pomocí polohovače stentu. Asistující lékař drží vodicí drát na místě tak, aby nedošlo k posunu vodicího drátu do renálního parenchymu.

4. Počkejte, až se distální značící proužek stentu objeví v ureterovezikální junkci. V tomto bodě pozastavte zavádění stentu.
5. Když asistující lékař vyjmá vodící drát, jistěte polohu stentu pomocí polohovače. Pigtail stentu se vytvoří spontánně.
6. Opatrně vyjměte polohovač z cystoskopu.

POZNÁMKA: V případě potřeby lze upravit konečnou polohu endoskopickými kleštěmi.

POZNÁMKA: Stent lze snadno odstranit šetrným vytažením endoskopickými kleštěmi.

POZNÁMKA: Umístění stentu usnadňuje skiaskopická kontrola; lze však použít i standardní rentgenové snímky.

Pokud se při použití tohoto zařízení vyskytnou problémy, zavolejte prodejnímu zástupci společnosti Cook nebo kontaktujte naše oddělení pro styk se zákazníky.

STAV PŘI DODÁNÍ

Výrobek je dodáván v odtrhovacím obalu a je sterilizován plynným ethylenoxidem. Určeno pro jednorázové použití. Sterilní, pokud obal není otevřený ani poškozený. Nepoužívejte výrobek, pokud existují pochybnosti o jeho sterilitě. Skladujte na tmavém, suchém a chladném místě. Zamezte dlouhodobému vystavení světlu. Po vyjmutí z obalu výrobek prohlédněte a ujistěte se, že není poškozený.

LITERATURA

Tento návod k použití je založen na zkušenostech lékařů a (nebo) na jejich publikované odborné literatuře. S otázkami na dostupnou literaturu se obrátěte na svého nejbližšího obchodního zástupce společnosti Cook.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

UNIVERSA® FASTE URETERSTENTS OG STENTSÆT

FORSIGTIG: I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af en læge (eller autoriseret behandler) eller efter dennes anvisning.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Universa faste ureterstents og stentsæt er fleksible tubulære produkter, som er fremstillet af røntgenfast polyurethan, med hydrofil coating. Hver ende af en Universa fast ureterstent består af en snoet grisehale. Der er placeret sidehuller på hver ende af stenten, inklusive på stentens grisehaler. Der sidder en flettet eller en monofilament-fikseringstråd til omplacering og fjernelse af produktet på stentens proksimale grisehale. Der er placeret målestreger på stenten for at give mulighed for visualisering under stentfremføring og -anlæggelse.

Universa fast ureterstentsæt indeholder (sætkomponenterne kan variere):

- Røntgenfast stent med dobbelt grisehale med fikseringstråd
- Kateterledder af rustfrit stål med PTFE-coating
- Stentanlæggelsesenhed med røntgenfast spids
- Grisehaleudretter

TILSIGTET ANVENDELSE

Universa faste ureterstents og stentsæt anvendes til temporær intern drænage fra den ureteropelvine overgang til blæren. Ureterstents har været anvendt til at afhjælpe obstruktioner i forbindelse med en række benigne, maligne og posttraumatiske forhold. Stentene kan placeres ved hjælp af endoskopiske, percutane eller åbne kirurgiske teknikker. Universa faste stents er ikke beregnet til at være inddragt længere end tolv måneder.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendte

ADVARSLER

- Efter brug kan produktet udgøre en potentiel biologisk fare. Håndtér og bortskaft produktet i overensstemmelse med acceptabel medicinsk praksis og gældende lokale, statslige og føderale love og bestemmelser.
- Der kan forekomme knudedannelse i stents med variabel længde. Dette kan føre til beskadigelse af ureter under fjernelse og/eller behov for yderligere kirurgisk intervention. Tilstedeværelsen af en knude bør overvejes, hvis der mærkes væsentlig modstand under forsøg på fjernelse.

FORHOLDSREGLER

- Den potentielle virkning af phthalater på gravide/ammende kvinder eller børn er ikke undersøgt til fulde, og der kan være risiko for reproduktive og udviklingsmæssige effekter.
- Disse stents er ikke beregnet som permanent inddragte produkter.
- **Fikseringstråden skal fjernes, hvis stenten skal være inddragt i mere end 14 dage.**
- Komponenterne må ikke tvinges i forbindelse med fjernelse eller udskiftning. Såfremt der mærkes modstand, fjernes komponenterne forsigtigt.
- En gravid patient skal monitoreres nøje for eventuelle belægninger på stenten pga. kalktilskud.
- Ukorrekt håndtering kan svække stenten i alvorlig grad. Akut bukning eller overbelastning under placering kan medføre efterfølgende brud på stenten ved belastningspunktet, når stenten har været inddragt i længere tid.
- Det bør undgås at danne vinkel på kateterledderen eller stenten. Det anbefales at anvende et 0-graders skop. Det foreslås at anvende skoper, der er større end 21,0 Fr.
- Det er ikke muligt at forudsige individuelle variationer i interaktionen mellem stents og urinsystemet.
- Ureterstents skal kontrolleres regelmæssigt for tegn på belægninger og korrekt funktion. Det anbefales at kontrollere stenten regelmæssigt ved hjælp af cystoskopiske og/eller radiografiske indgreb med mellemrum, som lægen anser for hensigtsmæssige under hensyntagen til den enkelte patients tilstand og andre patientspecifikke faktorer. Stenten er ikke beregnet som et permanent inddragt produkt, og den bør ikke være inddragt længere end tolv måneder.

- Anvendelse af dette produkt bør ske på grundlag af en afvejning af risici og fordele for patienten.

MULIGE UØNSKEDE HÆNDELSER

Der er dokumenteret komplikationer i forbindelse med anlæggelse af ureterstents. Disse komplikationer omfatter, men er ikke begrænset til:

- Ekstravasationer
- Okklusion
- Migration
- Hæmoragi
- Sepsis
- Perforation af urinvejen
- Peritonitis
- Belægning
- Urinvejsinfektion
- Tab af nyrefunktion.

PRODUKTANBEFALINGER

Hvis der ikke leveres en kateterleder med dette sæt, anbefales følgende:

- 5,0 Fr stents passer til 0,035 inch
- 6,0 Fr stents passer til 0,038 inch
- 7,0 Fr stents passer til 0,038 inch
- 8,0 Fr stents passer til 0,038 inch

SIKKERHEDSOPLYSNINGER FOR MR-SCANNING



Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Universa faste ureterstents er **MR conditional** i overensstemmelse med ASTM F2503. Det er sikkert for en patient med dette produkt at blive scannet i et MR-system, der opfylder følgende betingelser:

- Kun statisk magnetfelt på 1,5 Tesla eller 3,0 Tesla
- Maksimal rumlig magnetfelt gradient på 1600 Gauss/cm (16,0 T/m) eller mindre
- MR-system-rapporteret maksimal gennemsnitlig specifik absorptionsrate (SAR) for hele kroppen på < 2,0 W/kg (normal driftsfunktion) ved 15 minutters fortsat scanning

Under de ovenfor angivne scanningsbetingelser forventes Universa faste ureterstents at frembringe en maksimal temperaturstigning på 1,6 °C efter 15 minutters kontinuerlig scanning.

Billedartefaktet strækker sig ca. 7 mm fra Universa faste ureterstents, hvilket blev påvist under ikke-klinisk afprøvning ved brug af en gradient ekko-pulssekvens og et 3,0 Tesla MR-scanningssystem. Billedartefaktet skjuler produktkets lumen.

BRUGSANVISNING

Endoskopisk anlæggelse

BEMÆRK: Før brug lægges stenten i sterilt vand eller isotonisk saltvand, således at den hydrofile overflade kan absorbere vand og dermed blive glat. Dette vil lette anlæggelsen under normale forhold.

1. For en fleksibel kateterlederspids frem til nyrepelvis.
2. Ved hjælp af et basislinje pyelogram estimeres den korrekte stentlængde. Der lægges 1 cm til det estimerede ureterale mål. Præcis måling øger dræneffektiviteten og patientens velbefindende.

3. Før stenten over kateterlederen gennem cystoskopet. Før stenten frem og ind i ureter med stentanlæggelsenheden under direkte syn. En assistent skal holde kateterlederen på plads for at forhindre, at kateterlederen føres ind i nyreparenchym.
4. Hold udvikig efter det distale blækbånd på stenten, når det kommer til syne i den ureteroovesicale overgang. På dette punkt standses fremføringen af stenten.
5. Idet en assistent fjerner kateterlederen, holdes stenten på plads ved hjælp af stentanlæggelsenheden. Stentens grisehale dannes nu spontant.
6. Fjern forsigtigt anlæggelsenheden fra cystoskopet.

BEMÆRK: Om nødvendigt kan endelig justering foretages med en endoskopisk tang.

BEMÆRK: Stenten kan let fjernes ved forsigtigt at trække tilbage med en endoskopisk tang.

BEMÆRK: Gennemlysnings letter stentanlæggelse. Standard radiografi kan dog anvendes.

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af dette produkt, kontaktes den lokale salgsrepræsentant for Cook eller kundeserviceafdelingen.

LEVERING

Leveres steriliseret med ethylenoxid i peel-open pakninger. Beregnet til engangsbrug. Steril, hvis pakningen er uåbnet eller ubeskadiget. Produktet må ikke bruges, hvis der er tvivl om produktets sterilitet. Opbevares mørkt, tørt og køligt. Undgå eksponering for lys i længere tid. Inspicér produktet efter udtagning fra pakningen for at sikre, at produktet ikke er beskadiget.

REFERENCER

Denne brugsanvisning er baseret på lægers erfaring og (eller) lægers publicerede litteratur. Kontakt den lokale salgsrepræsentant for Cook for at få information om tilgængelig litteratur.

T.W. Hepperlen, H.K.Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

FESTE UNIVERSA® URETERSTENTS UND STENT-SETS

VORSICHT: Laut US-Gesetzgebung darf dieses Instrument nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden.

BESCHREIBUNG DES INSTRUMENTS

Bei den festen Universa Ureterstents und Stent-Sets handelt es sich um flexible röhrenförmige Instrumente aus röntgendichtem Polyurethan, mit hydrophiler Beschichtung. Beide Enden des festen Universa Ureterstents weisen einen gewundenen Pigtail auf. An beiden Enden des Stents, einschließlich an den Pigtails des Stents, befinden sich Seitenlöcher. Für die Neupositionierung und Entfernung des Instruments befindet sich ein geflochtener oder Monofilament-Rückholfaden am proximalen Pigtail des Stents. Beim Vorschieben und Platzieren des Stents sorgen auf dem Stent befindliche Teilstriche für bessere Sichtbarkeit.

Inhalt des festen Universa Ureterstent-Sets (Setkomponenten können variieren):

- Röntgendichter Doppelpigtail-Stent mit Rückholfaden
- PTFE-beschichteter Führungsdrat aus Edelstahl
- Stent-Positionierer mit röntgendichter Spitze
- Pigtail-Strecker

VERWENDUNGSZWECK

Die festen Universa Ureterstents und Stent-Sets werden zur vorübergehenden internen Drainage vom pyeloureteralen Übergang in die Blase verwendet. Ureterstents werden zur Beseitigung von Obstruktionen infolge gutartiger, bösartiger oder posttraumatischer Veränderungen eingesetzt. Die Stents können mittels endoskopischer, perkutaner oder offen-chirurgischer Verfahren eingebracht werden. Feste Universa Stents dürfen nicht länger als zwölf Monate verweilen.

KONTRAINDIKATIONEN

Keine bekannt

WARNHINWEISE

- Nach dem Gebrauch kann dieses Instrument eine biologische Gefahrenquelle darstellen. Die Handhabung und Entsorgung hat in Übereinstimmung mit anerkannten medizinischen Praktiken und geltender lokaler, Landes- und Bundesgesetzgebung zu erfolgen.
- Bei Stents mit variabler Länge kann es zur Bildung von Knoten kommen. Dadurch kann der Ureter beim Entfernen verletzt und/oder eine weitere chirurgische Intervention erforderlich werden. Wenn bei Entfernungsversuchen ein erheblicher Widerstand auftritt, sollte das Vorhandensein eines Knotens in Betracht gezogen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die möglichen Wirkungen von Phthalaten auf schwangere bzw. stillende Frauen sowie Kinder sind nicht vollständig erforscht. Eventuell sind Auswirkungen auf Fortpflanzung und Entwicklung zu befürchten.
- Diese Stents sind nicht als bleibende Verweilstents gedacht.
- **Der Rückholfaden sollte entfernt werden, wenn der Stent länger als 14 Tage im Körper verbleiben soll.**
- Beim Entfernen oder Austausch von Komponenten keine Gewalt anwenden. Komponenten bei Widerstand besonders vorsichtig entfernen.
- Schwangere müssen noch aufmerksamer überwacht werden, da es aufgrund von Calcium-Substitutionen zu Stent-Inkrustationen kommen kann.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann den Stent ernsthaft beschädigen. Zu starkes Biegen oder Deformieren während der Platzierung kann auch nach längerer Verweildauer zu einem Bruch des Stents an der beanspruchten Stelle führen.
- Ein Abknicken des Führungsdräts oder des Stents ist zu vermeiden. Die Verwendung eines Endoskops mit 0-Grad-Optik wird empfohlen. Das Endoskop sollte einen Durchmesser von mehr als 21,0 Fr haben.
- Individuelle Wechselwirkungen zwischen Stent und Harnorganen sind nicht vorhersehbar.

- Ureterstents sollten regelmäßig auf Anzeichen von Inkrustrationen und einwandfreie Funktion überprüft werden. Regelmäßige Überprüfungen des Stents mittels zystoskopischer und/oder radiographischer Verfahren werden in Abständen empfohlen, die der Arzt unter Berücksichtigung des individuellen Zustands des Patienten und anderer patientenspezifischer Faktoren als angemessen erachtet. Der Stent ist nicht als permanenter Verweilstent vorgesehen und darf nicht länger als zwölf Monate im Körper verbleiben.
- Die Anwendung dieses Instruments sollte unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung für den Patienten erfolgen.

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

Komplikationen bei der Platzierung von Ureterstents sind dokumentiert. Weitere Komplikationen umfassen u. a.:

- Extravasation
- Verschluss
- Migration
- Hämorrhagie
- Sepsis
- Perforation des Harntraktes
- Peritonitis
- Inkrustration
- Harnwegsinfektion
- Verlust der Nierenfunktion.

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

Wenn diesem Set kein Führungsdräht beiliegt, ist Folgendes zu beachten:

- Stents der Größe 5,0 Fr sind mit Führungsdrähten von 0,035 Inch Durchmesser kompatibel
- Stents der Größe 6,0 Fr sind mit Führungsdrähten von 0,038 Inch Durchmesser kompatibel
- Stents der Größe 7,0 Fr sind mit Führungsdrähten von 0,038 Inch Durchmesser kompatibel
- Stents der Größe 8,0 Fr sind mit Führungsdrähten von 0,038 Inch Durchmesser kompatibel

MRT-SICHERHEITSINFORMATIONEN



Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass die festen Universa Ureterstents gemäß ASTM F2503 **bedingt MR-sicher** sind. Ein Patient mit diesem Produkt kann in einem MR-System, das folgende Voraussetzungen erfüllt, sicher gescannt werden:

- Statisches Magnetfeld nur von 1,5 Tesla bzw. 3,0 Tesla
- Räumliches Magnet-Gradientenfeld von höchstens 1600 Gauss/cm (16,0 T/m)
- Maximale, vom MR-System angezeigte und über den ganzen Körper gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von < 2,0 W/kg (normaler Betriebsmodus) bei einer kontinuierlichen Scandauer von 15 Minuten

Unter den oben beschriebenen Scanbedingungen dürften feste Universa Ureterstents nach einer kontinuierlichen Scandauer von 15 Minuten einen maximalen Temperaturanstieg von 1,6 °C ergeben.

Wie bei nicht-klinischen Tests mit einer Impulssequenz mit Gradientenecho und einem MR-System von 3,0 Tesla festgestellt wurde, erstreckt sich das Bildartefakt um ca. 7 mm von den festen Universa Ureterstents. Das Bildartefakt verdeckt das Lumen des Produkts.

ANLEITUNG ZUM GEBRAUCH

Endoskopische Platzierung

HINWEIS: Den Stent vor der Anwendung in steriles Wasser oder isotonische Kochsalzlösung tauchen, damit die hydrophile Oberfläche Flüssigkeit aufnehmen kann und gleitfähig wird. Dadurch wird die Platzierung unter Standardbedingungen erleichtert.

1. Einen flexiblen Führungsdraht zum Nierenbecken schieben.
2. Anhand des Ausgangs-Pyelogramms die richtige Stentlänge abschätzen und zur geschätzten Ureterlänge 1 cm addieren. Genaue Messungen verbessern nicht nur die Wirksamkeit der Drainage, sondern erhöhen auch das Wohlbefinden des Patienten.
3. Den Stent über den Führungsdraht durch das Zystoskop führen. Den Stent mit dem Stent-Positionierer unter direkter Sichtkontrolle in den Ureter vorschieben. Den Führungsdraht von einem Assistenten an seiner Position halten lassen, um ein Eindringen des Führungsdrähte in das Nierenparenchym zu verhindern.
4. Darauf achten, wann der distale Farbstreifen des Stents am ureterovesikalen Übergang erscheint. An diesem Punkt den Stent nicht weiter vorschieben.
5. Den Stent mit dem Positionierer an seiner Position halten, während ein Assistent den Führungsdraht zurückzieht. Der Stent legt sich nun von selbst in die Pigtailform.
6. Den Positionierer vorsichtig aus dem Zystoskop entfernen.

HINWEIS: Falls erforderlich, kann mit einer Endoskopiezange die endgültige Positionierung vorgenommen werden.

HINWEIS: Der Stent kann durch vorsichtiges Zurückziehen mit einer Endoskopiezange leicht entfernt werden.

HINWEIS: Die Stentplatzierung unter Durchleuchtung erleichtert das Verfahren; es kann aber auch eine normale Röntgenaufnahme gemacht werden.

Bei Problemen mit der Anwendung dieses Instruments rufen Sie bitte Ihren Cook Außendienstmitarbeiter an oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

LIEFERFORM

Produkt mit Ethylenoxid gassterilisiert; in Aufreißverpackungen. Nur für den einmaligen Gebrauch. Bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril. Produkt nicht verwenden, falls Zweifel an der Sterilität bestehen. An einem dunklen, trockenen, kühlen Ort lagern. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Nachdem das Produkt der Verpackung entnommen wurde, auf Beschädigungen überprüfen.

QUELLEN

Diese Gebrauchsanweisung basiert auf der Erfahrung von Ärzten und/oder auf Fachliteratur. Informationen über verfügbare Literatur erhalten Sie bei Ihrem Cook Außendienstmitarbeiter.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Urteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ UNIVERSA®

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνον σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού (ή κατάλληλα αδειοδοτημένου επαγγελματία υγείας).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι άκαμπτες ενδοπροσθέσεις ουρητήρα και τα σετ άκαμπτων ενδοπροσθέσεων ουρητήρα Unipersa είναι εύκαμπτες σωληνοειδείς συσκευές που κατασκευάζονται από ακτινοοικερή πολυουρεθάνη, με υδρόφιλη επικάλυψη. Κάθε άκρο της άκαμπτης ενδοπροσθέσης ουρητήρα Universa αποτελείται από ένα βοστρυχοειδές, σπειροειδές άκρο. Σε κάθε άκρο της ενδοπρόσθεσης υπάρχουν πλευρικές θύρες, συμπεριλαμβανομένων των σπειροειδών άκρων της ενδοπρόσθεσης. Στο εγγύς σπειροειδές άκρο της ενδοπροσθέσης υπάρχει ένα πλεκτό ή μονόκλων νήμα για την επανατοποθέτηση και την αφαίρεση της συσκευής. Σημάνσιος διαβάθμισης είναι το ποτοθετήμένες επάνω στην ενδοπρόσθεση για την παροχή απεικόνισης κατά τη διάρκεια της προώθησης και της τοποθέτησης της ενδοπρόσθεσης.

Το σετ άκαμπτων ενδοπροσθέσεων ουρητήρα Unipersa περιλαμβάνει τα εξής (τα εξαρτήματα του σετ μπορεί να διαφέρουν):

- Ακτινοοικερή ενδοπρόσθεση διπλού σπειροειδούς άκρου με νήμα
- Συρμάτινο οδγό από ανοξειδωτο χάλυβα, με επικάλυψη από PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο)
- Πρωθητή ενδοπρόσθεσης με ακτινοσκειρό άκρο
- Ευθειαστή σπειροειδούς άκρου

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Οι άκαμπτες ενδοπροσθέσεις ουρητήρα και τα σετ άκαμπτων ενδοπροσθέσεων ουρητήρα Unipersa χρησιμοποιούνται για την προσωρινή εσωτερική παροχήτευση από την πυελούσιρητηρική συμβολή προς την ουροδόχο κύτον. Οι ενδοπροσθέσεις ουρητήρα έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση της απόφραξης σε μια ποικιλία καλοήθων, κακοήθων και μετατραυματικών παθήσεων. Οι ενδοπροσθέσεις μπορούν να τοποθετηθούν με χρήση ενδοσκοπικών, διαδερμικών ή ανοιχτών χειρουργικών τεχνικών. Οι άκαμπτες ενδοπροσθέσεις Unipersa δεν προορίζονται να παραμένουν μέσα στο σώμα για περισσότερους από δώδεκα μήνες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία γνωστή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μετά τη χρήση, αυτή η συσκευή ενδέχεται να αποτελεί δυνητικό βιολογικό κίνδυνο. Ο χειρισμός και η απόρριψή της πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αποδεκτές ιατρικές πρακτικές και τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.
- Μπορεί να προκληθεί σχηματισμός κόμπων σε ενδοπροσθέσεις πολλαπλού μήκους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ουρητήρα κατά την αφαίρεση ή/και ανάγκη πρόσθετης χειρουργικής παρέμβασης. Εάν συναντήσετε σημαντική αντίσταση κατά τις απόπειρες αφαίρεσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παρουσίας ενός κόμπου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Οι πιθανές επιδράσεις των φθαλικών σε έγκυες/θηλάζουσες γυναίκες ή παιδιά δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως και ενδέχεται να υφίσταται ζήτημα επιδράσεων στην αναπαραγωγή και στην ανάπτυξη.
- Αυτές οι ενδοπροσθέσεις δεν προορίζονται για μόνιμη παραμονή εντός του σώματος του ασθενούς.
- **Το νήμα θα πρέπει να αφαιρείται έναν ή ενδοπρόσθεση πρόκειται να παραμείνει εντός του σώματος για περισσότερες από 14 ημέρες.**
- Μην ασκείτε πίεση στα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης ή της αντικατάστασης. Αφαιρέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα εάν συναντήσετε οποιαδήποτε αντίσταση.
- Μια έγκυος ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενότερα για δυνητική επιφλοίωση στην ενδοπρόσθεση, λόγω των συμπληρωμάτων ασβεστίου.

- Ο ακατάληλος χειρισμός μπορεί να εξασθενήσει σε σημαντικό βαθμό την ενδοπρόσθεση. Η υπερβολική κάμψη ή η υπερβολική φόρτιση κατά την τοποθέτηση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επακόλουθη θραύση της ενδοπρόσθεσης στο σημείο άσκησης της φόρτισης μετά από παρατεταμένη περίοδο παραμονής εντός του σώματος.
- Η γνώση του συρμάτινου οδηγού ή της ενδοπρόσθεσης θα πρέπει να αποφεύγεται. Συνιστάται η χρήση φακού ενδοσκοπίου 0 μοιρών. Συνιστώνται ενδοσκόπα μεγαλύτερα από 21,0 Fr.
- Οι ατομικές παραλλαγές στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδοπροσθέσεων και του ουροποιητικού συστήματος είναι απρόβλεπτες.
- Οι ενδοπροσθέσεις ουρητήρα θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για ενδείξεις επιφλοιώσης και ως προς την κανονική του λειτουργία. Συνιστώνται περιοδικοί έλεγχοι της ενδοπρόσθεσης με κυστεοσκοπικές ή/και ακτινογραφικές διαδικασίες σε διαστήματα που κρίνονται κατάλληλα από τον ιατρό, αφού λάβει υπόψη του την κατάσταση του εκάστοτε ασθενούς και άλλους παράγοντες που είναι ειδικοί για κάθε ασθενή. Η ενδοπρόσθεση δεν προορίζεται ως συσκευή που θα παραμείνει μόνιμα εντός του σώματος και η παραμονή της εντός του σώματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.
- Για τη χρήση της συσκευής θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για ενδείξεις επιφλοιώσης και ως προς την κανονική της λειτουργία. Συνιστώνται περιοδικοί έλεγχοι της ενδοπρόσθεσης με κυστεοσκοπικές ή/και ακτινογραφικές διαδικασίες σε διαστήματα που κρίνονται κατάλληλα από τον ιατρό, αφού λάβει υπόψη του την κατάσταση του εκάστοτε ασθενούς και άλλους παράγοντες που είναι ειδικοί για κάθε ασθενή. Η ενδοπρόσθεση δεν προορίζεται ως συσκευή που θα παραμείνει μόνιμα εντός του σώματος και η παραμονή της εντός του σώματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι επιπλοκές της τοποθέτησης ενδοπρόσθεσης ουρητήρα είναι καταγεγραμμένες στη βιβλιογραφία. Αυτές οι επιπλοκές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής:

- Εξαγωγέωντες
- Απόφραξη
- Μετατόπιση
- Αιμορραγία
- Σήψη
- Διάτρηση της ουροφόρου οδού
- Περιτονίτιδα
- Επιφλοιώση
- Ουρολοίμωξη
- Απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εάν δεν παρέχεται συρμάτινος οδηγός με αυτό το σετ, συνιστώνται τα ακόλουθα:

- Οι ενδοπροσθέσεις 5,0 Fr δέχονται συρμάτινο οδηγό 0,035 inch
- Οι ενδοπροσθέσεις 6,0 Fr δέχονται συρμάτινο οδηγό 0,038 inch
- Οι ενδοπροσθέσεις 7,0 Fr δέχονται συρμάτινο οδηγό 0,038 inch
- Οι ενδοπροσθέσεις 8,0 Fr δέχονται συρμάτινο οδηγό 0,038 inch

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ



Μη κλινικές δοκιμές έχουν καταδείξει ότι οι άκαμπτες ενδοπροσθέσεις ουρητήρα Universa είναι **ασφαλείς για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις**, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2503. Ένας ασθενής που φέρει αυτήν τη συσκευή μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Στατικό μαγνητικό πεδίο έντασης 1,5 Tesla ή 3,0 Tesla μόνο
- Μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής βαθμίδωσης μικρότερης ή ίσης με 1.600 Gauss/cm (16,0 T/m)
- Μέγιστος μεσοτιμήμένος ρυθμός ειδικής ολοσωματικής απορρόφησης (SAR), που αναφέρεται από το σύστημα μαγνητικής τομογραφίας, < 2,0 W/kg (κανονικός τρόπος λειτουργίας) για 15 λεπτά συνεχούς σάρωσης.

Υπό τις συνθήκες σάρωσης που περιγράφονται παραπάνω, οι άκαμπτες ενδοπροσθέσεις ουρητήρα Universa αναμένεται να προκαλέσουν μέγιστη αιδένηση της θερμοκρασίας 1,6 °C μετά από 15 λεπτά συνεχούς σάρωσης.

Το τέχνημα εικόνας εκτείνεται περίπου κατά 7 mm περιμετρικά των άκαμπτων ενδοπροσθέσεων ουρητήρα Universa, όπως διαπιστώθηκε στη διάρκεια μη κλινικών δοκιμών κατά την απεικόνιση με παλμική ακολουθία ηχούς βαθμίδωσης, σε σύστημα μαγνητικής τομογραφίας έντασης 3,0 Tesla. Το τέχνημα εικόνας ασαφοποιεί τον αυλό της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενδοσκοπική τοποθέτηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, εμβαπτίστε την ενδοπρόσθεση σε στείρο νερό ή ισότονο φυσιολογικό ορό, ώστε η υδρόφιλη επιφάνεια να απορροφήσει νερό και να γίνει ολισθαίνουσα. Αυτό θα διευκολύνει την τοποθέτηση υπό κανονικές συνθήκες.

1. Περάστε ένα έυκαμπτο άκρο συρμάτινου οδηγού στη νεφρική πύλε.
2. Χρησιμοποιώντας μια πιελογραφία γραμμής αναφοράς, υπολογίστε το κατάλληλο μήκος ενδοπρόσθεσης και προσθέστε 1 cm σε αυτή την εκτιμώμενη ουρητηρική μέτρηση. Η ακριβής μέτρηση αυξάνει την αποτελεσματικότητα της παροχέτευσης και την άνεση του ασθενούς.
3. Περάστε την ενδοπρόσθεση πάνω από τον συρμάτινο οδηγό μέσω του κυστεοσκοπίου. Υπό άμεσο οπτικό έλεγχο, πρωθήστε την ενδοπρόσθεση μέσα στον ουρητήρα με τον πρωθητή ενδοπρόσθεσης. Ζητήστε από έναν βοηθό να κρατά τον συρμάτινο οδηγό στη θέση του για την αποτροπή της πρωθησης του συρμάτινου οδηγού εντός του νεφρικού παρεγγύματος.
4. Παρακαλούσθετε για να δείτε την περιφερική δακτυλιοειδή σήμανση της ενδοπρόσθεσης να εμφανίζεται στην ουρητηρική συμβολή. Σε αυτό το σημείο, σταματήστε την πρωθηση της ενδοπρόσθεσης.
5. Ενώ ένας βοηθός αφαιρεί το συρμάτινο οδηγό, κρατήστε την ενδοπρόσθεση στη θέση της με τον πρωθητή. Το σπειροειδές άκρο της ενδοπρόσθεσης θα σχηματίσει αυτόματα.
6. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πρωθητή από το κυστεοσκόπιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, η τελική ρύθμιση μπορεί να εκτελεστεί με ενδοσκοπική λαβίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενδοπρόσθεση μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα με ήπια έλξη απόσυρσης, με χρήση ενδοσκοπικής λαβίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοσκόπηση διευκολύνει την τοποθέτηση της ενδοπρόσθεσης. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνήθης ακτινογραφία.

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Cook ή επικοινωνήστε με το τμήμα σχέσεων πελατών της εταιρείας μας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Παρέχεται αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου σε αποκολλούμενες συσκευασίες. Προορίζεται για μία μόνο χρήση. Στείρο, εφόσον η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει αμφιβολία για τη στειρότητά του. Φυλάσσετε σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό χώρο. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο φως. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία, επιθεωρήστε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αυτές οι οδηγίες χρήσης βασίζονται στην εμπειρία από ιατρούς ή/και δημοσιευμένη βιβλιογραφία τους. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων της Cook για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

STENTS Y EQUIPOS DE STENTS URETERALES RÍGIDOS UNIVERSA®

AVISO: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa (o a profesionales con la debida autorización).

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Los stents y equipos de stents ureterales rígidos Universa son dispositivos tubulares flexibles hechos de poliuretano radiopaco, con un revestimiento hidrofílico. Cada extremo del stent ureteral rígido Universa consiste en un pigtail rizado. Hay orificios laterales en cada extremo del stent, lo que incluye los pigtails del stent. En el pigtail proximal del stent hay un hilo de tracción trenzado o monofilamento para cambiar la posición y retirar el dispositivo. El stent tiene marcas de graduación para permitir la visualización durante el avance y la colocación del stent.

El equipo de stent ureteral rígido Universa incluye (los componentes del equipo pueden variar):

- Stent radiopaco de doble pigtail con hilo de tracción
- Guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
- Posicionador de stents con punta radiopaca
- Enderezador de pigtails

INDICACIONES

Los stents y equipos de stents ureterales rígidos Universa se utilizan para el drenaje interno temporal desde la unión ureteropélvica a la vejiga urinaria. Los stents ureterales se han utilizado para aliviar la obstrucción en diversas patologías benignas, malignas y postraumáticas. Los stents pueden colocarse mediante técnicas endoscópicas, percutáneas o de cirugía abierta. Los stents rígidos Universa no están indicados para permanecer implantados más de doce meses.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

- Una vez utilizado, este dispositivo puede ser biopeligroso. Manipúlelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptables y con la normativa pertinente.
- En los stents de longitud variable es posible que se formen nudos. Esto podría provocar lesiones en el uréter durante la retirada o requerir una intervención quirúrgica adicional. La presencia de un nudo deberá considerarse si se encuentra mucha resistencia durante los intentos de retirada.

PRECAUCIONES

- Los posibles efectos de los ftalatos en mujeres embarazadas o lactantes y en niños no se han establecido por completo, y cabe la posibilidad de que afecten a la función reproductora y al desarrollo.
- Estos stents no están indicados para utilizarse como dispositivos permanentes.
- **El hilo de tracción debe retirarse si el stent va a permanecer implantado más de 14 días.**
- No fuerce los componentes durante la extracción o la sustitución. Extraiga con cuidado los componentes si encuentra resistencia.
- Las pacientes embarazadas deben vigilarse más estrechamente, debido a la posibilidad de que los suplementos de calcio produzcan formación de costras en el stent.
- Una manipulación incorrecta puede debilitar seriamente el stent. Si el stent se dobla o se tensa demasiado durante su colocación, es posible que se separe posteriormente en el punto de tensión después de haber permanecido implantado durante un período prolongado.
- Se debe evitar la angulación de la guía y del stent. Se recomienda utilizar una lente endoscópica de 0 grados. Se recomienda utilizar endoscopios de más de 21,0 Fr.
- Las variaciones individuales de la interacción entre los stents y el aparato urinario son impredecibles.

- Los stents ureterales deberán revisarse periódicamente para comprobar si presentan signos de formación de costras y para asegurarse de que están funcionando correctamente. Se recomienda realizar comprobaciones periódicas del stent mediante procedimientos cistoscópicos o radiográficos, a los intervalos que el médico considere adecuados teniendo en cuenta el estado del paciente y otros factores específicos de este. El stent no está indicado como dispositivo permanente, y no deberá permanecer implantado más de doce meses.
- El uso del dispositivo debe basarse en una evaluación de los riesgos y los beneficios para cada paciente.

REACCIONES ADVERSAS POSIBLES

Las complicaciones de la colocación de stents ureterales están documentadas. Dichas complicaciones incluyen, entre otras:

- Extravasación
- Oclusión
- Migración
- Hemorragia
- Sepsis
- Perforación de las vías urinarias
- Peritonitis
- Formación de costras
- Infección de las vías urinarias
- Pérdida de la función renal

RECOMENDACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Si no se proporciona ninguna guía con este equipo, se recomienda lo siguiente:

- Los stents de 5,0 Fr aceptan guías de 0,035 inch
- Los stents de 6,0 Fr aceptan guías de 0,038 inch
- Los stents de 7,0 Fr aceptan guías de 0,038 inch
- Los stents de 8,0 Fr aceptan guías de 0,038 inch

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA MRI



En las pruebas no clínicas se demostró que los stents ureterales rígidos Universa son **MR Conditional** (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la MRI), según la clasificación de la American Society for Testing and Materials (ASTM F2503). Un paciente con este dispositivo puede someterse a MRI de manera segura en un escáner que cumpla las siguientes condiciones:

- Campo magnético estático de 1,5 teslas o 3,0 teslas solamente
- Campo magnético de gradiente espacial máximo de 1600 gauss/cm (16,0 T/m) o menos
- Promedio de índice de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) de cuerpo entero máximo indicado por el sistema de MRI <2,0 W/kg (modo de funcionamiento normal) durante 15 minutos de MRI continua.

En las condiciones de MRI definidas más arriba, se espera que los stents ureterales rígidos Universa produzcan un aumento de temperatura máximo de 1,6 °C después de 15 minutos de MRI continua.

El artefacto de la imagen se extiende unos 7 mm aproximadamente desde la posición de los stents ureterales rígidos Universa, como se observó durante pruebas no clínicas que utilizaron una secuencia de pulsos en gradiente de eco y un sistema de MRI de 3,0 teslas. El artefacto de la imagen oscurece la luz del dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO

Colocación endoscópica

NOTA: Antes de utilizarlo, sumerja el stent en agua o solución salina isotónica estériles para permitir que la superficie hidrofílica absorba agua y se lubrifique. Esto facilitará la colocación en condiciones normales.

1. Haga pasar una punta de la guía flexible hasta la pelvis renal.
2. Calcule la longitud apropiada del stent a partir de una pielografía basal y añada 1 cm a la medición estimada del uréter. Una medición precisa aumenta la eficacia del drenaje y la comodidad del paciente.
3. Haga pasar el stent sobre la guía a través del cistoscopio. Utilizando visión directa, introduzca el stent en el uréter con el posicionador de stents. Haga que un ayudante mantenga la guía en posición para evitar que penetre en el parénquima renal.
4. Esté atento a la aparición de la banda de tinta distal del stent en la unión ureterovesical. En ese momento, detenga el avance del stent.
5. Mientras un ayudante retira la guía, mantenga el stent en posición con el posicionador. El pigtail del stent se formará espontáneamente.
6. Retire con cuidado el posicionador del cistoscopio.

NOTA: Si es necesario, puede realizarse un ajuste final con una pinza endoscópica.

NOTA: El stent puede extraerse con facilidad tirando suavemente de él con una pinza endoscópica.

NOTA: El control fluoroscópico facilita la colocación del stent; no obstante, también se puede utilizar una radiografía estándar.

Si tiene algún problema con el uso de este dispositivo, llame a su representante de ventas de Cook o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio de atención al cliente.

PRESENTACIÓN

El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura rápida. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril. Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz. Tras extraerlo del envase, inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ningún daño.

REFERENCIAS

Estas instrucciones de uso se basan en la experiencia de médicos y (o) en la bibliografía publicada por ellos. Si desea más información sobre la bibliografía disponible, consulte a su representante comercial local de Cook.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

ENDOPROTHÈSES URÉTÉRALES ET SETS D'ENDOPROTHÈSES URÉTÉRALES RIGIDES UNIVERSA®

MISE EN GARDE : En vertu de la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin (ou un praticien autorisé) ou sur ordonnance médicale.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Les endoprothèses urétérales et les sets d'endoprothèses urétérales rigides Universa sont des dispositifs tubulaires souples composés de polyuréthane radio-opaque avec un revêtement hydrophile. Chaque extrémité de l'endoprothèse urétérale rigide Universa comporte un pigtail enroulé. Chaque extrémité de l'endoprothèse, y compris les pigtails de l'endoprothèse, comporte des orifices latéraux. Un fil de retrait tressé ou monofilament destiné au reposicionnement et au retrait du dispositif est situé sur le pigtail proximal de l'endoprothèse. Des repères de graduation sont situés sur l'endoprothèse pour assurer la visualisation pendant l'avancement et la mise en place de l'endoprothèse.

Le set d'endoprothèses urétérales rigides Universa inclut (les composants du set peuvent varier) :

- Endoprothèse radio-opaque double pigtail avec attache
- Guide en acier inoxydable à revêtement PTFE
- Positionneur d'endoprothèse avec extrémité radio-opaque
- Redresseur de pigtail

UTILISATION

Les endoprothèses urétérales et les sets d'endoprothèses urétérales rigides Universa sont prévus pour un drainage interne temporaire entre la jonction pyélo-urétérale et la vessie. Les endoprothèses urétérales permettent de lever l'obstruction dans le cadre de diverses lésions bénignes, malignes et post-traumatiques. Ces endoprothèses peuvent être posées par voie endoscopique, percutanée ou par technique chirurgicale ouverte. Les endoprothèses rigides Universa ne sont pas conçues pour être laissées à demeure pendant plus de douze mois.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue

AVERTISSEMENTS

- Après l'utilisation, ce dispositif peut présenter un danger biologique. Le manipuler et le mettre au rebut conformément aux pratiques médicales acceptables et aux lois et règlements nationaux et locaux en vigueur.
- Dans les endoprothèses à longueur variable, des noeuds peuvent se former. Ils peuvent endommager l'urètre pendant le retrait du dispositif et/ou rendre nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale. La présence d'un noeud doit être envisagée en cas de résistance importante au cours des tentatives de retrait.

MISES EN GARDE

- Les effets potentiels des phtalates sur les femmes enceintes ou allaitant ou sur les enfants n'ont pas été entièrement examinés, et des effets sur la reproduction et le développement sont concevables.
- Cette endoprothèse n'est pas conçue pour rester à demeure indéfiniment.
- **Le fil de retrait doit être retiré s'il est prévu que l'endoprothèse reste à demeure plus de 14 jours.**
- Ne pas forcer les composants lors de leur retrait ou de leur remplacement. En cas de résistance, retirer les composants avec précaution.
- Surveiller plus étroitement les femmes enceintes, un complément de calcium pouvant induire l'incrustation de l'endoprothèse.
- Une manipulation incorrecte risque d'affaiblir considérablement l'endoprothèse. Une pliure ou une contrainte excessive au cours de la mise en place risque d'entraîner une rupture de l'endoprothèse au point de la contrainte après une longue période à demeure.

- Éviter une angulation du guide ou de l'endoprothèse. L'utilisation d'une optique d'endoscope à 0 degré est recommandée. Il est conseillé d'utiliser des endoscopes de calibre supérieur à 21,0 Fr.
- Les variations individuelles dans l'interaction entre les endoprothèses et le système urinaire sont imprévisibles.
- Les endoprothèses urétérales doivent être vérifiées régulièrement pour détecter toute incrustation et s'assurer de leur bon fonctionnement. Des vérifications périodiques de l'endoprothèse par cystoscopie et/ou radiographie sont recommandées, selon la fréquence définie par le médecin en s'appuyant sur l'état du patient et sur d'autres facteurs propres à ce dernier. L'endoprothèse n'est pas destinée à rester à demeure de manière permanente, au-delà de douze mois.
- Avant d'utiliser ce dispositif, on évaluera les risques thérapeutiques et l'effet recherché au cas par cas.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Des complications secondaires à la mise en place d'endoprothèses urétérales ont été rapportées dans la littérature. Parmi les complications possibles, on citera :

- Extravasation
- Occlusion
- Migration
- Hémorragie
- Sepsis
- Perforation des voies urinaires
- Péritonite
- Incrustation
- Infection des voies urinaires
- Perte de la fonction rénale

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Si aucun guide n'est fourni avec ce set, les éléments suivants sont recommandés :

- Les endoprothèses 5,0 Fr sont compatibles avec un guide de 0,035 inch
- Les endoprothèses 6,0 Fr sont compatibles avec un guide de 0,038 inch
- Les endoprothèses 7,0 Fr sont compatibles avec un guide de 0,038 inch
- Les endoprothèses 8,0 Fr sont compatibles avec un guide de 0,038 inch

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ D'EMPLOI DE L'IRM



Les essais non cliniques montrent que les endoprothèses urétérales rigides Universa sont « **MR Conditional** » (**compatible avec l'IRM sous certaines conditions**) selon la norme ASTM F2503. Les patients porteurs de ce dispositif peuvent subir un examen en toute sécurité dans un système IRM répondant aux exigences suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 tesla ou 3,0 teslas uniquement
- Champ magnétique à gradient spatial de 1 600 Gauss/cm (16,0 T/m) maximum ou inférieur
- Débit maximum d'absorption spécifique moyen (DAS) pour le corps entier, rapporté par le système IRM, de < 2,0 W/kg (en mode de fonctionnement normal) pendant 15 minutes de scan continu

Dans les conditions décrites ci-dessus, il est attendu que les endoprothèses urétérales rigides Universa produisent une élévation maximale de la température de 1,6 °C après 15 minutes de scanner continu.

L'artefact d'image se prolonge d'environ 7 mm par rapport aux endoprothèses urétérales rigides Universa, tel que constaté au cours d'essais non-cliniques avec un système IRM de 3,0 teslas et d'une séquence d'impulsions en écho de gradient. L'artefact d'image obscurcit la lumière du dispositif.

MODE D'EMPLOI

Mise en place endoscopique

REMARQUE : Avant utilisation, immerger l'endoprothèse dans du sérum physiologique isotonique ou de l'eau stériles pour que la surface hydrophile absorbe l'eau et se lubrifie. Cela facilite la mise en place en conditions normales.

1. Introduire l'extrémité d'un guide souple jusqu'au bassinet.
2. Évaluer la longueur appropriée de l'endoprothèse en pratiquant un pyélogramme de référence, et ajouter 1 cm à la longueur urétérale estimée. L'efficacité du drainage et le confort du patient sont optimisés par une estimation précise de la longueur.
3. Passer l'endoprothèse sur le guide par le cystoscope. Sous visualisation directe, avancer l'endoprothèse dans l'urètre au moyen du positionneur d'endoprothèse. Faire maintenir le guide par un assistant pour éviter sa progression dans le parenchyme rénal.
4. Guetter l'apparition de l'anneau de repère à l'encre distal de l'endoprothèse au niveau de la jonction urétérovésicale. À ce stade de la procédure, interrompre la progression de l'endoprothèse.
5. Pendant qu'un assistant retire le guide, maintenir l'endoprothèse en place avec le positionneur. Le pigtail de l'endoprothèse prend forme spontanément.
6. Retirer avec précaution le positionneur du cystoscope.

REMARQUE : Selon les besoins, un dernier ajustement peut être effectué à l'aide d'une pince endoscopique.

REMARQUE : L'endoprothèse peut être facilement retirée par une traction arrière en douceur avec des pinces endoscopiques.

REMARQUE : La radioscopie facilite la mise en place de l'endoprothèse ; cependant, des clichés radiographiques standard peuvent aussi être utilisés.

En cas de problème lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez contacter votre représentant Cook ou notre service clientèle.

PRÉSENTATION

Produit fourni stérilisé à l'oxyde d'éthylène, sous emballage déchirable. Produit destiné à un usage unique. Contenu stérile lorsque l'emballage est scellé d'origine et intact. En cas de doute quant à la stérilité du produit, ne pas l'utiliser. Conserver à l'obscurité, au sec et au frais. Éviter une exposition prolongée à la lumière. À l'ouverture de l'emballage, inspecter le produit afin de s'assurer qu'il est en bon état.

RÉFÉRENCES

Le présent mode d'emploi a été rédigé en fonction de l'expérience de médecins et/ou de publications médicales. Pour obtenir des renseignements sur la documentation existante, s'adresser au représentant Cook local.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

UNIVERSA® KEMÉNY URETERÁLIS SZTENTEK ÉS SZTENTKÉSZLETEK

FIGYELEM: Az USA szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz kizárálag orvos (vagy megfelelő engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember) által vagy rendeletére értékesíthető.

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA

Az Universa kemény ureterális sztentek és sztentkészletek sugárfogó poliuretánból készült, hidrofil bevonattal ellátott, hajlékony, csöves eszközök. Az Universa kemény ureterális sztentek minden végén görbült pigtailból áll. A sztent minden végén, beleérte a sztent pigtail-végeit, oldalnyílások találhatók. A sztent proximális pigtail-végén fonott vagy egyszálas rögzítő fonál van elhelyezve az eszköz újrapozicionálásához és eltávolításához. A sztenten osztájselek vannak elhelyezve az előretolás és behelyezés alatti megjelenítés céljából.

Az Universa kemény ureterális sztentkészlet tartalma (a készlet összetevői változhatnak):

- Sugárfogó kettős pigtail sztent rögzítő fonallal
- PTFE-bevonatú, rozsdamentes acél vezetődrót
- Szentpozicionáló sugárfogó csúccsal
- Pigtail-kiegynések

RENDELTELTSÉG

Az Universa kemény ureterális sztentek és sztentkészletek az ureteropelvicus átmenet és a hólyag közötti ideiglenes belső vizeletelvezetés céljára szolgálnak. Az ureterális sztentek különböző jóindulatú, rosszindulatú és poszttraumás folyamatok okozta obstrukciók kezelésére használatosak. A sztentek endoszkópos, perkután és nyílt sebészeti módszerekkel helyezhetők be. Az Universa kemény sztentek legfeljebb tizenkét hónapig maradhatnak a testben.

ELLENJAVALLATOK

Nem ismertek

„VIGYÁZAT” SZINTŰ FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat után ez az eszköz potenciális biológiai veszélyforrásnak minősül. Kezelését és megsemmisítését az elfogadott orvosi gyakorlatnak megfelelően, a vonatkozó helyi, állami és szövetségi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell elvégzni.
- A többséle hosszúságú sztenteken csomók képződhetnek. Ez az uréter sérülését okozhatja az eltávolítás során, és/vagy további sebészeti beavatkozást tehet szükséggé. Ha az eltávolításra tett kísérletek során jelentős ellenállás mutatkozik, csomó jelenlétének lehetőséget is figyelembe kell venni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A fálatok potenciális hatásai terhes/szoptató nőkre, illetve gyermekekre még nem teljesen ismertek, és tartani lehet a reprodukcióra és a fejlődésre kifejejtett hatásoktól.
- Ezek a sztentek nem tartós beültetésre tervezett eszközök.
- **Ha a sztent 14 napnál hosszabb ideig a testben marad, a rögzítő fonala el kell távolítani.**
- Ne erőltesse az eszköz komponenseit eltávolítás vagy csere során. Ha ellenállást tapasztal, óvatosan távolítsa el a komponenseket.
- A terhes betegeket különösen figyelmesen kell ellenőrizni, mivel a kalciumpótlás miatt a sztenten kéreg alakulhat ki.
- A helytelen kezelést súlyosan meggyengítheti a sztentet. A hosszabb ideig a testben maradó sztentnek a behelyezés során történő, hegyesszögben való meghajlítása vagy túlterhelése a sztent későbbi leválásához vezethet a terhelés helyén.
- A vezetődrót és a sztent szögletbetörése kerülendő. 0 fokos endoszkóplencse használata ajánlott. 21,0 Fr-nél nagyobb méretű endoszkópok használata javasolt.
- A sztent és a vizeletelvezető rendszer közötti kölcsönhatások egyéni variációi kiszámíthatatlanok.

- Az ureterális sztenteknél rendszeres időközönként ellenőrizni kell, hogy nem mutatják-e kérgesedés jeleit, és megfelelően működnek-e. Ajánlott a sztent cisztoszkópos eljárással és/vagy röntgenvizsgállattal történő rendszeres ellenőrzése, az orvos által a beteg egyéni állapota és egyéb betegspecifikus tényezők alapján megfelelőnek ítélt időközönként. A sztent nem tartós beültetésre tervezett eszköz, és legfeljebb tizenkét hónapig maradhat a testben.
- Az eszközt csak az egyes betegek esetében fennálló kockázati tényezők és a kezelés hasznának mérlegelése után szabad alkalmazni.

LEHETSÉGES NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK

Az ureterális sztentek behelyezésével kapcsolatos komplikációk jól dokumentáltak. E komplikációk többek között a következők:

- Extravasatiók
- Occlusio
- Elvándorlás
- Vérzés
- Szepszis
- A húgyút perforációja
- Peritonitis
- Kérgesedés
- Húgyúti fertőzés
- Veseleállás.

TERMÉKJAVASLATOK

Ha ehhez a készlethez nem tartozik vezetődrót, a következő ajánlott:

- Az 5,0 Fr méretű sztentek 0,035 inch mérethez alkalmasak
- A 6,0 Fr méretű sztentek 0,038 inch mérethez alkalmasak
- A 7,0 Fr méretű sztentek 0,038 inch mérethez alkalmasak
- A 8,0 Fr méretű sztentek 0,038 inch mérethez alkalmasak

AZ MRI BIZTONSÁGOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK



Nem klinikai tesztelés során bizonyítást nyert, hogy az Universa kemény ureterális sztentek az ASTM F2503 szabványnak megfelelően **MR-kondicionálisak**. Az ilyen szentettel rendelkező beteg biztonságosan szkennelhető a következő feltételeknek megfelelő MR rendszerben:

- Sztatikus mágneses tér: csak 1,5 tesla vagy 3,0 tesla
- A mágneses tér gradiensének maximuma legfeljebb 1600 gauss/cm (16,0 T/m)
- Az MR rendszerre megadott maximális, egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós tényező (SAR): < 2,0 W/kg (normális üzemmódban) 15 perces folyamatos szkennelés során

A fenti szkennelési körülmények között, 15 perces folyamatos szkennelés hatására az Universa kemény ureterális sztentek várható maximális hőmérséklet-emelkedése 1,6 °C.

A gradiensechho-impulzusorozattal, 3,0 teslás MRI rendszerben végzett nem klinikai tesztelés tanúsága szerint a képműtermék kb. 7 mm-rel nyúlik túl az Universa kemény ureterális sztenteken. A képműtermék lefedi az eszköz lumenét.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Endoszkópos felhelyezés

MEGJEGYZÉS: Használat előtt merítse a sztentet steril vízbe vagy izotóniás sóoldatba, hogy a hidrofil felület vizet kössön meg és síkossá váljék. Ez megkönnyíti az eszköz átlagos körülmények közötti behelyezését.

1. Vezesse egy hajlékony vezetődrót végét a vesemedencéhez.
2. Egy kiindulási pielogram alapján becsülje meg a sztent megfelelő hosszát; az így becsült urétermérethez adjon hozzá 1 cm-t. A megfelelő méret fokozza a vizeletelvezetés hatékonyságát és a beteg komfortérzetét.
3. Tolja a sztentet a vezetődrót mentén a cisztoszkópon keresztül. Közvetlen vizuális ellenőrzés mellett továbbítsa a sztentet az uréterbe a sztentpozicionáló segítségével. Az asszisztens tartsa meg a vezetődrót helyzetét, nehogy az beléphessen a veseparenchymába.
4. Figyelje a sztent disztrális nyomatott jelzésávának megjelenését az ureteroivesicalis átmenetnél. Ezen a ponton állítsa meg a sztent előretolását.
5. Amíg az asszisztens eltávolítja a vezetődrótot, a pozicionáló segítségével tartsa meg a sztent helyzetét. A sztent vége automatikusan pigtail formát fog felvenni.
6. A pozicionálót óvatosan távolítsa el a cisztoszkópból.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a végzős beállítást endoszkópos csipesszel lehet elvégezni.

MEGJEGYZÉS: A sztent endoszkópos csipesszel való enyhe meghúzással könnyen eltávolítható.

MEGJEGYZÉS: A fluoroszkóp használata megkönnyíti a sztent behelyezését, de szabványos röntgenfelvétel is készíthető.

Ha az eszköz használata során problémák lépnek fel, hívja fel a Cook értékesítési képviselőjét, vagy lépjön kapcsolatba ügyfélszolgálati osztályunkkal.

KISZERELÉS

Kiszerelés: etilén-oxiddal sterilizálva, széthúzható csomagolásban. Egyszeri használatra. Felbontatlan és sértetlen csomagolásban steril. Ha a termék sterilítása kétséges, ne használja. Száraz, sötét, hűvös helyen tárolandó. Tartós megvilágítása kerülendő. A csomagolásból való eltávolítás után vizsgálja meg a terméket, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

HIVATKOZÁSOK

Ez a használati utasítás orvosok tapasztalatán és/vagy az általuk közölt szakirodalmon alapul. A rendelkezésre álló szakirodalomról a Cook helyi értékesítési képviselője tud felvilágosítással szolgálni.

T.W. Hepperlen, H.K.Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrión, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

STENT E SET CON STENT URETERALE RIGIDO UNIVERSA®

ATTENZIONE – Le leggi federali degli Stati Uniti d'America limitano la vendita del presente dispositivo a medici, a personale autorizzato o a operatori sanitari abilitati.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Gli stent e i set con stent ureterale rigido Universa sono dispositivi tubolari flessibili realizzati in poliuretano radiopaco dotato di rivestimento idrofilo. Ciascuna estremità dello stent ureterale rigido Universa è costituita da un pigtail a ricciolo. A ciascuna estremità dello stent (inclusi i pigtail) sono presenti fori laterali. Il pigtail prossimale dello stent è dotato di un filo intrecciato o monofilamento per il riposizionamento e la rimozione del dispositivo. Sulla stent sono presenti contrassegni graduati per consentire la visualizzazione durante l'avanzamento e il posizionamento dello stent.

Il set con stent ureterale rigido Universa include (i componenti del set possono variare):

- stent radiopaco a doppio pigtail con filo
- guida in acciaio inossidabile rivestita in PTFE
- posizionatore per stent con punta radiopaca
- raddrizzatore di pigtail

USO PREVISTO

Gli stent e i set con stent ureterale rigido Universa sono utilizzati per il drenaggio interno temporaneo dalla giunzione ureteropelvica alla vescica. Gli stent ureterali vengono utilizzati per alleviare le ostruzioni nel contesto di svariate condizioni benigne, maligne e post-traumatiche. Gli stent possono essere posizionati mediante tecniche endoscopiche, percutanee o di chirurgia a cielo aperto. La permanenza degli stent rigidi Universa non è prevista per periodi superiori ai dodici mesi.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna controindicazione nota

AVVERTENZE

- Dopo l'uso, questo dispositivo può costituire un pericolo biologico. Deve essere maneggiato e smaltito seguendo prassi mediche accettabili e nel rispetto delle leggi e norme vigenti a livello locale, regionale e statale.
- Negli stent a lunghezza autoregolante è possibile assistere alla formazione di nodi. Questi possono a loro volta causare lesioni all'uretere durante la rimozione e/o richiedere un intervento chirurgico supplementare. Qualora si incontri una resistenza significativa durante i tentativi di rimozione, si deve prendere in considerazione la possibilità che si sia formato un nodo.

PRECAUZIONI

- I potenziali effetti degli ftalati sulle donne in gravidanza/allattamento o sui bambini non sono stati esaurientemente caratterizzati e vanno quindi considerati con cautela per quanto riguarda gli effetti sulla riproduzione e lo sviluppo.
- Questi stent non sono previsti come dispositivi per impianto permanente.
- **Se si prevede un tempo di permanenza dello stent nel corpo del paziente superiore a 14 giorni, il filo deve essere rimosso.**
- Non forzare i componenti durante la rimozione o la sostituzione. Se si avverte resistenza, rimuovere i componenti con cautela.
- Le pazienti in gravidanza devono essere monitorate più attentamente per rilevare l'eventuale incrostamento dello stent causato dall'assunzione di integratori di calcio.
- Una scorretta manipolazione può indebolire seriamente lo stent. L'eccessivo piegamento o le eccessive sollecitazioni meccaniche durante il posizionamento possono causare la successiva rottura dello stent in corrispondenza del punto soggetto alle sollecitazioni maggiori dopo un periodo di permanenza prolungato.

- Evitare il piegamento della guida e dello stent. Si consiglia di usare un endoscopio diritto. Si consiglia di usare endoscopi di misura superiore a 21,0 Fr.
- Non è possibile prevedere le variazioni individuali per quanto riguarda l'interazione tra gli stent e il sistema urinario.
- Gli stent ureterali devono essere controllati periodicamente per rilevare eventuali segni di incrostanto e accertarne il corretto funzionamento. Sono consigliati controlli periodici dello stent mediante procedure cistoscopiche e/o radiografiche, agli intervalli ritenuti opportuni dal medico sulla base delle condizioni individuali del paziente e di altri fattori legati al paziente stesso. Lo stent non è previsto come dispositivo permanente e non deve restare impiantato per più di dodici mesi.
- L'uso del dispositivo richiede l'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio in relazione al singolo paziente.

POSSIBILI EVENTI AVVERSI

Le complicanze associate al posizionamento di stent ureterali sono ben documentate. Tali complicanze includono, senza limitazioni:

- stravasi
- occlusione
- migrazione
- emorragia
- sepsi
- perforazione delle vie urinarie
- peritonite
- incrostanto
- infezione delle vie urinarie
- perdita di funzionalità renale

CONSIGLI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

Se il presente set non è dotato di una guida, si consiglia quanto segue:

- per gli stent da 5,0 Fr, usare guide da 0,035 inch
- per gli stent da 6,0 Fr, usare guide da 0,038 inch
- per gli stent da 7,0 Fr, usare guide da 0,038 inch
- per gli stent da 8,0 Fr, usare guide da 0,038 inch

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE RM



Prove non cliniche hanno dimostrato che gli stent ureterali rigidi Universa **possono essere sottoposti a RM in presenza di condizioni specifiche** ai sensi della norma ASTM F2503. Un paziente portatore di questo dispositivo può essere sottoposto a scansione in modo sicuro in un sistema RM che rispetti le seguenti condizioni.

- Campo magnetico statico pari solo a 1,5 Tesla o a 3,0 Tesla
- Campo magnetico a gradiente spaziale massimo di 1600 Gauss/cm (16,0 T/m) o inferiore
- Tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo, mediato sul corpo intero e segnalato dal sistema RM, < 2,0 W/kg (modalità operativa normale) per 15 minuti di scansione continua

Nelle condizioni di scansione delineate in precedenza, si prevede che gli stent ureterali rigidi Universa generino un aumento massimo di temperatura pari a 1,6 °C dopo 15 minuti di scansione continua.

L'artefatto d'immagine si estende di circa 7 mm dallo stent ureterale rigido Universa, come riscontrato durante prove non cliniche, quando lo stent viene sottoposto a imaging con una sequenza di impulsi Gradient Echo su un sistema RM a 3,0 Tesla. L'artefatto d'immagine oscura il lume del dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Posizionamento endoscopico

NOTA – Prima dell'uso, immergere lo stent in acqua sterile o in soluzione fisiologica isotonica per consentire alla superficie idrofila di idratarsi e diventare scivolosa. In condizioni normali, la scivolosità agevola il posizionamento.

1. Fare avanzare la punta flessibile di una guida fino a raggiungere la pelvi renale.
2. Usando il pielogramma al basale, stimare la lunghezza appropriata dello stent ureterale e aggiungere 1 cm a tale misura. Una misurazione precisa migliora l'efficienza del drenaggio e il comfort del paziente.
3. Infilare lo stent sulla guida attraverso il cistoscopio. Sotto visualizzazione diretta, fare avanzare lo stent nell'uretere con il posizionatore per stent. Chiedere a un assistente di mantenere la guida in posizione per impedire l'avanzamento all'interno del parenchima renale.
4. Osservare la comparsa del contrassegno di riferimento a banda dello stent in corrispondenza della giunzione ureterovescale. A questo punto, interrompere l'avanzamento dello stent.
5. Mentre un assistente rimuove la guida, mantenere invariata la posizione dello stent mediante il posizionatore. Il pigtail dello stent si forma spontaneamente.
6. Rimuovere con cautela il posizionatore dal cistoscopio.

NOTA – Se necessario, eseguire la regolazione finale del posizionamento con una pinza endoscopica.

NOTA – Lo stent può essere facilmente rimosso tirandolo delicatamente con una pinza endoscopica.

NOTA – La fluoroscopia agevola il posizionamento dello stent; è tuttavia possibile utilizzare metodi radiografici standard.

In caso di problemi con l'uso del presente dispositivo, rivolgersi al rappresentante delle vendite Cook di zona o al reparto Relazioni con la clientela di Cook.

CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è sterilizzato mediante ossido di etilene ed è fornito in confezione con apertura a strappo. Esclusivamente monouso. Il prodotto è sterile se la sua confezione è chiusa e integra. Non utilizzare il prodotto in caso di dubbi sulla sua sterilità. Conservarlo in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitarne l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

BIBLIOGRAFIA

Le presenti istruzioni per l'uso sono basate sull'esperienza di medici e/o sulle loro pubblicazioni specialistiche. Per ottenere informazioni sulla letteratura specializzata disponibile, rivolgersi al rappresentante delle vendite Cook di zona.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

UNIVERSA® HARDE URETERALE STENTS EN STENTSETS

LET OP: Volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend worden aangekocht door of in opdracht van een arts (of een zorgverlener met de juiste bevoegdheid).

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

De Universa harde ureterale stents en stentsets zijn flexibele buisvormige hulpmiddelen vervaardigd van radiopaak polyurethaan, met een hydrofiele coating. Elk uiteinde van de Universa harde ureterale stent bestaat uit een gekrulde pigtail. Er zijn zijopeningen aangebracht op elk uiteinde van de stent, ook op de pigtails van de stent. Op de proximale pigtail van de stent bevindt zich een gevlochten draad of monofilamentdraad voor herpositionering en verwijdering van het hulpmiddel. Dankzij aangebrachte maatstreeppjes kan de stent gevisualiseerd worden tijdens opvoeren en plaatsten.

De Universa harde ureterale stentset bevat (onderdelen van de set kunnen verschillen):

- Radiopake stent met dubbele pigtail en draad
- Roestvrijstalen voerdraad met PTFE-coating
- Stentpositioneur met radiopake tip
- Pigtail straightener

BEOOGD GEBRUIK

De Universa harde ureterale stents en stentsets worden gebruikt voor tijdelijke inwendige drainage vanuit de overgang tussen de ureter en de pelvis renalis naar de blaas. Ureterale stents zijn gebruikt om obstructie op te heffen bij diverse benigne, maligne en posttraumatische aandoeningen. De stents kunnen met behulp van endoscopische, percutane of open chirurgische technieken worden geplaatst. Universa harde stents zijn niet bedoeld om langer dan twaalf maanden in het lichaam te blijven.

CONTRA-INDICATIES

Geen, voor zover bekend.

WAARSCHUWINGEN

- Na gebruik is dit hulpmiddel mogelijk biologisch gevaarlijk. Het hulpmiddel hanteren en afvoeren in overeenstemming met aanvaardbare medische praktijken en de van toepassing zijnde lokale, regionale en nationale wetgeving en voorschriften.
- In stents met variabele lengte kan knoopvorming optreden. Dit kan tot letsel van de ureter leiden tijdens verwijdering en/of een extra operatieve ingreep noodzakelijk maken. Als bij pogingen tot verwijdering aanzienlijke weerstand wordt ondervonden, moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een knoop.

VOORZORGSMATREGELEN

- De potentiële effecten van ftalaten op zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen zijn niet volledig bekend en effecten op voortplanting en ontwikkeling kunnen reden tot zorg zijn.
- Deze stents zijn niet bedoeld als permanente verbliffsstents.
- **De draad dient verwijderd te worden als de stent langer dan 14 dagen in het lichaam moet blijven.**
- Forceer de onderdelen niet gedurende verwijdering of vervanging. Verwijder de onderdelen voorzichtig als er enige weerstand wordt gevoeld.
- Zwangere patiënten moeten zorgvuldiger worden gecontroleerd op mogelijke incrustatie van de stent ten gevolge van het gebruik van calciumsupplementen.
- Onjuiste hantering kan de stent ernstig verzakken. Te sterke verbuiging of overmatige spanning tijdens het plaatsen kan na een langdurige verbliffsperiode resulteren in latere breuk van de stent op het belaste punt.
- De voerdraad of stent mag niet worden omgebogen. Het gebruik van een scooplens van 0 graden wordt aanbevolen. Scopen groter dan 21,0 Fr worden aanbevolen.

- De individuele variaties in interactie tussen stents en het urinewegstelsel zijn onvoorspelbaar.
- Ureterale stents moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van incrustatie en goede werking. Het wordt aanbevolen om door middel van cystoscopische en/of radiografische procedures periodieke controles van de stent uit te voeren met tussenpozen die de arts geschikt acht op basis van de toestand van de individuele patiënt en andere patiëntspecifieke factoren. De stent is niet bedoeld als permanente verblijfsstent en mag niet langer dan twaalf maanden in het lichaam blijven.
- Gebruik van het hulpmiddel dient te worden gebaseerd op een afweging van de voor- en nadelen zoals die van toepassing zijn op uw patiënt.

MOGELIJKE ONGEWENSTE VOORVALLEN

Complicaties verbonden aan het plaatsen van een ureterale stent zijn gedocumenteerd. Deze complicaties zijn onder meer:

- Extravasatie
- Occlusie
- Migratie
- Hemorragie
- Sepsis
- Perforatie van de urinewegen
- Peritonitis
- Incrustatie
- Urineweginfectie
- Verlies van nierfunctie

AANBEVELINGEN VOOR HET PRODUCT

Als er geen voerdraad met deze set meegeleverd is, wordt het volgende aanbevolen:

- 5,0 Fr stents zijn compatibel met voerdraden van 0,035 inch
- 6,0 Fr stents zijn compatibel met voerdraden van 0,038 inch
- 7,0 Fr stents zijn compatibel met voerdraden van 0,038 inch
- 8,0 Fr stents zijn compatibel met voerdraden van 0,038 inch

INFORMATIE OVER MRI-VEILIGHEID



In niet-klinische tests is aangetoond dat de Universa ureterale harde stents **onder bepaalde voorwaarden MRI-veilig** zijn conform ASTM F2503. Een patiënt met dit hulpmiddel kan veilig worden gescand in een MRI-systeem dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Statisch magnetisch veld uitsluitend van 1,5 tesla of 3,0 tesla
- Magnetisch veld met maximale ruimtelijke gradiënt van 1600 gauss/cm (16,0 T/m) of minder
- Door het MRI-systeem gemelde maximale specific absorption rate (SAR) die gemiddeld over het gehele lichaam < 2,0 W/kg bedraagt (normale bedrijfsmodus) gedurende 15 minuten continu scannen

Onder de hierboven gedefinieerde scanvoorwaarden wordt verwacht dat de Universa harde ureterale stents een maximale temperatuurstijging van 1,6 °C zullen produceren na 15 minuten continu scannen.

Het beeldartefact komt ongeveer 7 mm voorbij de Universa harde ureterale stents uit, zoals aangetoond tijdens niet-klinische tests bij beeldvorming met een gradiëntecho-pulsequentie en een MRI-systeem van 3,0 tesla.

Het beeldartefact onttrekt het lumen van het hulpmiddel aan het zicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Endoscopische plaatsing

NB: De stent dient vóór gebruik in steriel water of isotoon fysiologisch zout te worden ondergedompeld zodat het hydrofiele oppervlak water absorbeert en glibberig wordt. Dit vergemakkelijkt plaatsing onder standaardcondities.

1. Voer een flexibele voerdraadtip op tot de pelvis renalis.
2. Schat de geschikte stentlengte aan de hand van een pyelogram van de uitgangssituatie en tel hier 1 cm bij op. Nauwkeurige metingen bevorderen de drainage-efficiëntie en het comfort van de patiënt.
3. Leid de stent over de voerdraad door de cystoscoop. Voer de stent onder directe visualisatie met de stentpositioneur op in de ureter. Zorg ervoor dat een assistent(e) de voerdraad in positie houdt om te voorkomen dat de voerdraad het nierparenchym inschuift.
4. Observer de distale opgedrukte band van de stent bij de ureterovesicale overgang. Stop op dat moment met het opvoeren van de stent.
5. Houd de stent op zijn plaats met de positioneur terwijl een assistent(e) de voerdraad verwijdert. De pigtail van de stent wordt spontaan gevormd.
6. Verwijder de positioneur voorzichtig uit de cystoscoop.

NB: Indien nodig, kan een laatste aanpassing gemaakt worden met een endoscopische tang.

NB: De stent kan gemakkelijk worden verwijderd door met de endoscopische tang voorzichtig trekkracht uit te oefenen.

NB: Fluoroscopie vergemakkelijkt de stentplaatsing, maar standaardradiografie kan ook worden gebruikt.

Als er problemen zijn met het gebruik van dit hulpmiddel, bel dan uw Cook-vertegenwoordiger of neem contact op met onze afdeling Customer Relations.

WIJZE VAN LEVERING

Wordt steriel (gesteriliseerd met ethyleenoxide) in gemakkelijk open te trekken verpakkingen geleverd. Bestemd voor eenmalig gebruik. Steriel indien de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Gebruik het product niet als er twijfel bestaat over de sterilitet van het product. Koel, donker en droog bewaren. Vermijd langdurige blootstelling aan licht. Inspecteer het product nadat dit uit de verpakking is genomen, om er zeker van te zijn dat het niet beschadigd is.

LITERATUUR

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de ervaringen van artsen en/of door hen gepubliceerde literatuur. Neem contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Cook voor informatie over beschikbare literatuur.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

UNIVERSA® FASTE URETERSTENTER OG STENTSETT

FORSIKTIG: I henhold til amerikansk lovgivning skal denne anordningen bare selges av eller foreskrives av en lege (eller en autorisert behandler).

BESKRIVELSE AV ANORDNINGEN

Universa faste ureterstenter og stentsett er fleksible, rørformede anordninger laget av radioopakt polyuretan, med hydrofilt belegg. Hver ende av Universa fast ureterstent består av en krøllet grisehale. Sideporter er plassert på hver ende av stenten, inkludert på stentens grisehaler. En flettet eller monofil suturtråd for flytting og fjerning av anordningen finnes på den proksimale grisehalen av stenten. Graderingsmerker er plassert på stenten for å gi visualisering under fremføring og plassering av stenten.

Universa fast ureterstentsett inkluderer (komponentene i settet kan variere):

- Radioopak dobbel grisehale-stent med suturtråd
- Ledevaier i rustfritt stål med PTFE-belegg
- Stentplasseringsinstrument med radioopak spiss
- Retteenhet for grisehale

TILENKT BRUK

Universa faste ureterstenter og stentsett brukes for midlertidig intern drenering fra den ureteropelvine overgangen til blæren. Ureterstenter har blitt brukt til å redusere obstruksjoner ved en rekke benigne, maligne og posttraumatiske tilstander. Stentene kan plasseres ved hjelp av endoskopiske, perkutane eller åpne kirurgiske teknikker. Universa faste stenter er ikke beregnet på å være lagt inn i pasienten i mer enn tolv måneder.

KONTRAINDIKASJONER

Ingen kjente

ADVARSLER

- Etter bruk kan denne anordningen utgjøre en potensiell biologisk risiko. Skal håndteres og kastes ifølge godkjent medisinsk praksis og gjeldende lokale, statlige og føderale lover og vedtekter.
- Dannelse av knuter kan forekomme i stenter med justerbar lengde. Dette kan føre til skade på ureteret under fjerning og/eller behov for ytterligere kirurgiske innrep. Forekomst av knute skal vurderes dersom det kjennes betydelig motstand under forsøk på fjerning.

FORHOLDSREGLER

- Mulige virkninger av ftalater hos gravide/ammende kvinner eller hos barn er ikke fullstendig kartlagt, og innvirkningen på reproduksjon og utvikling er foreløpig ukjent.
- Disse stentene skal ikke brukes som permanent innlagte anordninger.
- **Suturtråden skal fjernes hvis stenten skal være lagt inn i mer enn 14 dager.**
- Ikke bruk makt på komponentene mens de fjernes eller skiftes ut. Fjern komponentene forsiktig hvis du kjenner motstand.
- En gravid pasient må kontrolleres nærmere for mulige avleiringer på stenten på grunn av kalsiumtilskudd.
- Feil håndtering kan svekke stentens kvalitet betraktelig. Kraftig bøyning eller overbelastning under plasseringsprosedyren kan føre til at det oppstår brudd på belastningspunktet etter at stenten har vært innlagt i pasienten sin tid.
- Vinkling av ledevaier eller stenten skal unngås. Det anbefales å bruke en skoplinsin på 0 grader. Det anbefales skop som er større enn 21,0 Fr.
- Det er ikke mulig å forutsi individuelle forskjeller i interaksjonen mellom stentene og urinveissystemet.
- Ureterstenter skal kontrolleres periodisk for tegn på avleiringer og for å sikre riktig funksjon. Periodisk kontroller av stenten gjennom cystoskopiske og/eller radiografiske prosedyrer anbefales ved intervaller egnet iht. legens skjønn med hensyn til den enkelte pasientens tilstand og andre pasientspesifikke faktorer. Stenten er ikke ment å være lagt inn permanent, men maks. tolv måneder.

- Bruk av denne anordningen skal skje på grunnlag av en analyse av eventuelle risikoer og fordeler for hver enkelt pasient.

MULIGE ØØNSKEDE HENDELSER

Komplikasjoner angående ureterstentplassering er dokumentert. Disse komplikasjonene inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Ekstravasasjoner
- Okklusjon
- Vandring
- Blødning
- Sepsis
- Perforering av urinveiene
- Peritonitt
- Avleiringer
- Urinveisinfeksjon
- Tap av nyrefunksjon

PRODUKTANBEFALINGER

Hvis dette settet ikke inneholder en ledevaier, anbefales følgende:

- 5,0 Fr stenter godtar 0,035 inch
- 6,0 Fr stenter godtar 0,038 inch
- 7,0 Fr stenter godtar 0,038 inch
- 8,0 Fr stenter godtar 0,038 inch

INFORMASJON OM MR-SIKKERHET



Ikke-klinisk testing har vist at Universa faste ureterstenter er **MR Conditional** iht. ASTM F2503. En pasient med denne anordningen kan trygt skannes i et MR-system som oppfyller følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på kun 1,5 tesla eller 3,0 tesla
- Maksimal romlig magnetisk gradientfelt på 1600 Gauss/cm (16,0 T/m) eller mindre
- En maksimal helkropps gjennomsnittlig spesifikk absorpsjonsrate (SAR) på < 2,0 W/kg (normal driftsmodus) rapportert av MR-systemet i løpet av 15 minutters kontinuerlig skanning

Under skanneforholdene som er definert ovenfor, forventes det at Universa faste ureterstenter vil produsere en maksimal temperaturstigning på 1,6 °C etter 15 minutter med kontinuerlig skanning.

Bildeartefakten går ca. 7 mm ut fra Universa faste ureterstenter, som funnet under ikke-klinisk testing ved avbildning med en gradienteffekt-pulssekvens og et 3,0 tesla MR-system. Bildeartefakten skjuler anordningens lumen.

BRUKSANVISNING

Endoskopisk plassering

MERKNAD: For bruk må stenten legges i sterilt vann eller i en isotonisk saltløsning slik at den hydrofile overflaten absorberer vann og blir glatt. Dette gjør det enklere å plassere stenten under vanlige forhold.

1. Før en fleksibel ledevaierspiss frem til nyrebekkenet.
2. Ved bruk av et baselinjepyelogram, anslå passende stentlengde, og tilføy 1 cm til anslått uretermåling. Nøyaktig måling gir bedre drenasje og økt pasientkomfort.
3. Før stenten over ledevaieren gjennom cystoskopet. Mens du ser stenten, fører du den inn i ureteren ved hjelp av stentplasseringsinstrumentet. La en assistent holde ledevaieren på plass for å unngå at den føres inn i nyreporenkymet.

4. Se at det distale blekbbåndet på stenten dukker opp ved den ureterovesikale overgangen. Stopp innføringen av stenten på dette tidspunktet.
5. Mens en assistent fjerner ledevaiereren, holder du stenten på plass med plasseringsinstrumentet. Stentens grisehale dannes spontant.
6. Fjern posisjoneringsenheten forsiktig fra cystoskopet.

MERKNAD: Om nødvendig kan du foreta en endelig justering med en endoskopisk tang.

MERKNAD: Stenten kan lett fjernes ved forsiktig tilbaketrekkende traksjon med endoskopisk tang.

MERKNAD: Det er lettere å plassere stenten med fluoroskopi, men vanlig radiografi kan benyttes.

Hvis det oppstår problemer med å bruke denne anordningen, ber vi deg ringe din salgsrepresentant for Cook eller kontaktade kundestøtteavdelingen vår.

LEVERINGSFORM

Leveres sterilisert med etylenoksidgass i peel-open-innpakninger. Kun til engangsbruk. Steril hvis pakningen er uåpnet og uskadet. Bruk ikke produktet hvis du er i tvil om det er steril. Oppbevares på et mørkt, tørt og kjølig sted. Må ikke utsettes for lys i lengre perioder. Kontroller produktet ved utpakkingen for å forsikre deg om at det ikke er skadet.

REFERANSER

Denne bruksanvisningen er basert på legers erfaring og (eller) deres publiserte litteratur. Henvenn deg til Cooks salgsrepresentant hvis du vil ha informasjon om tilgjengelig litteratur.

T.W. Hepperlen, H.K.Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, 1986.

SZTYWNE STENTY MOCZOWODOWE UNIVERSA®, POJEDYNCZE I W ZESTAWACH

PRZESTROGA: Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych sprzedaż opisywanego urządzenia może być prowadzona wyłącznie przez lekarza lub na zlecenie lekarza (bądź uprawnionej osoby posiadającej odpowiednie zezwolenie).

OPIS URZĄDZENIA

Sztywne stenty moczowodowe Universa, pojedyncze i w zestawach, to giętkie cylindryczne urządzenia, wykonane z cieniodajnego poliuretanu, z powłoką hydrofilną. Na obu końcach sztywnego stentu moczowodowego Universa znajduje się zwinięta końcówka typu pigtail. Na obu końcach stentu, również na końcówkach pigtail, znajdują się porty boczne. Na proksymalnej końcówce typu pigtail stentu umieszczona jest pleciona lub monofilamentowa nić przeznaczona do zmiany położenia oraz wyjmowania urządzenia. Na stentach umieszczone są znaczniki z podziałką, zapewniające wizualizację fluoroskopową podczas wprowadzania i umieszczania stentu.

Zestaw sztywnego stentu moczowodowego Universa zawiera następujące elementy (elementy zestawu mogą się różnić):

- Cieniodajny stent z dwiema końcówkami pigtail, z nicią
- Prowadnik ze stali nierdzewnej powlekany PTFE
- Pozycjoner stentu z cieniodajną końcówką
- Element prostujący końcówkę pigtail

PRZEZNACZENIE

Sztywne stenty moczowodowe Universa, pojedyncze i w zestawach, są stosowane do tymczasowego wewnętrznego drenażu z połączeniem miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Stenty moczowodowe stosowane są do lagodzenia skutków zwężen moczowodu w wielu zmianach łagodnych, złośliwych oraz pourazowych. Stenty można umieszczać endoskopowo, przeskórnio oraz podczas otwartych zabiegów chirurgicznych. Sztywne stenty Universa nie są przeznaczone do pozostawiania w ciele pacjenta przez czas dłuższy niż dwanaście miesięcy.

PRZECIWSKAZANIA

Brak znanych

OSTRZEŻENIA

- Urządzenie po użyciu może stanowić zagrożenie biologiczne. Posługiwać się i usuwać zgodnie z przyjętą praktyką medyczną i wymogami obowiązujących przepisów regionalnych i krajowych.
- W przypadku stentów o regulowanej długości może dochodzić do tworzenia się węzłów. Może to doprowadzić do obrażeń moczowodu podczas usuwania urządzenia i/lub do konieczności dodatkowej interwencji chirurgicznej. W razie napotkania znaczącego oporu podczas prób usuwania urządzenia należy wziąć pod uwagę obecność węzła.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Potencjalny wpływ ftalanów na kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz na dzieci nie został w pełni zbadany i mogą istnieć obawy co do ich wpływu na układ rozrodczy i rozwój.
- Stenty te nie są przeznaczone do zakładania na stałe.
- **Jeśli stent ma pozostały założony przez dłużej niż 14 dni, należy usunąć nić.**
- Podczas usuwania lub wymiany elementów nie wolno używać siły. W przypadku napotkania jakiegokolwiek oporu należy ostrożnie usunąć elementy.
- Pacjentki ciężarne należy szczególnie dokładnie monitorować w kierunku możliwego powstania inkrustacji stentu z powodu suplementacji wapniem.
- Nieprawidłowe posługiwanie się stentem może go znacznie osłabić. Mocne zginańie lub naciskanie podczas zakładania może spowodować późniejsze oddzielenie stentu w tych miejscach po dłuższym czasie przebywania w drogach moczowych.

- Należy unikać zginania prowadnika i stentu. Zaleca się stosowanie endoskopu z optyką prostą. Sugerowane jest stosowanie endoskopów o średnicy ponad 21,0 Fr.
- Niemożliwe jest przewidzenie indywidualnych interakcji stentów i układu moczowego pacjenta.
- Należy okresowo kontrolować stenty moczowodowe pod kątem oznak inkrustacji oraz prawidłowości działania. Zalecane jest okresowe kontrolowanie stentu z wykorzystaniem cystoskopii i/lub radiografii, w odstępach uznanych za odpowiednie przez lekarza, z uwzględnieniem stanu konkretnego pacjenta oraz innych czynników specyficznych dla pacjenta. Stent nie jest urządzeniem przeznaczonym do zakładania na stałe, a czas jego pozostawania w cieles pacjenta nie powinien przekraczać dwunastu miesięcy.
- Decyzja o użyciu niniejszego wyrobu powinna zostać podjęta po rozważeniu korzyści i ryzyka, występujących w przypadku danego pacjenta.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Powiklania związane z implantacją stentów moczowodowych są udokumentowane w piśmiennictwie. Do powikłań tych należą, m.in.:

- Wynaczynienie
- Zamknięcie
- Przemieszczenie
- Krwotok
- Posocznica
- Perforacja dróg moczowych
- Zapalenie otrzewnej
- Inkrustacja
- Zakażenie dróg moczowych
- Utrata funkcji nerek.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU

Jeśli prowadnik nie jest dostarczony w zestawie, zaleca się użycie następującego prowadnika:

- Stenty 5,0 Fr współpracują z prowadnikiem o średnicy 0,035 inch
- Stenty 6,0 Fr współpracują z prowadnikiem o średnicy 0,038 inch
- Stenty 7,0 Fr współpracują z prowadnikiem o średnicy 0,038 inch
- Stenty 8,0 Fr współpracują z prowadnikiem o średnicy 0,038 inch

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU RM



Badania niekliniczne wykazały, że sztywne stenty moczowodowe Universa są **warunkowo zgodne ze środowiskiem RM** według ASTM F2503. Pacjenta z tym urządzeniem można bezpiecznie skanować w systemie RM, przy zachowaniu następujących warunków:

- Wyłącznie statyczne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T lub 3,0 T
- Maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego 1600 gausów/cm (16,0 T/m) lub mniejszy
- Maksymalny zgłoszony przez system RM współczynnik absorpcji swoistej (SAR) uśredniony dla całego ciała < 2,0 W/kg (normalny tryb działania) dla 15 minut ciągłego skanowania

W warunkach skanowania opisanych powyżej oczekuje się, że sztywne stenty moczowodowe Universa spowodują maksymalny wzrost temperatury o 1,6 °C po 15 minutach ciągłego skanowania.

Artefakt obrazu rozcina się na około 7 mm od sztywnych stentów moczowodowych Universa, co stwierdzono podczas badania nieklinicznego przy obrazowaniu sekwencją impulsów echa gradientowego w systemie RM o indukcji 3,0 T. Artefakt obrazu zasłania światło urządzenia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Implantacja endoskopowa

UWAGA: Przed użyciem należy zanurzyć stent w jałowej wodzie lub izotonicznym roztworze soli, co sprawi, że powłoka hydrofilna wchłonie wodę i stanie się śliska. Ułatwia to wprowadzanie cewnika w standardowych warunkach.

1. Przeprowadzić giętką końcówkę prowadnika do miedniczki nerkowej.
2. Na podstawie pielogramu wyjściowego ocenić właściwą długość stentu i do określonej długości dodać 1 cm. Dokładne wykonanie pomiaru pozwoli zmaksymalizować drenaż oraz komfort pacjenta.
3. Przesunąć stent po prowadniku przez cystoskop. Pod bezpośrednią kontrolą wzrokową wsunąć stent do moczowodu wraz z pozycjonerem stentu. Asystent powinien trzymać prowadnik na miejscu, aby uniknąć wprowadzenia prowadnika w głęb miejszu nerkowego.
4. Obserwować moment pojawiącego się dystalnego paska nadrukowanego na stencie na wysokości połączenia pęcherzowo-moczowodowego. W tym momencie zatrzymać wsuwanie stentu.
5. Utrzymywać stent na miejscu przy użyciu pozycjonera w czasie, gdy asystent usuwa prowadnik. Końcówka stentu samoistnie zwinię się w pigtail.
6. Ostrożnie usunąć pozycjonera z cystoskopu.

UWAGA: W razie potrzeby położenie stentu można ostatecznie dopasować przy użyciu kleszczyków endoskopowych.

UWAGA: Stent można łatwo usunąć, pociągając go delikatnie wstecznie przy użyciu kleszczyków endoskopowych.

UWAGA: Fluoroskopia ułatwia implantację stentu, jednakże można posłużyć się standardową radiografią.

Jeśli wystąpią problemy podczas stosowania tego urządzenia, prosimy zadzwonić do przedstawiciela handlowego firmy Cook lub skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

POSTAĆ W CHWILI DOSTARCZENIA

Produkt sterylizowany gazowym tlenkiem etylenu; dostarczany w rozrywalnych opakowaniach. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny, jeśli opakowanie nie zostało otwarte ani uszkodzone. Jeśli sterylność budzi wątpliwości, nie należy używać produktu. Przechowywać w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu. Unikać przedłużonej ekspozycji na światło. Produkt należy sprawdzić zaraz po wyjęciu z opakowania, aby się upewnić, że nie został uszkodzony.

PIŚMIENNICTWO

Niniejszą instrukcję użycia opracowano na podstawie doświadczeń lekarzy i (lub) ich publikacji. W celu uzyskania informacji na temat dostępnego piśmiennictwa należy się zwrócić do lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Cook.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

STENTS URETERAIS RÍGIDOS E CONJUNTOS DE STENTS UNIVERSA®

ATENÇÃO: A legislação federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou um profissional de saúde licenciado ou mediante prescrição de um destes profissionais.

Descrição do dispositivo

Os Stents uretrais rígidos e os Conjuntos de stents Universa são dispositivos tubulares flexíveis, fabricados a partir de poliuretano radiopaco, com revestimento hidróflico. Cada extremidade dos Stents uretrais rígidos Universa consiste numa espiral enrolada. Os orifícios laterais estão posicionados em cada extremidade do stent, incluindo nas espirais do stent. Um fio de sutura entrançado ou monofilamento para reposicionamento ou remoção do dispositivo, está localizado na espiral proximal do stent. As marcas de graduação estão localizadas no stent, para permitir a visualização durante o avanço e colocação do stent.

O Conjunto de stent ureteral rígido Universa inclui (os componentes do conjunto podem variar):

- Stent radiopaco com dupla espiral e fio de sutura
- Fio guia em aço inoxidável com revestimento de PTFE
- Posicionador de stent com ponta radiopaca
- Endireitador de espirais

Utilização prevista

Os Stents uretrais rígidos e Conjuntos de stents Universa são utilizados para drenagem interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga. Os stents uretrais têm sido utilizados para alívio de obstrução em várias doenças benignas, malignas e em situações pós-traumáticas. Os stents podem ser colocados através de técnicas endoscópicas, percutâneas ou por cirurgia aberta. Os Stents rígidos Universa não se destinam a ficar implantados mais de doze meses.

Contraindicações

Não são conhecidas

Advertências

- Após a utilização, este dispositivo pode constituir um potencial perigo biológico. Manuseie-o e elimine-o de acordo com as normas médicas aceitáveis e com os regulamentos e a legislação locais aplicáveis a nível estadual e federal.
- Pode ocorrer a formação de nós em stents de comprimento variável. Isto pode resultar em lesão do uréter durante a remoção e/ou na necessidade de intervenção cirúrgica adicional. Deve ser considerada a presença de um nó, se for encontrada uma resistência significativa durante as tentativas de remoção.

Precauções

- Os potenciais efeitos dos ftalatos em mulheres grávidas ou em período de amamentação ou em crianças não foram totalmente caracterizados e poderão suscitar preocupação relativamente a efeitos reprodutivos e no desenvolvimento.
- Estes stents não se destinam a ser implantados de forma permanente.
- **O fio de sutura deve ser removido se o stent ficar em permanência durante mais de 14 dias.**
- Não force os componentes durante a sua remoção ou substituição. Retire os componentes com cuidado se sentir alguma resistência.
- É necessário vigiar atentamente nas pacientes grávidas a possível incrustação do stent, causada pela ingestão de suplementos de cálcio.
- O manuseamento incorreto pode fragilizar seriamente o stent. Se dobrar até vincar ou aplicar demasiada tensão durante a colocação pode provocar a separação posterior do stent no ponto sujeito a tensão após um longo período de permanência.
- A angulação do fio guia ou do stent deve ser evitada. Recomenda-se que seja utilizada uma lente de endoscópio de 0°. Sugerem-se endoscópios com diâmetro superior a 21,0 Fr.

- As variações individuais da interação entre os stents e o sistema urinário são imprevisíveis.
- Os stents ureterais devem ser verificados periodicamente quanto a sinais de incrustação e funcionamento apropriado. São recomendadas verificações periódicas do stent por cistoscopia e / ou procedimentos radiográficos, em intervalos considerados adequados pelo médico, tendo em consideração a condição individual e outros fatores específicos do doente. O stent não se destina a ser um dispositivo implantado de forma permanente, não deve exceder os doze meses.
- A utilização do dispositivo deve basear-se na ponderação dos fatores de risco e benefício aplicáveis ao seu doente.

POTENCIAIS EVENTOS ADVERSOS

As complicações da colocação de stents ureterais estão documentadas. Estas complicações incluem, entre outras:

- Extravasamentos
- Oclusão
- Migração
- Hemorragia
- Sepsis
- Perforação do trato urinário
- Peritonite
- Incrustação
- Infecção do trato urinário
- Perda de função renal

RECOMENDAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Se não for fornecido nenhum fio guia com este conjunto, recomenda-se o seguinte:

- Stents de 5,0 Fr compatíveis com 0,035 inch
- Stents de 6,0 Fr compatíveis com 0,038 inch
- Stents de 7,0 Fr compatíveis com 0,038 inch
- Stents de 8,0 Fr compatíveis com 0,038 inch

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA RMN



Testes não clínicos demonstraram que os Stents ureterais rígidos Universa são **MR Conditional** de acordo com a ASTM F2503. Pode realizar-se um exame com segurança num doente com este dispositivo, num sistema de RMN que cumpra as seguintes condições:

- campo magnético estático de apenas 1,5 Tesla ou 3,0 Tesla
- campo magnético do gradiente espacial máximo de 1600 Gauss/cm (16,0 T/m) ou inferior
- taxa de absorção específica (SAR) média, reportada para o sistema de RMN, para o corpo inteiro < 2,0 W/kg no máximo (modo de funcionamento normal) durante 15 minutos de exame contínuo

Nas condições de exame definidas anteriormente, prevê-se que os Stents ureterais rígidos Universa produzam um aumento de temperatura máximo de 1,6 °C após 15 minutos de exame contínuo.

O artefacto de imagem prolonga-se aproximadamente 7 mm para os Stents ureterais rígidos Universa, conforme se identificou durante testes não clínicos quando visto com uma sequência de pulso echo gradiente e um sistema de RMN de 3,0 Tesla. O artefacto de imagem obscurece o lumen do dispositivo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Colocação endoscópica

NOTA: Antes de usar, mergulhe o stent em água estéril ou soro fisiológico isotônico estéril, para permitir que a superfície hidrófila absorva a água e fique lubrificada. Isso facilitará a colocação em condições normais.

1. Passe uma ponta flexível do fio guia até à pélvis renal.
2. Calcule o comprimento adequado para o stent usando uma pielografia inicial e adicione 1 cm à medição ureteral calculada. Uma medição efetuada com rigor aumenta a eficácia da drenagem e o conforto do doente.
3. Passe o stent sobre o fio guia através do cistoscópio. Sob observação direta, faça avançar o stent e introduza-o no uréter com o posicionador de stent. Peça a um assistente que mantenha o fio guia na posição correta para evitar o seu avanço para o interior do parêntima renal.
4. Verifique o surgimento da banda impressa distal do stent na junção ureterovesical. Nesse momento, suspenda o avanço do stent.
5. À medida que um assistente retira o fio guia, mantenha a posição do stent com o posicionador. A espiral do stent formar-se-á espontaneamente.
6. Remova cuidadosamente o posicionador do cistoscópio.

NOTA: Se necessário, pode proceder a um ajuste final com a pinça endoscópica.

NOTA: O stent pode ser facilmente removido aplicando uma leve tração com a pinça endoscópica.

NOTA: A fluoroscopia facilita a colocação do stent, embora também se possa usar a radiografia convencional.

Se ocorrerem problemas com a utilização deste dispositivo, contacte o seu Representante de vendas ou o Departamento de relações com o cliente da Cook.

APRESENTAÇÃO

Fornecido esterilizado pelo gás óxido de etileno em embalagens de abertura fácil. Destina-se a uma única utilização. Estéril desde que a embalagem não esteja aberta nem danificada. Se tiver alguma dúvida quanto à esterilidade do produto, não o utilize. Guardar num local protegido da luz, seco e fresco. Evitar a exposição prolongada à luz. Depois de retirar o produto da embalagem, inspecione-o para se certificar de que não ocorreram danos.

REFERÊNCIAS

Estas instruções de utilização baseiam-se na experiência de médicos e/ou na respetiva literatura publicada. Consulte o representante local de vendas da Cook para obter informações sobre a literatura disponível.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.

UNIVERSA® STYVA URETÄRSTENTAR OCH STENTSET

VAR FÖRSIKTIG: Enligt federal lagstiftning i USA får denna produkt endast säljas av eller på ordination från en läkare (eller korrekt legitimerad praktiker).

PRODUKTBESKRIVNING

Universa styva uretärstentar och stentset är böjliga rörformade enheter av röntgentät polyuretan med hydrofil beläggning. Varje ände av Universa styr uretärstent består av en ringlad pigtail. Det finns sidoportar på var sida om stenten, även på stentens pigtail. En flätad eller entrådig förankringstråd för att omplacera och ta bort enheten finns på stentens proximala pigtail. Det finns graderingsmarkeringar på stenten för att tillhandahålla den visualiseringen vid framförande och placering av stenten.

Universa styr uretärstentset omfattar (setets komponenter kan variera):

- Röntgentät stent med dubbla pigtails med förankringstråd
- PTFE-belagd ledare av rostfritt stål
- Stentplacerare med röntgentät spets
- Pigtailuträtare

AVSEDD ANVÄNDNING

Universa styva uretärstentar och stentset används för tillfälligt inre dränage från föreningspunkten mellan njurbäckenet och uretären till blåsan. Uretärstentar har använts för att häva obstruktioner vid en rad benigna, maligna och posttraumatiska tillstånd. Stentarna kan placeras med hjälp av endoskop, perkutant eller med öppna kirurgiska tekniker. Universa styra stentar får inte ligga kvar längre än tolv månader.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända

VARNINGAR

- Efter användning kan enheten utgöra biologiskt riskavfall. Hantera och kassera i enlighet med godtagbar medicinsk praxis och tillämpliga lokala eller statliga bestämmelser.
- Det kan bildas knutar i stenter av flerlängdstyp. Det kan leda till skada på uretären vid borttagning och/eller behov för ytterligare kirurgiskt ingrepp. Knutbildning ska misstänkas om det känns betydande motstånd vid försök till borttagning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Ftalaters potentiella effekter på gravida/ammande kvinnor eller barn har inte utvärderats fullständigt och det kan finnas anledning till oro beträffande effekter på reproduktion och utveckling.
- Dessa stenter är inte avsedda att ligga kvar permanent.
- **Förankringstråden ska avlägsnas om stenten ska ligga kvar längre än 14 dagar.**
- Tvinga inte komponenterna vid avlägsnande eller återplacering. Avlägsna komponenterna med försiktighet om eventuellt motstånd uppstår.
- Gravida patienter måste övervakas grundligare med tanke på eventuella avlägringar på stenten till följd av kalciumentillskott.
- Olämplig hantering kan försvaga stenten betydligt. Skarpa böjar eller alltför starka påfrestningar under placeringen kan leda till att stenten på sikt brister vid brottsanvisningen eller utsätts för spänningar sedan den legat kvar under en längre tidsperiod.
- Undvik att vinkla ledaren eller stenten. Användning av en skoplins med 0 grader rekommenderas. Vi rekommenderar skop som är större än 21,0 Fr.
- Det är omöjligt att förutsäga individuella variationer vid interaktion mellan stentar och urinvägarna.

- Uretärstenter ska kontrolleras regelbundet med avseende på tecken på avlagringar och korrekt funktion. Regelbundna kontroller av stenten med cystoskopiska och/eller genomlysningsförfaranden rekommenderas med sådana intervall som av läkaren bedöms lämpliga med hänsyn taget till den enskilda patientens tillstånd och andra patientspecifika faktorer. Stenten är inte avsedd som en permanent kvarliggande enhet och ska inte ligga inne i mer än tolv månader.
- Innan instrumentet används ska man noga väga riskerna mot fördelarna för den enskilda patienten.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Komplikationer vid inläggning av uretärstenter finns dokumenterade. Ytterligare komplikationer omfattar bl. a.:

- extravasering
- ocklusion
- migration
- hemorragi
- sepsis
- perforation av urinvägar
- peritonit
- avlagringar
- urinvägsinfektion
- förlust av njurfunktion

PRODUKTREKOMMENDATIONER

Om inga ledare medföljer detta set rekommenderas följande:

- Stenter av storlek 5,0 Fr passar med 0,035 inch ledare
- Stenter av storlek 6,0 Fr passar med 0,038 inch ledare
- Stenter av storlek 7,0 Fr passar med 0,038 inch ledare
- Stenter av storlek 8,0 Fr passar med 0,038 inch ledare

INFORMATION OM MRT-SÄKERHET



Icke-kliniska tester har visat att Universa styva uretärstenter är **MR Conditional** i enlighet med ASTM F2503.

En patient med denna produkt kan skannas säkert i ett MR-system på följande villkor:

- Statiskt magnetfält på endast 1,5 tesla eller 3,0 tesla
- Max. spatialt gradientmagnetfält på 1 600 gauss/cm (16,0 T/m) eller mindre
- Maximal för MR-systemet rapporterad genomsnittlig specifik absorptionsnivå (SAR) för hela kroppen på <2,0 W/kg (normalt driftsläge) vid 15 minuters kontinuerlig skanning.

Under ovan definierade skanningsförhållanden, förväntas det att Universa styva uretärstenter ska ge en maximal temperaturstebring på 1,6 °C efter 15 minuters kontinuerlig skanning.

Bildartefakten sträcker sig cirka 7 mm från Universa styva uretärstenter enligt icke-kliniska tester, vid avbildning med en gradient ekopulsesekvens och ett 3,0 tesla MR-system. Bildartefakten skymmer enhetens lumen.

BRUKSANVISNING

Placering med endoskop

OBS! Före användning ska stenten sänkas ned i steril vatten eller i isoton koksaltlösning så att den hydrofila ytan kan absorbera vatten och bli glatt. Detta underlättar inläggningen under normala förhållanden.

1. För in den böjliga spetsen på ledaren till njurbäckenet.
2. Avgör lämplig längd på stenten genom baslinje-urografi. Lägg till 1 cm till det uppskattade uretärmåttet från den undersökningen. Ett exakt mått förbättrar avflödeseffektivitet och patientens välbefinnande.

3. För stenten över ledaren och genom cystoskopet. För under direkt visualisering in stenten i uretären med stentplaceraren. Låt en assistent hålla ledaren på plats för att förhindra att ledaren förs in i njurparenkymet.
4. Var uppmärksam på när stentens distala markörband dyker upp i föreningspunkten mellan uretären och urinblåsan. När detta inträffar gör man ett uppehåll i framförandet.
5. Håll stenten i läge med placeraren medan en assistent drar ut ledaren. Stentens pigtail bildas av sig själv.
6. Dra försiktigt ut placeraren ur cystoskopet.

OBS! Vid behov kan en slutjustering utföras med en endoskopipincett.

OBS! Stenten kan lätt avlägsnas genom att man försiktigt drar ut den med endoskopipincetten.

OBS! Fluoroskopi underlättar stentplaceringen men vanlig röntgen kan användas.

Om de uppstår problem vid användningen av den här enheten, ring din lokala Cook-representant eller kontakta vår kundtjänstavdelning.

LEVERANSFORM

Levereras i etylenoxidgassteriliserade "peel-open"-förpackningar. Endast avsedd för engångsbruk. Steril såvida förpackningen är öppnad och oskadad. Använd inte produkten om det är tveksamt att produkten är steril. Förvaras mörkt, torrt och svalt. Undvik långvarig exponering för ljus. Inspektera produkten vid uppcknningen för att säkerställa att den inte är skadad.

REFERENSER

Denna bruksanvisning baseras på erfarenhet från läkare och (eller) deras publicerade litteratur. Kontakta din lokala Cook-återförsäljare för information om tillgänglig litteratur.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "Self Retained Internal Ureteral Stents: A New Approach," *The Journal of Urology*, 119 (1978), 731.

T.W. Hepperlen, H.K. Mardis, H. Kammandel: "The Pigtail Ureteral Stent in the Cancer Patient," *The Journal of Urology*, 121 (1979), 17.

M.F. Camacho, R. Pereiras, H. Carrion, M. Bondhus, V.A. Politano: "Double- Ended Pigtail Ureteral Stent: Useful Modification to Single End Ureteral Stent," *Urology*, 13 (1979), 516-520.

M.A. Koyle, A.D. Smith: "Ureteral Stents," Chapter 31 in A.D. Smith, W.R. Castaneda-Zuniga, J.G. Bronson: *Endourology: Principles and Practice*. Thieme Inc., New York, New York, 1986.



This symbol on the label indicates that this device contains phthalates. Specific phthalates contained in the device are identified beside or below the symbol by the following acronyms:

- BBP: Benzyl butyl phthalate
- DBP: Di-n-butyl phthalate
- DEHP: Di(2-ethylhexyl) phthalate
- DIDP: Diisodecyl phthalate
- DINP: Diisononyl phthalate
- DIPP: Diisopentyl phthalate
- DMEP: Di(methoxyethyl) phthalate
- DNOP: Di-n-Octyl phthalate
- DNPP: Di-n-pentyl phthalate

Tento symbol na štítku znamená, že tento prostředek obsahuje ftaláty. Specifické ftaláty obsažené v tomto zařízení jsou identifikovány vedle symbolu nebo pod ním níže uvedenými zkratkami:

- BBP: Benzyl butyl ftalát
- DBP: Di-n-butyl ftalát
- DEHP: Di(2-ethylhexyl) ftalát
- DIDP: Diisodecyl ftalát
- DINP: Diisononyl ftalát
- DIPP: Diisopentyl ftalát
- DMEP: Di(methoxyethyl) ftalát
- DNOP: Di-n-oktetyl ftalát
- DNPP: Di-n-pentyl ftalát

Dette symbol på mærkaten indikerer, at produktet indeholder phthalater. Specifikke phthalater indeholdt i denne anordning er identificeret ved siden af eller under symbolet med følgende akronymer:

- BBP: Benzylbutylphthalat
- DBP: Di-n-butylphthalat
- DEHP: Di(2-ethylhexyl)-phthalat
- DIDP: Diisodecylphthalat
- DINP: Diisononylphthalat
- DIPP: Diisopentylphthalat
- DMEP: Di(methoxyethyl)-phthalat
- DNOP: Di-n-octylphthalat
- DNPP: Di-n-pentylphthalat

Dieses Symbol auf dem Etikett gibt an, dass dieses Produkt Phthalate enthält. Spezifische in diesem Produkt enthaltene Phthalate sind neben bzw. unter dem Symbol durch die folgenden Akronyme gekennzeichnet:

- BBP: Benzylbutylphthalat
- DBP: Di-n-butylphthalat
- DEHP: Di(2-ethylhexyl)phthalat
- DIDP: Diisodecylphthalat
- DINP: Diisononylphthalat
- DIPP: Diisopentylphthalat
- DMEP: Di(methoxyethyl)phthalat
- DNOP: Di-n-octylphthalat
- DNPP: Di-n-pentylphthalat



Αυτό το σύμβολο στην ετικέτα υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή περιέχει φθαλικές ενώσεις. Σε αυτή τη συσκευή περιέχονται συγκεκριμένες φθαλικές ενώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται δίπλα ή κάτω από το σύμβολο με τα ακόλουθα ακρωνύμια:

- BBP: Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας
- DBP: Φθαλικός δι-η-βουτυλεστέρας
- DEHP: Φθαλικός δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρας
- DIDP: Φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας
- DINP: Φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας
- DIPP: Φθαλικός δι-ισοπεντυλεστέρας
- DMEP: Φθαλικός δι(μεθοξυαιθυλο) εστέρας
- DNOP: Φθαλικός δι-η-οκτυλεστέρας
- DNPP: Φθαλικός δι-η-πεντυλεστέρας

Este símbolo de la etiqueta indica que este dispositivo contiene ftalatos. Los ftalatos concretos contenidos en el dispositivo se identifican al lado o debajo del símbolo mediante las siguientes siglas:

- BBP: Bencil butil ftalato
- DBP: Di-n-butil ftalato
- DEHP: Di(2-ethylhexil) ftalato
- DIDP: Diisodecyl ftalato
- DINP: Diisononil ftalato
- DIPP: Diisopentil ftalato
- DMEP: Di(metoxietil) ftalato
- DNOP: Di-n-octil ftalato
- DNPP: Di-n-pentil ftalato

La présence de ce symbole sur l'étiquette indique que ce dispositif contient des phtalates. Les phtalates spécifiques contenus dans ce dispositif sont identifiés à côté ou sous le symbole à l'aide des acronymes suivants :

- BBP : phtalate de butyle et de benzyle
- DBP : phtalate de di-n-butyle
- DEHP : phtalate de di-(2-éthylhexyle)
- DIDP : phtalate de di-isodécyle
- DINP : phtalate de di-isonynde
- DIPP : phtalate de di-isopentyle
- DMEP : phtalate de di-méthoxyéthyle
- DNOP : phtalate de di-n-octyle
- DNPP : phtalate de di-n-pentyle



Ez a jel a címkén azt jelzi, hogy ez az eszköz ftalátokat tartalmaz. Az eszközben jelen lévő konkrét ftalátok megnevezése a jel mellett vagy alatt található, a következő rövidítésekkel:

- BBP: Benzil-butil-ftalát
- DBP: Di-n-butil-ftalát
- DEHP: Di(2-ethylhexil)-ftalát
- DIDP: Diizodecil-ftalát
- DINP: Diizononil-ftalát
- DIPP: Diizopentil-ftalát
- DMEP: Di(metoxietil)-ftalát
- DNOP: Di-n-oktil-ftalát
- DNPP: Di-n-pentil-ftalát

Il presente simbolo apposto sull'etichetta indica che questo dispositivo contiene ftalati. Gli specifici ftalati contenuti nel dispositivo sono identificati accanto al simbolo o sotto di esso mediante i seguenti acronimi.

- BBP: benzil-butil ftalato
- DBP: Di-n-butil ftalato
- DEHP: di(2-ethyletil) ftalato
- DIDP: di-isodecil ftalato
- DINP: di-isoononil ftalato
- DIPP: di-isopentil ftalato
- DMEP: di(metossietil) ftalato
- DNOP: di-n-ottil ftalato
- DNPP: di-n-pentil ftalato

Dit symbool op het etiket wijst erop dat dit hulpmiddel ftalaten bevat. De specifieke ftalaten die het hulpmiddel bevat worden naast of onder het symbool geïdentificeerd aan de hand van de volgende acroniemen:

- BBP: benzylbutylftalaat
- DBP: di-n-butylftalaat
- DEHP: bis(2-ethylhexyl)ftalaat
- DIDP: diisodecylftalaat
- DINP: diisononylftalaat
- DIPP: diisopentylftalaat
- DMEP: di(methoxyethyl)ftalaat
- DNOP: di-n-octylftalaat
- DNPP: di-n-pentylftalaat



Dette symbolet på etiketten betyr at anordningen inneholder ftalater. Spesifikke ftalater i anordningen er identifisert ved siden av eller under symbolet, med følgende akronymer:

- BBP: Benzylbutylftalat
- DBP: Di-n-butylftalat
- DEHP: Di(2-etylheksyl)ftalat
- DIDP: Diisodekyl-ftalat
- DINP: Diisononylftalat
- DIPP: Diisopentylftalat
- DMEP: Di(metoksyetyl)ftalat
- DNOP: Di-n-oktylftalat
- DNPP: Di-n-pentylftalat

Ten symbol na etykiecie oznacza, że urządzenie zawiera ftalany. Konkretnie ftalany obecne w urządzeniu są zidentyfikowane obok symbolu lub pod symbolem za pomocą następujących akronimów:

- BBP: Ftalan benzylu butylu
- DBP: Ftalan di-n-butylu
- DEHP: Ftalan di(2-etyloheksylu)
- DIDP: Ftalan diizodecylu
- DINP: Ftalan diizononylu
- DIPP: Ftalan diizopentylu
- DMEP: Ftalan di(metoksyetylu)
- DNOP: Ftalan di-n-oktylu
- DNPP: Ftalan di-n-pentylu

Este símbolo no rótulo indica que este dispositivo contém ftalatos. Os ftalatos específicos contidos no dispositivo são identificados ao lado ou por baixo do símbolo pelos seguintes acrónimos:

- BBP: ftalato de benzilbutilo
- DBP: ftalato de di-n-butilo
- DEHP: ftalato de di(2-etyl-hexilo)
- DIDP: ftalato de diisodecilo
- DINP: ftalato de diisononilo
- DIPP: ftalato de diisopentilo
- DMEP: ftalato de di(metoxietilo)
- DNOP: ftalato de di-n-octilo
- DNPP: ftalato de di-n-pentilo

Denna symbol på etiketten indikerar att produkten innehåller ftalater. De specifika ftalater som finns i produkten identifieras bredvid eller under symbolen med följande akronymer:

- BBP: Benzylbutylftalat
- DBP: Di-n-butylftalat
- DEHP: Di(2-ethylhexyl)ftalat
- DIDP: Diisodecylftalat
- DINP: Diisononylftalat
- DIPP: Diisopentylftalat
- DMEP: Di(metoxyetyl)ftalat
- DNOP: Di-n-oktylftalat
- DNPP: Di-n-pentylftalat



MR Conditional

MR Conditional

MR Conditional

Bedingt MR-sicher

Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις

«MR Conditional» (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la MRI)

« MR Conditional » (compatible avec l'IRM sous certaines conditions)

MR-kondicionális

MR Conditional (può essere sottoposto a RM in presenza di condizioni specifiche)

MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden

MR-betinget

Warunkowe stosowanie RM

MR Conditional

MR Conditional



If symbol appears on product label, X = quantity per box

Pokud je symbol uveden na označení výrobku, X = množství v krabici

Hvis symbolet vises på produktetiketten, er X = antal pr. æske

Sofern das Symbol auf dem Verpackungsetikett erscheint: X = Anzahl pro Karton

Εάν εμφανίζεται κάποιο σύμβολο στην ετικέτα του προϊόντος, X = ποσότητα ανά κουτί

Si el símbolo aparece en la etiqueta del producto, X = cantidad por caja

Si le symbole est visible sur l'étiquette du produit, X = quantité par boîte

Ha ez a szimbólum szerepel a termék címkéjén, akkor X a dobozonkénti mennyisége

Se questo simbolo compare sull'etichetta del prodotto, X = quantità per scatola

Als dit symbool op het productetiket staat: X = hoeveelheid per doos

Hvis symbolet vises på produktetiketten, X = antall per eske

Jeżeli symbol występuje na etykiecie produktu, X oznacza ilość sztuk w kartonie

Se o símbolo aparecer no rótulo do produto, X = quantidade por caixa

Om symbolen finns på produktetiketten, X = antal per förpackning

A symbol glossary can be found at <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Glosář symbolů naleznete na <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Der findes en symbolforklaring på <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Eine Symbollegende finden Sie auf <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Ένα γλωσσάρι των συμβόλων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
<http://symbolglossary.cookmedical.com>

En <http://symbolglossary.cookmedical.com> puede consultarse un glosario de símbolos

Pour un glossaire des symboles, consulter le site Web <http://symbolglossary.cookmedical.com>

A szimbólumok magyarázatának ismertetése a <http://symbolglossary.cookmedical.com>
weboldalon található

Un glossario dei simboli è reperibile nel sito <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Een verklarende lijst van symbolen is te vinden op <http://symbolglossary.cookmedical.com>

En symbolforklaring finnes på <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Słownik symboli można znaleźć pod adresem <http://symbolglossary.cookmedical.com>

Existe um glossário de símbolos em <http://symbolglossary.cookmedical.com>

En symbolordlista finns på <http://symbolglossary.cookmedical.com>



MANUFACTURER

COOK INCORPORATED

750 Daniels Way

Bloomington, IN 47404 U.S.A.

EC

REP

EC REPRESENTATIVE

Cook Medical Europe Ltd

O'Halloran Road

National Technology Park

Limerick, Ireland